

Zahnärztliche Patientenservietten



Konformität / Regulatorische Informationen

Generische Gerätegruppe	Zahnärztliche Patientenservietten
Modell	2202 Erhältliche Farben: Dunkelblau, Blau, Jadegrün, Hellgrün, Limettengrün, Gelb, Orange, Pink, Lila, Bordeauxrot, Schwarz, Weiß, Muster „Feenzähne“, Tiermuster
Bestimmungsgemäße Verwendung	Zahnärztliche Einweg-Patientenlätzchen, die dazu dienen, die Kleidung des Patienten während einer zahnärztlichen Behandlung vor Spritzern zu schützen.
Anwendungsgebiete	- Nur für die professionelle zahnärztliche Anwendung - Zum Einmalgebrauch - Latexfrei (enthält kein Naturlatex)
Andere	- 3-lagige, geprägte Patientenservietten: zwei saugfähige Papierlagen und eine wasserdichte Schicht für maximalen Schutz und Komfort - Größe: 45 x 33 cm

Produktspezifikation

Packaging Description	Einzelpackung	50 Stück
Sprachen auf der Verpackung	EN, PL, DE, FR, IT, ES, PT, FI, NO, SV, DA, RO, CS, EL, HU, LV, LT, SK, JA, ZH	
Zusammensetzung	two layers one layer	absorbent paper polyethylene (PE)
Rückverfolgbarkeit	UDI / LOT	
Lagerbedingungen	Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen; kühl und trocken lagern.	

Herstellerinformation

Hersteller:	Premium Plus Poland sp. z o.o.
	Premium Plus UK Ltd.