



SPEZIALITÄTENKATALOG 2025

IHR PARTNER SEIT 25 JAHREN

SPEZIALITÄTENKATALOG 2025

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Bestellungen, erreichen Sie uns wie folgt:

Deutschland

Telefonisch unter	04931 980968-1
Montag bis Donnerstag	08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag	08:00 bis 14:00 Uhr
Jederzeit per E-Mail über den eShop	order@dental-contact.de www.dental-contact.de

Österreich

Telefonisch unter	0676 4655990
Montag bis Donnerstag	08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag	08:00 bis 13:00 Uhr
Jederzeit per E-Mail über den eShop	info@dental-contact.at www.dental-contact.at

Ab einem Warenwert von 250 € netto versenden wir versandkostenfrei.
Bestellungen die bis 12 Uhr bei uns eingehen, werden i.d.R. noch am selben Tag versendet.

Wir stellen uns vor

Die Firma Dental-Contact Vertriebs GmbH (heute KG) wurde Anfang 2000 gegründet. Inhalt der Aktivitäten war es seinerzeit – der Name „Contact“ sagt es schon – im Auftrag von ausländischen Herstellern den Kontakt zum deutschen Handel in den Bereichen Dental- und Medizinhandel auf- bzw. auszubauen. Um das zu gewährleisten, bilden wir unsere Mitarbeiter stets nicht nur auf Vertriebswegen, sondern auch im Bereich der Sicherheitsrichtlinien der Medizinprodukteverordnung aus. Vorrangig ist für uns nicht nur der Vertrieb, sondern auch der Umgang mit hochwertigen und vertretbaren Produkten. Genügen diese Produkte nicht unseren Ansprüchen, erreichen sie nicht unser Lager.

Zu unseren Partnern gehörten bereits Unternehmen wie Centrix, SS White und Crosstex (HuFriedy) aus den USA.

Seit 15 Jahren sind wir der deutsche Agent für Cavex Holland BV, was uns zur Schnittstelle zwischen Industrie und Handel für Cavex und diversen Depots in Deutschland macht. In dem Zusammenhang bieten wir auch Schulungen und Tagungen für Händler, Zahnärzte, Ärzte und Kliniken an, um die ideale Handhabung und Sicherheit zu fördern.

Möglich ist dies nur durch ständige Fortbildung und Fachkräfte, die man eigentlich nur in größeren Konzernen findet. Die Anforderungen an Medizinprodukte und -Händler bzw. Importeure werden umfangreicher. Um dem gerecht zu werden beschäftigen wir Sicherheitsbeauftragte für Medizinprodukte, Qualitätsmanager, PRRC nach MDR und CRM-Beauftragte, sowie TÜV-geschulte Medizinprodukteberater mit langjähriger Erfahrung aus der Praxis und studierte Mitarbeiter aus der Wirtschaft.

Seit Jahren pflegen wir den Kontakt zur Dentalbranche in Österreich und so wurde 2020 die Dental Contact Österreich gegründet.

Ihr Dental-Contact Team



Mit GLS KlimaProtect stellen wir Pakete vollständig klimaneutral zu!

Inhaltsverzeichnis

Smoothstar® das „Das Modulare Silikonsystem“	4
Border-Lock® Abformlöffel.....	7
Dental-Contact® Einweg Alginate-Abformlöffel.....	10
Alginate Adhäsiv	10
Abformdesinfektion & Reinigung.....	11
Alginate	12
Alginate Mischer & Zubehör.....	14
Tiefziehen.....	17
dLine® Komposite.....	18
Ätzel & temporäres Füllungsmaterial	19
Cavex® Komposite & Bonding	20
Zemente.....	24
Mischblöcke, Ansätze, Applikatoren	25
Polymerisationslampen & Zubehör	26
Polierkelche & Polierbürsten.....	28
Prophy-Angeles & Polierpasten	38
OPTIM® Interdentaltbürsten.....	39
Bleaching Produkte.....	40
Prophylaxe Zubehör	45
Xpedent® ZEG Spitzen, Handstücke & Zubehör	46
Alles Rund um Endodontie.....	77
A.M.S® Sprayschlauchsysteme.....	93
Sterilisation.....	95
Einwegartikel & Hygienehüllen.....	96



SMOOTHSTAR

SILIKON IN PERFEKTION



Ein Modulares System

Dank ausgereifter Zusammensetzung von Hydrophilie, Reißfestigkeit, Elastizität, Rückstellvermögen und Thixotropie, erreichen die verschiedenen Smoothstarprodukte sowohl einzeln, als auch in Kombination, besonders präzise und anwendungsorientierte Abformergebnisse. Ideal aufeinander abgestimmte Abbindezeiten für alle Abformtechniken.






































Die angenehm ausgewählte Farbabstimmung zwischen den Basis- und Korrekturmassen ermöglicht eine gute Lesbarkeit für Praxis und Labor.

Alle Massen sind geruchs- und geschmacksneutral. Dadurch erreichen wir eine höhere Akzeptanz.

Technische Daten

Technische Daten (gem. DIN EN ISO 4823)	Smoothstar Bite Spezial grün	Smoothstar Bite Fast blau	Smoothstar Light Fast lila	Smoothstar Light Normal pink	Smoothstar Mono Fast violett	Smoothstar Mono Fast violett	Smoothstar Mono Symbio blau	Smoothstar Putty Fast grün	Smoothstar Putty Soft gelb
Artikel-Nummer	6149	6153	6154	6159	6157	6158	6143	6141	6142
Typ		Typ 1 hohe Konsistenz - schwer fließend	Typ 3 niedrige Konsistenz - leicht fließend	Typ 3 niedrige Konsistenz - leicht fließend	Typ 2 mittelflie- ßend	Typ 2 mittelflie- ßend	Typ 1 hohe Konsistenz - schwer fließend	Typ 0 sehr hohe Konsistenz - knetbar	Typ 0 sehr hohe Konsistenz - knetbar
Dosierung	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	5:1	5:1	1:1	1:1
Mischzeit bei 23°C	-	-	-	-	-	-	-	30 sek	30 sek
Verarbeitungszeit ab Mischbeginn bei 23°C	20 sek	20 sek	90 sek	120 sek	90 sek	105 sek	90 sek	60 sek	90 sek
Mundverweildauer	60 sek	45 sek	120 sek	180 sek	120 sek	150 sek	120 sek	135 sek	180 sek
Aushärtezeit	105 sek	60 sek	210 sek	300 sek	210 sek	255 sek	240 sek	195 sek	240 sek
Zeit bis zum ausgießen	30 min	- / -	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min
Verformung unter Druck	0,3 - 0,09	0,5	3,8 - 5,0	3,8 - 5,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	1,9 - 2,9	1,8 - 2,7	2,3 - 3,3
Rückstellung nach Verformung	- / -	- / -	≥ 99,4 %	≥ 99,4 %	≥ 99,2 %	≥ 99,2 %	≥ 99,0 %	> 98,6 %	> 98,8 %
Zeichnungsschärfe	- / -	- / -	< 10 µm	< 10 µm	< 20 µm	< 20 µm	< 40 µm	< 50 µm	< 50 µm
Shore A Härte nach 24h	88 - 96	90	45 - 51	45 - 51	58 - 66	58 - 66	64 - 69	66 - 72	60 - 68
Packungsinhalt	4 x 50 ml	4 x 50 ml	4 x 50 ml	4 x 50 ml	4 x 50 ml	380 ml	380 ml	2 x 450 ml 2 x 700 g	2 x 450 ml 2 x 700 g
Haltbarkeit	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Anwendungsempfehlung und Kombinierbarkeit

	Smoothstar Bite Spezial grün 4 x 50 ml	Smoothstar Bite Fast blau 4 x 50 ml	Smoothstar Light Fast lila 4 x 50 ml	Smoothstar Light Nor- mal pink 4 x 50 ml	Smoothstar Mono Fast violett 4 x 50 ml	Smoothstar Mono Fast violett 380 ml	Smooth- star Mono Symbio blau 380 ml	Smoothstar Putty Fast grün 2 x 700 g	Smoothstar Putty Soft gelb 2 x 700 g
Bissregistrar									
Vorabformung									
Korrekturabformung									
Monophasen- & Doppelmischtechnik									
Implantat- & Überabformung							 ¹		
Funktionsabformung									
Situationsabformung									
Unterfütterungs- abformung									

¹ Höherer Stempeldruck



= mögliche Kombinationen

Smoothstar Mono Fast violett 380 ml

Type 2 | mittelfließend

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6158	Smoothstar Mono Fast violett 380 ml	380 ml Kartusche für Pentamix inkl. 10 Mischansätze



Smoothstar Mono Symbio Blau 380 ml

Type 1 | hohe Konsistenz – schwer fließend

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6143	Smoothstar Mono Symbio Blau 380 ml	380 ml Kartusche für Pentamix inkl. 10 Mischansätze



Smoothstar Putty Fast Grün 2 x 450ml

Type 0 | sehr hohe Konsistenz - knetbar

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6141	Smoothstar Putty Fast Grün 2 x 450 ml	2 x 450 ml knetbar




Smoothstar Putty Soft Gelb 2 x 450ml

Type 0 | sehr hohe Konsistenz - knetbar

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6142	Smoothstar Putty Soft Gelb 2 x 450 ml	2 x 450 ml knetbar



Preise für Smoothstar Produkte auf Anfrage.



Smoothstar Mono Fast violett 4 x 50ml

Type 2 | mittelfließend

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6157	Smoothstar Mono Fast violett 4 x 50 ml	4 x 50 ml



Smoothstar Light Normal Pink 4 x 50ml

Type 3 | niedrige Konsistenz - leicht fließend

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6159	Smoothstar Light Normal Pink 4 x 50 ml	4 x 50 ml



Smoothstar Light Fast Lila 4 x 50ml

Type 3 | niedrige Konsistenz - leicht fließend

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6154	Smoothstar Light Fast Lila 4 x 50 ml	4 x 50 ml



Smoothstar Bite Fast Grün 4 x 50 ml

Bißnahme

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6149	Smoothstar Bite Fast Grün 4 x 50 ml	4 x 50 ml

Preise für Smoothstar Produkte auf Anfrage.



Smoothstar Zubehör

Applikationskanülen

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC00470	DC Mischkanülen 1:1 grün	50 Stück	29,90€
DC00471	DC Mischkanülen 1:1 rosa/pink	50 Stück	29,90€
DC00473	DC Intraoraltips	100 Stück	8,50€
DC00474	DC Mischkanülen 4:1 blau/rot	50 Stück	29,90€

dLine® gestrickte Retraktionsfäden - saugfähig

Vorteile:

- Faden aus 100 % Baumwolle
- gestrickt aus tausenden winzigen Schleifen, die lange, ineinandergreifende Ketten bilden
- Behälter mit Schneidevorrichtung
- das einzigartig gestrickte Design übt nach dem platzieren eine sanfte, kontinuierliche, nach aussen gerichtete Kraft aus, wenn sich die gestrickten Schlaufen öffnen



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
24010	Retraktionsfaden Größe 0 (Ø 1,15 mm)	244 cm	13,00€
24020	Retraktionsfaden Größe 00 (Ø 1,05 mm)	244 cm	13,00€
24030	Retraktionsfaden Größe 000 (Ø 0,89 mm)	244 cm	13,00€
24040	Retraktionsfaden Größe 1 (Ø 1,25 mm)	244 cm	13,00€

Unsere Löffelempfehlung Border-Lock®



Vorteile:

- optimale Staudruck-Entwicklung
- kein Verlängern mit Kunststoff oder Wachs
- bis zu 40% Materialersparnis
- kein individueller Löffel notwendig

Border-Lock autoklavierbare Löffel für bezahnte Oberkiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
58420	Oberkiefer bezahnt Nr.42	1 Stück	17,50€
58430	Oberkiefer bezahnt Nr.43	1 Stück	17,50€
58440	Oberkiefer bezahnt Nr.44	1 Stück	17,50€
58450	Oberkiefer bezahnt Nr.45	1 Stück	17,50€
58460	Oberkiefer bezahnt Nr.46	1 Stück	17,50€
5846R	Oberkiefer bezahnt Nr.46R	1 Stück	17,50€
58470	Oberkiefer bezahnt Nr.47	1 Stück	17,50€
58480	Oberkiefer bezahnt Nr.48	1 Stück	17,50€
5848R	Oberkiefer bezahnt Nr.48R	1 Stück	17,50€
58490	Oberkiefer bezahnt Nr.49	1 Stück	17,50€



Border-Lock autoklavierbare Löffel für bezahnte Unterkiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
58510	Unterkiefer bezahnt Nr.51	1 Stück	17,50€
58520	Unterkiefer bezahnt Nr.52	1 Stück	17,50€
58530	Unterkiefer bezahnt Nr.53	1 Stück	17,50€
58540	Unterkiefer bezahnt Nr.54	1 Stück	17,50€
58550	Unterkiefer bezahnt Nr.55	1 Stück	17,50€
58560	Unterkiefer bezahnt Nr.56	1 Stück	17,50€
58570	Unterkiefer bezahnt Nr.57	1 Stück	17,50€
58580	Unterkiefer bezahnt Nr.58	1 Stück	17,50€



Border-Lock autoklavierbare Löffel Sets

Sets für bezahnte Kiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
5811X	Set für den Oberkiefer Aufbewahrungsbox autoklavierbare Oberkieferlöffel bezahnt: 10 OK-Löffel, Nr. 42-49, Zirkel & Messtabelle	1 Set	94,00€
58120	Set für den Unterkiefer Aufbewahrungsbox autoklavierbare Unterkieferlöffel bezahnt: 8 UK-Löffel, Nr. 51-58, Zirkel & Messtabelle	1 Set	84,75€



Border-Lock autoklavierbare Löffel für unbezahnte Oberkiefer



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
68310	Oberkiefer bezahnt Nr.31	1 Stück	16,95€
68320	Oberkiefer bezahnt Nr.32	1 Stück	16,95€
68330	Oberkiefer bezahnt Nr.33	1 Stück	16,95€
68340	Oberkiefer bezahnt Nr.34	1 Stück	16,95€
68350	Oberkiefer bezahnt Nr.35	1 Stück	16,95€

Border-Lock autoklavierbare Löffel für unbezahnte Unterkiefer



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
68210	Unterkiefer bezahnt Nr.21	1 Stück	16,95€
68220	Unterkiefer bezahnt Nr.22	1 Stück	16,95€
68230	Unterkiefer bezahnt Nr.23	1 Stück	16,95€
68240	Unterkiefer bezahnt Nr.24	1 Stück	16,95€
68250	Unterkiefer bezahnt Nr.25	1 Stück	16,95€

Border-Lock autoklavierbare Löffel Set

Set für unbezahnte Kiefer



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
68000	Starterpaket 10 autoklavierbare Löffel für unbezahnte Kiefer Je 1 UK Löffel Nr. 21-25 + OK Löffel Nr. 31-35, Meßzirkel, Meßtabelle und Aufbewahrungsbehälter	1 Set	197,00€

Border-Lock verformbare Einweglöffel für bezahnte Oberkiefer



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
54420	Oberkiefer bezahnt Nr.42	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54430	Oberkiefer bezahnt Nr.43	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54440	Oberkiefer bezahnt Nr.44	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54450	Oberkiefer bezahnt Nr.45	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54460	Oberkiefer bezahnt Nr.46	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
5446R	Oberkiefer bezahnt Nr.46R	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54470	Oberkiefer bezahnt Nr.47	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54480	Oberkiefer bezahnt Nr.48	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
5448R	Oberkiefer bezahnt Nr.48R	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54490	Oberkiefer bezahnt Nr.49	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€

Border-Lock verformbare Einweglöffel für bezahnte Unterkiefer




Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
54510	Unterkiefer bezahnt Nr.51	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54520	Unterkiefer bezahnt Nr.52	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54530	Unterkiefer bezahnt Nr.53	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54540	Unterkiefer bezahnt Nr.54	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54550	Unterkiefer bezahnt Nr.55	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54560	Unterkiefer bezahnt Nr.56	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54570	Unterkiefer bezahnt Nr.57	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€
54580	Unterkiefer bezahnt Nr.58	10 Stück Nachfüllpackung	31,00€

Border-Lock verformbare Löffel Sets

Set für bezahnte Kiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
5411G	Set für den Oberkiefer 10 OK-Löffel, für bezahnte Kiefer Nr 42-49, Zirkel, Mestabelle, Aufbewah- rungsbehälter	1 Set	70,45€
5412G	Set für den Unterkiefer 8 UK-Löffel, Nr 51-58, Zirkel, Messtabelle, Aufbe- wahrungsbehälter	1 Set	64,00€



Border-Lock verformbare Löffel für unbezahnte Oberkiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
6831G	Oberkiefer bezahnt Nr.31	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€
6832G	Oberkiefer bezahnt Nr.32	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€
6833G	Oberkiefer bezahnt Nr.33	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€
6834G	Oberkiefer bezahnt Nr.34	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€
6835G	Oberkiefer bezahnt Nr.35	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€



Border-Lock verformbare Löffel für unbezahnte Unterkiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
6821G	Unterkiefer bezahnt Nr.21	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€
6822G	Unterkiefer bezahnt Nr.22	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€
6823G	Unterkiefer bezahnt Nr.23	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€
6824G	Unterkiefer bezahnt Nr.24	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€
6825G	Unterkiefer bezahnt Nr.25	5 Stück Nachfüllpackung	22,50€




Border-Lock Zubehör

Alles für die perfekte Abformung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
52900	Messzirkel für bezahnte Kiefer	1 Stück	20,80€
51900	Messzirkel für unbezahnte Kiefer	1 Stück	17,20€
54950	Messtabelle für bezahnte Kiefer	1 Stück	10,50€
51910	Messtabelle für unbezahnte Kiefer	1 Stück	13,60€
41100	Schreinemakers Okklusal Rim Inclinator	1 Stück	46,85€
41110	Schreinemakers Bißgabel	1 Stück	38,90€






Dental Contact Einweg Alginate-Abformlöffel

Für bezahnte Oberkiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC00411	Oberkiefer Größe L	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€
DC00413	Oberkiefer Größe M	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€
DC00415	Oberkiefer Größe S	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€



Dental Contact Einweg Alginate-Abformlöffel

Für bezahnte Unterkiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC00412	Unterkiefer Größe L	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€
DC00414	Unterkiefer Größe M	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€
DC00416	Unterkiefer Größe S	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€
DC00418	Unterkiefer Quadrant R	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€
DC00417	Unterkiefer Quadrant L	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€
DC00420	Unterkiefer Größe Anterior	10 Stück Nachfüllpackung	7,25€



Dental Contact 3 in 1 Einwegabformlöffel

Für bezahnte Kiefer

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC18N401	3 in 1 Posterior	10 Stück Nachfüllpackung	18,95€
DC18N402	3 in 1 Quadrant	10 Stück Nachfüllpackung	18,95€
DC18N403	3 in 1 Sideless	10 Stück Nachfüllpackung	18,95€
DC18N404	3 in 1 Anterior	10 Stück Nachfüllpackung	18,95€
DC18N405	3 in 1 Full Arch	10 Stück Nachfüllpackung	18,95€

CAVEX ALGINATE ADHESIVE



Cavex Alginate Adhesive optimiert sowohl den mechanischen, als auch den chemischen Verbund zwischen dem Abdrucklöffel und dem Alginat. Das Produkt verhindert, dass sich die Abdruckmasse vom Abdrucklöffel löst, wenn dieser aus dem Mund des Patienten entfernt wird.

Cavex Alginate Adhesive lässt sich dank des Pinsels in der Kappe und der auffälligen blauen Farbe des Materials einfach auftragen.

Produktmerkmale

- speziell für die Verwendung mit Alginat entwickelt
- für Abdrucklöffel aus Metall und Kunststoff geeignet
- sehr einfach anzuwenden
- keine besonderen Belüftungsmaßnahmen erforderlich
- mindestens 50 Anwendungen pro Flasche
- Rückstände können leicht mit Isopropylalkohol oder Ethanol (95%) entfernt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
AB010	Cavex Alginate Adhesive	2 x 14 ml	auf Anfrage

CAVEX IMPRESAFE

Hygiene in der Zahnarztpraxis und dem Labor sind unerlässlich. Deswegen hat Cavex ein schnelles, sicheres und sehr wirksames Abdruckdesinfektionsmittel entwickelt: Cavex ImpreSafe.

In nur 3 Minuten inaktiviert das revolutionäre Desinfektionsmittel mindestens 99,99 % aller Bakterien, Pilze und Viren, einschließlich des Coronavirus ab. Es ist ein komplettes System für die Zahnarztpraxis.



Es besteht aus:

- einer Desinfektionswanne
- 1 Liter Desinfektionsmittelkonzentrat
- 1 digitalem und magnetischen Timer
- 50 Zip-Beuteln

Produktmerkmale

- schnell und effizient
- Konzentrat 3 %
- aldehyd- und alkoholfrei
- vollständiges System
- zuverlässig und sicher
- angenehmer Duft



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
HA053	Cavex ImpreSafe Starterkit Cavex ImpreSafe 1000 ml, Wanne, Timer, 50 Zip-Beutel	1 Stück	auf Anfrage
HA050-01	Cavex ImpreSafe Refill	1.000 ml	auf Anfrage
HA050	Cavex ImpreSafe Refill Pack	6 x 1.000 ml	auf Anfrage
HT020	Cavex ImpreSafe Desinfektionswanne	1 Stück	auf Anfrage
HT025	Cavex ImpreSafe Zip-Beutel	60 x 50 Stück	auf Anfrage

CAVEX GREENCLEAN

Entfernen Sie Alginat- und Gipsreste schnell und einfach mit Cavex GreenClean. Wer kann einen besseren Alginatlöser herstellen als die Macher von dem „besten Alginat der Welt“?

Cavex GreenClean ist eine intelligente Lösung für Abformlöffel, Instrumente und andere Zubehörteile. Ohne Kratzen und Schleifen lassen sich Überreste entfernen. Einfach 15 - 30 Minuten eintauchen,

mit Wasser abspülen und die sauberen, glänzenden Abdrucklöffel und das Zubehör sehen aus wie neu!

Produktmerkmale

- pH-neutral
- hautfreundlich
- biologisch abbaubar
- 1 kg für mehr als 500 saubere Löffel
- frischer Zitrusduft



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
HA001	Cavex GreenClean Behälter	1 kg	auf Anfrage

CAVEX CREAM ALGINATE



Die neueste Ergänzung des Cavex-Alginate Sortiments ist das Cavex Cream Alginat. Mit einer Detailwiedergabe von 5 µm in Kombination mit der hohen Reißfestigkeit und Elastizität kommt dadurch eine Qualität vergleichbar mit Silikon zustande. Diese Eigenschaften, verstärkt durch die schnelle Wasseraufnahme und cremige Konsistenz beim Mischen, die SnapSet-Eigenschaft und die Lagerfähigkeit von fünf Jahren machen es zu einem unvergleichlichen Produkt.



Der angenehme Kaugummi-Duft des Alginatabdrucks nimmt den Bisswiderstand beim Patienten. Cavex Cream Alginat ist verfügbar in Normal Set (90 sek) und Fast Set (60 sek).

Produktmerkmale

- Detailwiedergabe von 5 µm
- einfach zu mischen
- hochelastisch
- hohe Reißfestigkeit

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
AA600	Cavex Cream Alginate NS	20 x 500 g	auf Anfrage
AA605	Cavex Cream Alginate FS	20 x 500 g	auf Anfrage

CAVEX COLORCHANGE



Benutzerfreundliches Alginat mit visuellem Indikator. Das Produkt gehört zur jüngsten Generation der Cavex Alginat. Farbänderungen geben die Phasen der Aushärtung an.

So ändert sich die Farbe des Alginats während des Mischens von violett nach rosa. Dann ist die Mischzeit vorbei. Beim Aushärten verfärbt es sich von rosa zu weiß. Dann ist das Alginat ausgehärtet und der Abdrucklöffel kann aus dem Mund des Patienten genommen werden. Nach dreißig Minuten ist das Alginat vollständig ausgehärtet und verfärbt sich wieder rosa.



Produktmerkmale

- drei Farbwechsel
- kurze Aushärtezeit (60 sek)
- sehr elastisch
- hohe Verträglichkeit mit Gips

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
AA323	ColorChange FS	20 x 500 g	auf Anfrage

CAVEX IMPRESSIONAL

Cavex Impressional ermöglicht Alginatabdrücke mit Präzision bis ins letzte Detail. Das Alginat hat eine einzigartige Kombination von sehr hoher Elastizität, Reißfestigkeit und Detailgenauigkeit (25 µm). Dadurch ist das Alginat besonders geeignet um mit Modellguß und/oder starken Hinterschnitten zu arbeiten.

Cavex Impressional ist in Normal Set (90 sek) und Fast Set (60 sek) erhältlich. Die kurze Abbindezeit in Kombination mit dem Spearmint-Aroma machen die Behandlung besonders angenehm.

Produktmerkmale

- maximale Elastizität und Reißfestigkeit
- leicht lesbare blaue Farbe
- ideal für die Alginat-Hydrokolloid-Technik
- optimale Verträglichkeit mit Gips



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
AA096	Impressional NS	20 x 500 g	auf Anfrage
AA097	Impressional FS	20 x 500 g	auf Anfrage

CAVEX ORTHOTRACE

Cavex Orthotrace ist eine Alginatabdruckmasse mit einem natürlichen Fruchtaroma für die Kieferorthopädie. Das Produkt wurde speziell nach den Bedürfnissen der Kieferorthopäden entwickelt. Dementsprechend enthält Cavex Orthotrace viele Eigenschaften, die die Behandlung für Patienten und Praxen angenehmer machen.

Cavex Orthotrace hat eine besonders schnelle Aushärtezeit, damit das Alginat nicht im Mund verläuft. Dadurch vermindert Cavex Orthotrace den Würgereflex beim Patienten.

Zudem lädt die angenehme Duft- und Farbkombination zum reinbeißen ein.

Produktmerkmale

- extra schnelle Aushärtung
- angenehmes Fruchtaroma
- sehr elastisch
- leicht lesbare rosa Farbe



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
AA380	Orthotrace EFS	20 x 500 g	auf Anfrage

CAVEX CA37



Cavex CA37 ist ein Allround-Alginat, das täglich von zehntausenden Zahnarztpraxen weltweit verwendet wird. Es ist das erste Alginatabdruckmaterial überhaupt, welches zum weltweiten Standard geworden ist.

Dieses robuste Alginat ist in Normal Set (90 sek) und Fast Set (60 sek) erhältlich. Diese kurze Aushärtezeit macht die Behandlung für den Patienten angenehmer, ebenso wie das angenehme Pfefferminzaroma. Auch für prothetische Arbeiten ist das Cavex CA37 sehr gut geeignet.

- Produktmerkmale**
- reiß- und formbeständig
 - Pfefferminzaroma
 - rosa Farbe
 - kompatibel mit allen Arten von Gips

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
AA075	Pack CA37 NS	20 x 500 g	auf Anfrage
AA025	Pack CA37 FS	20 x 500 g	auf Anfrage



CAVEX ALGINATE MIXER II

Mit dem Cavex Alginate Mixer II bekommen Sie auf Knopfdruck ein perfekt gemischtes Alginat.

Das Anmischen per Hand erfordert Geschick, Zeit und Erfahrung. Daher kann es schwer sein, einen guten Abdruck zu bekommen. Der Cavex Alginate Mixer II bietet gleichbleibende Qualität und daher vorhersehbare Abdrücke in nur ein paar Sekunden.

Produktmerkmale

- hygienisch
- einfach zu bedienen
- einfach zu säubern
- gleichbleibende homogene Masse
- robust

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
	Cavex Alginate Mixer II, 4 Mischbecher, Spatel, Rührstab, Wasserdosierflasche, Halter für Zubehör	
AT520	inkl. 10 x 500 g Cavex Cream NS	auf Anfrage
AT521	inkl. 10 x 500 g Cavex CA37 NS	auf Anfrage
AT522	inkl. 10 x 500 g Cavex Impressional NS	auf Anfrage
AT523	inkl. 10 x 500 g Cavex ColorChange	auf Anfrage
AT524	inkl. 10 x 500 g Cavex Orthotrace	auf Anfrage



Accessories for Cavex Alginate Mixer

			Preis
AT530	Mischbecher für Cavex Alginate Mixer II	1 Stück	auf Anfrage
AT550	Mischbecher für Cavex Alginate Mixer 3	1 Stück	auf Anfrage
AT511	Spatel für Cavex Alginate Mixer	1 Stück	auf Anfrage
AT513	Rührstab für Cavex Alginate Mixer	1 Stück	auf Anfrage

CAVEX ALGINAT ZUBEHÖR

Verschiedene externe Faktoren können die Qualität des Alginatabdrucks beeinflussen. Wichtige externe Faktoren sind Wassertemperatur, Mischverhältnis, Mischtechnik und Lagerbedingungen.

Um immer wieder konsistente Ergebnisse zu erzielen ist es wichtig, die externen Faktoren so weit wie möglich zu optimieren und zu standardisieren. Um das zu erleichtern, hat Cavex folgendes Alginat-Zubehör entwickelt. Damit steht einem perfekten Abdruck nichts mehr im Wege.



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
AT021	Cavex Wasserdosierflasche	1 Stück	auf Anfrage
AT041	Cavex Mischbecher blau	1 Stück	auf Anfrage
AT042	Cavex Anmischspatel aus Kunststoff	1 Stück	auf Anfrage
AT060	Cavex Anmischspatel aus Metall	1 Stück	auf Anfrage
AT040/043	Cavex Plastikbehälter (Box + Deckel)	1 Stück	auf Anfrage
AT076-01	Cavex Pulverlöffel + Wasserdosierung	1 Set	auf Anfrage
AT240	Cavex Alginatcontainer blau	1 Stück	auf Anfrage
AT260	Cavex Alginatcontainer pink	1 Stück	auf Anfrage



CAVEX VACUFORMER SYSTEM

Das Cavex VacuFormer-System ist ein komplettes Vakuum-Thermoformsystem. Es besteht aus dem Cavex VacuFormer, Tiefziehfolien, einem einzigartigen Verbundgips und Zubehör.

Der VacuFormer ist ein Allround-Thermal-Vakuumformer ohne Schnickschnack. Diese robuste Maschine verfügt über einen elektrischen Hochleistungs-Vakuummotor, der für alle herkömmlichen dentalen Tiefzieh Anwendungen geeignet ist. Der Cavex VacuFormer ist einfach zu bedienen und

gegen Überhitzung geschützt. Der Cavex VacuFormer ist ein „no-nonsense“ Allround-Thermal-Vakuumformer zur Herstellung von Schienen, individuellen Zahnaufhellungsschienen und Mundschutz. Das Starter Kit besteht aus allen Geräten und Materialien, die benötigt werden, um gebrauchsfertige Tiefziehschienen herzustellen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
VF001	Cavex VacuFormer Starterkit	1 Stück	auf Anfrage
	12 Cavex Mouth Protector Transparent 3,8 mm		
	25 Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm		
	1 Schere & Gebrauchsanweisung		
	20 Sets Instant Stone mit Aktivator		
VT036	Cavex Mouth Protector Transparent 3,8 mm	12 Schienen	auf Anfrage
VT033	Cavex Mouth Protector X-pro Transparent 5 mm	12 Schienen	auf Anfrage
VT028	Cavex Splint+ Transparent 1,0 mm	25 Schienen	auf Anfrage
VT026	Cavex Splint X-Heavy Transparent 1,5 mm	25 Schienen	auf Anfrage
VT022	Cavex Bleach Transparent 1,0 mm	25 Schienen	auf Anfrage
VT030	Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm	25 Schienen	auf Anfrage



CAVEX INSTANT STONE

Viele Zahnarztpraxen haben keinen separaten Bereich zum Ausgießen von Abdrücken. Außerdem haben nur wenige einen (Vakuum-) Gipsmischer. Cavex Instant Stone ist ein Verbundgips mit dem in nur 15 Minuten ein perfektes Modell für (Bleaching-) Schienen und Mundschutz hergestellt werden kann. Behandlungen, die normalerweise mehrere Zahnarztbesuche erfordern, können jetzt in einer Sitzung durchgeführt werden.

Cavex Instant Stone verbessert sowohl die Produktivität der Praxis als auch die Patientendienstleistungen.

Produktmerkmale

- einzigartiger Verbundgips, um in nur 15 Minuten ein perfektes Gipsmodell herzustellen
- Dank eines ausgeklügelten Mischsystems ist Cavex Instant Stone sehr sauber und benutzerfreundlich

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
VT012	Cavex Instant Stone mit Aktivator	20 Sets	auf Anfrage





dLine® lichthärtendes Hybrid Flow Komposit

Indikationen

- Restaurationen der Klassen III, IV und V
- Wurzelkaries-Restaurationen
- zur Fissurenversiegelung
- zur Erstplatzierung in Kavitäten der Klassen I und II

Vorteile

- ausgezeichnete Fließeigenschaften
- hohe Ästhetik
- sehr widerstandsfähig
- gut polierbar
- geringe Schrumpfung
- Füller basiert auf Bariumglas
- radiopak

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
11210	dLine Flow Spritze A1	2 g	13,60€
11220	dLine Flow Spritze A2	2 g	13,60€
11230	dLine Flow Spritze A3	2 g	13,60€
11235	dLine Flow Spritze A3,5	2 g	13,60€
11110	dLine Flow Spritze A1	5 g	26,10€
11120	dLine Flow Spritze A2	5 g	26,10€
11130	dLine Flow Spritze A3	5 g	26,10€
11135	dLine Flow Spritze A3,5	5 g	26,10€
11010	dLine Flow Spritze A1	4 x 2 g	47,30€
11020	dLine Flow Spritze A2	4 x 2 g	47,30€
11030	dLine Flow Spritze A3	4 x 2 g	47,30€
11035	dLine Flow Spritze A3,5	4 x 2 g	47,30€
11501	dLine Flow Spritze A1, A2, A3, A3,5	4 x 2 g	47,30€

dLine® lichthärtendes Hybrid Komposit

Indikationen

- direkte Restaurationen der Klasse I, II, III, IV und V
- indirekte Restaurationen wie Inlays,
- Onlays und Veneers
- erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Aufbauten

Vorteile

- sehr homogen
- sehr widerstandsfähig
- leicht zu handhaben
- ausgezeichnete Biokompatibilität
- wirtschaftlich
- Füller basiert auf Barium Glass
- radiopak

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
10010	dLine Komposit Spritze A1	4 g	16,45€
10020	dLine Komposit Spritze A2	4 g	16,45€
10030	dLine Komposit Spritze A3	4 g	16,45€
10035	dLine Komposit Spritze A3,5	4 g	16,45€
10120	dLine Komposit Spritze B2	4 g	16,45€
10220	dLine Komposit Spritze C2	4 g	16,45€

dLine® lichthärtender Compomer Liner

Indikationen

- Unterfüllung unter polymerbasierten Restaurationsmaterialien, Amalgam und Porzellan-Restaurationen

Vorteile

- kompensiert Schrumpfung
- verhindert Rissbildung
- minimiert Mikro-Frakturen und Sekundärkaries
- langanhaltende Fluoridabgabe
- antibakterielle Eigenschaften
- enthält Glasionomer
- radiopak

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
12010	dLine Compomer Liner	2,5 g + 5 Ansätze	8,30€



dLine® Lichthärtende Fissuren- und Grübchenversiegelung

Indikationen

- Versiegelung von Fissuren und kleinen Grübchen

Vorteile

- hohe Fließfähigkeit um leicht in Grübchen und Fissuren fließen zu können
- Fluoridabgabe
- haftet auf Schmelz
- ideal für Versiegelung bei Kindern



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
15000	dLine Fissuren- und Grübchenversiegelung	4 x 3,8 g Spritzen + 20 Ansätze	55,65€

dLine® Lichthärtendes Einkomponenten-Bonding

Indikationen

- Anwendung an Dentin- und Schmelzoberflächen
- Anwendung an Amalgam und Keramikoberflächen
- für Komposite und Compomere

Vorteile

- einfache Anwendung
- universelle Applikation
- gute Benetzungseigenschaften



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
14000	dLine lichthärtendes Einkomponenten-Bonding	5 ml	21,25€

dLine® Ätzel 37% Phosphorsäure blau

Indikationen

- Zum Ätzen von Zähnen und zur Vorbereitung der Oberflächen

Vorteile

- optimale Viskosität
- 37 % Phosphorsäure
- entfernt Smear-Layer und öffnet Dentin-Tubuli



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
20120	dLine Ätzel 37 % Phosphorsäure blau	12 g Spritze + 10 Ansätze	9,63€
20043	dLine Ätzel 37 % Phosphorsäure blau	4 x 4,3 g Spritze + 20 Ansätze	15,18€
20450	dLine Ätzel 37 % Phosphorsäure blau	42 g Spritze + 2 x 4,3 g Spritze + 20 Ansätze	26,13€



dLine® temporäres Füllungsmaterial

Indikationen

- alle temporären Füllungen
- Abdichtung von Hohlräumen
- temporäre Befestigung von Kronen

Vorteile

- leicht zu verarbeiten
- hohe Haftung
- eugenolfrei
- röntgenopak



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
19102	dLine temporärer Zement	38 g weiss	6,80€
19103	dLine temporärer Zement	38 g pink	6,80€



QUADRANT UNIVERSAL LC

Quadrant Universal Living Colors (QULC) ist ein universelles Hybrid-Komposit, angereichert mit Submikron-Partikeln. Aufgrund dieser einzigartigen und ausgewogenen Zusammensetzung ist QULC einfach zu applizieren und sehr einfach zu verarbeiten. Die Komposit-Füllung lässt sich gut modellieren, klebt nicht an Instrumenten und lässt sich zudem auf Hochglanz polieren. Das Produkt enthält ein einzigartiges fluoreszierendes Pigment, ähnlich echter Zahnschmelze. Dadurch verleiht QULC den Zähnen ein natürliches und lebendiges Aussehen.

Produktmerkmale

- optimale Lichtstreuung durch prismenförmige Füllpartikel
- perfekte Füllstoffmischung, angereichert mit Submikron-Partikeln
- geeignet für Monoschicht- und Mehrschichttechnik
- perfekter Chamäleon-Effekt
- langlebig und verschleißfest
- natürliche Fluoreszenz
- röntgenopak
- BPA-frei (Bisphenol A)




Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
FU02	Quadrant Universal LC Starterkit Spritzen Inhalt: 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) + Uni-SE-Bond + Farbschlüssel & Zubehör	1 Stück	auf Anfrage

FU20	Quadrant Universal LC Spritze A1	4 g	auf Anfrage
FU21	Quadrant Universal LC Spritze A2	4 g	auf Anfrage
FU22	Quadrant Universal LC Spritze A3	4 g	auf Anfrage
FU23	Quadrant Universal LC Spritze A3.5	4 g	auf Anfrage
FU28	Quadrant Universal LC Spritze A4	4 g	auf Anfrage
FU24	Quadrant Universal LC Spritze B2	4 g	auf Anfrage
FU29	Quadrant Universal LC Spritze B3	4 g	auf Anfrage
FU25	Quadrant Universal LC Spritze C2	4 g	auf Anfrage
FU30	Quadrant Universal LC Spritze C3	4 g	auf Anfrage
FU26	Quadrant Universal LC Spritze OA2	4 g	auf Anfrage
FU27	Quadrant Universal LC Spritze Incisal	4 g	auf Anfrage

FU60	Quadrant Universal LC Kapseln A1	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FU61	Quadrant Universal LC Kapseln A2	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FU62	Quadrant Universal LC Kapseln A3	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FU63	Quadrant Universal LC Kapseln A3.5	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FU64	Quadrant Universal LC Kapseln B2	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FU65	Quadrant Universal LC Kapseln C2	20 x 0,25 g	auf Anfrage

Zubehör für Quadrant Universal LC

FG73	Farbschlüssel Quadrant Universal LC 11 Farben	1 Stück	auf Anfrage
FG57	Quadrant Einweg Mischschälchen	25 Stück	auf Anfrage



QUADRANT ANTERIOR SHINE



Stellen Sie die gesunde, natürliche Ausstrahlung Ihrer Patienten mit dem lichthärtenden Mikro-Hybrid-Komposit **Quadrant Anterior Shine** wieder her. Die glänzende, leicht zu polierende Oberfläche und die natürliche Fluoreszenz machen es schwer, die Restauration vom Original zu unterscheiden. Die langlebige Eigenschaft dieses Mikro-Hybrid-Verbundwerkstoffes garantiert eine verschleiß- und bruchfeste Oberfläche. Außerdem ist das Komposit aufgrund der geringen Flüssigkeitsaufnahme farbecht.

Quadrant Anterior Shine ist eine perfekte Kompositfüllung für:

- Frontzahnrestauration
- Behandlungen von Schmelzdefekten
- Verfärbungen
- Positionskorrekturen
- Schließen von Diastema mediale

Produktmerkmale

- Bariumglas-Technologie
- hochglanzpolierbar
- natürliche Fluoreszenz
- perfekter Chamäleon-Effekt
- Schwarzlichteffekt
- hohe Elastizität
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- thixotrop
- farbstabil
- hohe Bruchfestigkeit
- klebt nicht an Instrumenten
- BPA-frei (Bisphenol A)



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
FA60T	Quadrant Anterior Shine Kapseln A1	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA61	Quadrant Anterior Shine Kapseln A2	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA62T	Quadrant Anterior Shine Kapseln A3	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA63	Quadrant Anterior Shine Kapseln A3.5	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA64T	Quadrant Anterior Shine Kapseln A4	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA65T	Quadrant Anterior Shine Kapseln B2	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA66	Quadrant Anterior Shine Kapseln B3	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA67T	Quadrant Anterior Shine Kapseln C2	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA68T	Quadrant Anterior Shine Kapseln C4	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA69T	Quadrant Anterior Shine Kapseln D3	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA70	Quadrant Anterior Shine Kapseln Incisal	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA71T	Quadrant Anterior Shine Kapseln OA2	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA72T	Quadrant Anterior Shine Kapseln OA3.5	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA73T	Quadrant Anterior Shine Kapseln Dark Shade	20 x 0,25 g	auf Anfrage
FA74T	Quadrant Anterior Shine Kapseln Bleach	20 x 0,25 g	auf Anfrage

Zubehör Quadrant Anterior Shine

FG57	Quadrant Einweg Mischschälchen	25 Stück	auf Anfrage
------	--------------------------------	----------	-------------



QUADRANT QUAST



Quadrant Quast oder „Quadrant Anterior Shine-Tool“ ist ein speziell ausgewählter Pinsel für das präzise Auftragen und Verteilen von Quadrant Anterior Shine. Diese revolutionäre Bürste führt zu überlegenen Verbundstoff-Verblendungen. Cavex hat Quadrant Quast in Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt und Meinungsführer Hein de Kloet entwickelt.

Produktmerkmale

- speziell entwickelter Pinsel zum Auftragen und Verteilen von Quadrant Anterior Shine
- für hochwertige Komposit-Veneers

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
FF30	Quadrant Anterior Shine Tool (QUAST)	12 Stück	auf Anfrage

QUADRANT FLOW



Quadrant Flow ist ein fließfähiges, lichthärtendes Komposit. Es ist ein vielseitiges Produkt, das für verschiedene Behandlungen verwendet wird. Dank der kleinen Spritzen und der mitgelieferten Tips kann das Komposit sofort aufgetragen werden. Quadrant Flow ist mit allen modernen Verbundsystemen kompatibel. Das einzigartigste Merkmal des Produkts ist seine thixotrope Beschaffenheit. Es fließt leicht, ist aber nicht flüssig.

Produktmerkmale

- einfach anzuwenden
- erhältlich in vier Farben
- Bariumglas-Technologie
- minimalinvasive Kompositfüllung
- kompatibel mit anderen Verbundmaterialien
- thixotrop
- Lagerfähigkeit drei Jahre
- BPA-frei (Bisphenol A)
- Lichthärtung
- röntgenopak

Art. Nr.	Decription	Inhalt	Preis
FD09	Quadrant Flow A2 Spritze + 5 Ansätze	1,8 g / 1 ml	auf Anfrage
FD10	Quadrant Flow A3 Spritze + 5 Ansätze	1,8 g / 1 ml	auf Anfrage
FD11	Quadrant Flow A3.5 Spritze + 5 Ansätze	1,8 g / 1 ml	auf Anfrage
FD12	Quadrant Flow OA2 Spritze + 5 Ansätze	1,8 g / 1 ml	auf Anfrage

QUADRANT TOTAL ETCH



Quadrant Total Etch ist ein 35 % Phosphorsäure-Gel für die Total-Etch-Technik.

Produktmerkmale

- die ideale Konzentration für die gesamte Ätztechnik
- Glasur ist optimal vorbereitet
- keine übermäßige Demineralisierung des Dentins

- sichtbare blaue Farbe
- perfekte visuelle Kontrolle über den Ätzprozess
- einfache Rückstandserkennung
- hervorragende Basis für Klebeverbindungen
- vollständige Hybridisierung der freigelegten Kollagenfibrillen

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
FE10	Quadrant Total Etch + 10 Ansätze	2,5 ml	auf Anfrage
FG55	Tips Quadrant Total Etch	10 Stück	auf Anfrage

QUADRANT UNI-SE-BOND

Quadrant Uni-SE-Bond ist ein selbst-
ätzendes Bondingsystem der siebten
Generation. Das System kann mit licht-
härtenden Restaurationsmaterialien kom-
biniert werden. Ein einzigartiger
Desensibilisator verhindert postoperative
Empfindlichkeiten.

Produktmerkmale

- starke und dauerhafte Bindung durch 4-META und milde Ätzung
- der Desensibilisator verhindert Empfindlichkeiten
- sehr einfaches Verfahren
- dringt tief in die Oberfläche ein
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
FB20	Quadrant Uni-SE-Bond	4 ml	auf Anfrage



QUADRANT UNI1BOND

Quadrant Uni-1-Bond ist ein Primer und
Sealer in einer Flasche kombiniert für
direkte Restaurationen. Das lichthärtende
Komposit-Adhäsiv hat aufgrund des
4-META-Monomers eine hervorragende
Haftfestigkeit.

Produktmerkmale

- Qualität durch 4-META-Monomer
- hervorragende Haftfestigkeit
- gute Penetration im Dentin
- verhindert das Eindringen von Bakterien
- Ethanolbasis auf Wasserbasis
- weniger techniksensibel
- einfach zu handhaben
- Befeuchungskapazität

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
FB30	Quadrant Uni-1-Bond	4 ml	auf Anfrage



QUADRANT FINISENSE

Quadrant FiniSense ist ein schneller und
wirksamer Desensibilisator. Die Flüssigkeit
hilft bei empfindlichem, freiliegendem
Dentin. Darüber hinaus lindert es postop-
erative Schmerzen nach Kronen- und
Inlaypräparation bereits nach 30 Sekunden.
Eine Flasche enthält genug Flüssigkeit für
ca. 150 Anwendungen.

Produktmerkmale

- wirksam innerhalb von 30 Sekunden
- dauerhafte Wirkung von 12 Monaten
- einfache Anwendung
- ca. 150 Anwendungen pro Flasche

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
FS10	Quadrant FiniSense	5 ml	auf Anfrage



CAVEX GLASS IONOMER CEMENT



Cavex Glass Ionomer Cement ist ein Zement zum Einsetzen von Kronen, Brücken und Inlays. Bereiten Sie den Zement vor, indem Sie nach und nach kleine Mengen Pulver in die Flüssigkeit einarbeiten und kräftig mischen. Pulver und Flüssigkeit sind so zusammengesetzt, dass nach dem Anmischen ein Zement mit ästhetischen Eigenschaften entsteht.

Produktmerkmale

- biokompatibel
- guter Verbund mit Zahngewebe
- benutzerfreundliche Aushärtezeit
- hohe Druck- und Zugfestigkeit
- röntgenopak
- keine Übersäuerung möglich
- Lagerfähigkeit 5,5 Jahre

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
CE020	Cavex Glass Ionomer Cement	35 g Pulver + 15 g Flüssigkeit	45,85€



dLine® Glasionomer-Befestigungszement

Indikationen

- Zementierung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, kieferorthopädischen Brackets und Bändern

Vorteile

- hohe Haftung an Dentin, Schmelz und Legierungen
- Aufnahme und Abgabe von Fluorid-Ionen
- geringe Schichtstärke
- gute Transluzenz
- hervorragende Biokompatibilität

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
16400	dLine Glasionomer-Befestigungszement	20 g Pulver + 13 g Flüssigkeit	34,46€

Cavex Temporärer Zement

Für die temporäre Befestigung von provisorischen Kronen und Brücken.

- eugenolfrei mit angenehmem Geruch
- gute Abdichtung und geringe Löslichkeit
- gelbliche, gut erkennbare Farbe
- leicht zu entfernen
- ideale Druck- und Zugfestigkeit für temporären Gebrauch



Eigenschaften

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
CE090	Cavex Temporärer Zement	35 g Base, 16 g Katalysator, 1 Anmischblock	21,00€

dLine® Anmischblöcke

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
25100	Anmischblock 5,1 cm x 5,1 cm	25 Blätter je Block	1,10€
25110	Anmischblock 7,6 cm x 7,6 cm	50 Blätter je Block	3,30€



Tips & Ansätze

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
081	Ansatz für Ätzel G.23 - 0,6 mm	100 Stück	12,50€
080	Ansatz für Flow G.20 - 0,9 mm	100 Stück	12,50€
082	Ansatz für Liner G.18 - 1,2 mm	100 Stück	12,50€



GreenLine Mikro-Applikatoren

Aus 100% recyceltem Kunststoff

Greenline micro
applicators mini

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
G-9901	Mikro-Applikator Regulär - Hellgrün	100 Stück	2,90€
G-9902	Mikro-Applikator Fine - Grün	100 Stück	2,90€
G-9903	Mikro-Applikator Ultra Fine - Dunkelgrün	100 Stück	2,90€



GreenLine Mikro-Applikatoren mit Hohlgriff

Aus 100% recyceltem Kunststoff - 45% weniger Kunststoff

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
HH-901	Mikro-Applikator Regulär - Hellgrün	100 Stück	3,50€
HH-902	Mikro-Applikator Fine - Grün	100 Stück	3,50€
HH-903	Mikro-Applikator Ultra Fine - Dunkelgrün	100 Stück	3,50€



Mikro-Applikatoren, Großpackung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC901B	Mikro-Applikator Regulär - blau & hellblau	1000 Stück	19,95€
DC902B	Mikro-Applikator Fine - grün & hellgrün	1000 Stück	19,95€
DC903B	Mikro-Applikator Ultra Fine - lavendel	1000 Stück	19,95€



C03-C Carbolite Polymerisationslampe



Beschreibung:

- hochwertig gefrästes Aluminiumgehäuse
- 8 Modi
- Karieserkennung
- 3000 mW/cm² 385 nm - 515 nm kollimierte Strahlungsleistung
- leichtes, schlankes Design
- 4 Linsen zur Mikrohärtung



Inhalt:

- Polymerisationslampe mit Ladestation und eingebauter Lichtintensitätsanzeige
- Lichtschuttschild
- Einweg-Schutzhüllen für Polymerisationslampe (100 Stück)
- USB-C Netzteil
- Akku 1900 mAh
- Endo-Leitlinse
- 3,0 mm Kugellinse zur Mikrohärtung
- 2,2 mm Kugellinse zur Mikrohärtung
- Linse zur Mikrohärtung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DCC03-C	C03-C Carbolite Polymerisationslampe	siehe oben	379,00€
C03-C-5a	Endo-Leitlinse - gebogen	1 Stück	23,95€
C03-C-5b	Kugel-Linse zur Mikroaushärtung - 3,0 mm	1 Stück	23,95€
C03-C-5c	Kugel-Linse zur Mikroaushärtung - 2,2 mm	1 Stück	23,95€
C03-C-5d	Linse zur Mikroaushärtung	1 Stück	23,95€
C03-C4	Ersatzakku für C03-C	1 Stück	38,95€
DC228	Hygieneschutzhüllen	500 Stück	23,90€
C03-C-2	Lichtschuttschild	1 Stück	29,95€
C03-C-3	USB-C Netzteil für C03-C	1 Stück	29,95€

C01-C Polymerisationslampe mit Lichtleiter



Beschreibung:

- digitale, kabellose Polymerisationslampe
- autoklavierbarer Lichtleiter, Ø 8 mm
- Handstück komplett mit abnehmbarem Gummiüberzug ummantelt für eine einfache Reinigung
- Ladestation verfügt über integrierte Anzeige der Lichtintensität
- Lichtleiter um 360° drehbar



Technische Daten:

- Wellenlänge: 440 - 480 nm
- Lichtintensität: 1500 mW/cm²
- Timer: 5 sek Intervall - max. 30 sek
- 4 Belichtungsmodi (Turbo, Full, Ramp, Soft Cure)
- 26,5 cm x Ø 2,7 cm
- Gewicht: 205 g

Inhalt:

- Polymerisationslampe mit Ladestation und eingebauter Lichtintensitätsanzeige
- Lichtschuttschild
- Einweg-Schutzhüllen für Polymerisationslampe (100 Stück)
- Netzteil

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DCC01-C	C01-C Polymerisationslampe	siehe oben	189,90€
DC123S	Hygieneschutzhüllen für C01-C	500 Stück	31,90€
C01-C-1	8 mm Lichtleiter	1 Stück	31,90€
C01/2-1	C01/2-1 Ersatzakku	1 Stück	41,90€

C02-C Polymerisationslampe mit Lichtquelle im Kopf

Beschreibung:

- digitale, kabellose Polymerisationslampe
- Ladestation mit integrierter Lichtintensitäts-Anzeige
- Handgriff mit Gummiüberzug zur einfachen Reinigung und Infektionsprävention
- Lichtleiter um 360° drehbar
- Linse aus gehärtetem Glas sorgt für gebündelten, geraden Lichtstrahl
- Gerätekopf mit niedrigem Profil (12 mm) erreicht auch schwer zugängliche Stellen

Technische Daten:

- vier verschiedene Belichtungsmodi wählbar (Turbo, Full, Ramp, Soft Cure)
- Lichtintensität: 1500 mW/cm²
- Wellenlänge: 440-480 nm
- Timer: 5 sek
- Intervall - max. 30 sek
- Durchmesser Lichtleiter: 10 mm
- 25,5 cm x Ø 2,7 cm
- Gewicht: 185 g

Inhalt:

- Polymerisationslampe mit Ladestation und eingebauter Lichtintensitätsanzeige
- Lichtschuttschild
- Einweg-Schutzhüllen für Polymerisationslampe (100 Stück)
- Netzteil



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DCC02-C	C02-C Polymerisationslampe	siehe oben	211,90€
DC125	Hygieneschutzhüllen für C02-C	500 Stück	25,90€
C02-C-1	10 mm LED Lichtkopf	1 Stück	83,90€
C01/2-1	C01/2-1 Ersatzakku	1 Stück	41,90€

UV Lichtschuttschild

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC063	UV Lichtschuttschild - 12,5 cm x 26 cm x 0,3 cm	1 Stück	15,90€



Lichtschutzabdeckungen aus Acryl

Verlängert die Verarbeitungszeit von Verbundwerkstoffen

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC0621	Medium - 15 cm x 10 cm x 3 cm	1 Stück	25,95€
DC0620	Klein - 10 cm x 7,5 cm x 3 cm	1 Stück	19,95€




Wir bieten Ihnen das größte und umfangreichste Sortiment an Bürsten, Kelchen und Spitzen für die Prophylaxe auf dem Markt.

Beschreibung unserer Prophylaxebürsten

Schäfte

Eine Übersicht zu den Vorteilen jedes benötigten Schafts und Handstücktyps.



Formen

Welche Form oder Größe wird benötigt?



Unsere größere Flachbürste für eine größere Abdeckung beim Polieren von Zahn-, Gold- und Amalgamfüllungen.

Mit unserer sich verjüngenden Bürste, kann man optimal zwischen Implantaten und kieferorthopädischen Apparaturen polieren.



Farben

Die große Farbpalette erleichtert das Erkennen der Bürstenhärte und bringt Farbe in die Praxis..

Extra Soft eignet sich besonders für Arbeiten rund um Implantate.




Wir bieten Ihnen das größte und umfangreichste Sortiment an Bürsten, Kelchen und Spitzen für die Prophylaxe auf dem Markt.

Beschreibung unserer Polierer

Schäfte

Eine Übersicht zu den Vorteilen jedes benötigten Schafts und Handstücks.



Formen


Unsere Polierkelche gibt es in
regular (normal)
soft (weich)
x-soft (extra weich)



Konzipiert zum Aufweiten. Für den Zugang der interproximalen und subgingivalen Bereiche.



Äußere Noppen polieren interproximale und subgingivale Bereiche.



Einfacher Zugang zu engen Zahnzwischenräumen.



Ideal für die Kieferorthopädie.

Farben

Die große Farbpalette erleichtert das Erkennen der Härtegrade und bringt Farbe in die Praxis.

Unsere Prophylaxe-Kelche sind in ausgewählten Farben oder bunt gemischt, in Recycling-Verpackungen erhältlich.





Polierbürste mit Metallschaft, Junior Cup & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Bürstenkopf Durchmesser 9 mm**
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MR268A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	32,90€
MRM268N	Regulär	Weiss	0,20 mm	32,90€
MS268A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	32,90€
MS268	Soft	Weiss	0,15 mm	32,90€
MX268A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	32,90€
MX268	X-Soft	Weiss	0,10 mm	32,90€



Polierbürste mit Metallschaft, Mini Cup & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Bürstenkopf Durchmesser 7 mm**
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MR269A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	32,90€
MR269N	Regulär	Weiss	0,20 mm	32,90€
MS269A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	32,90€
MS269	Soft	Weiss	0,15 mm	32,90€
MX269A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	32,90€
MX269	X-Soft	Weiss	0,10 mm	32,90€



Polierbürste mit CA-Mini-Metallschaft, Junior Cup & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Bürstenkopf Durchmesser 9 mm**
- **CA-Schaft 12 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MSSR268A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	32,90€
MSSR268	Regulär	Weiss	0,20 mm	32,90€
MSSS268A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	32,90€
MSSS268	Soft	Weiss	0,15 mm	32,90€
MSSX268A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	32,90€
MSSX268	X-Soft	Weiss	0,10 mm	32,90€



Polierbürste mit CA-Mini-Metallschaft, Mini Cup & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Bürstenkopf Durchmesser 7 mm**
- **CA-Schaft 12 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MSSR269A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	32,90€
MSSR269	Regulär	Weiss	0,20 mm	32,90€
MSSS269A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	32,90€
MSSS269	Soft	Weiss	0,15 mm	32,90€
MSSX269A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	32,90€
MSSX269	X-Soft	Weiss	0,10 mm	32,90€

Polierbürste mit Gewindeschaft, Junior Cup & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Bürstenkopf Durchmesser 9 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
SR2681A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	28,90€
SR2681	Regulär	Weiss	0,20 mm	28,90€
SS2681A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	28,90€
SS2681	Soft	Klar	0,15 mm	28,90€
SX2681A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	28,90€
SX2681	X-Soft	Gelb	0,10 mm	28,90€

Polierbürste mit Gewindeschaft, Mini Cup & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Bürstenkopf Durchmesser 7 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
SR2691A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	28,90€
SR2691	Regulär	Weiss	0,20 mm	28,90€
SS2691A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	28,90€
SS2691	Soft	Klar	0,15 mm	28,90€
SX2691A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	28,90€
SX2691	X-Soft	Gelb	0,10 mm	28,90€

Polierbürste mit Metallschaft, flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MR262FA	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
MR262F	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
MS262FA	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
MS262F	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
MX262FA	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
MX262F	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€

Polierbürste mit CA-Mini-Metallschaft, flach

- Latexfreie Nylon Bürsten
- **CA-Mini-Schaft 12 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min




Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MSSR262FA	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
MSSR262F	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
MSSS262FA	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
MSSS262F	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
MSSX262FA	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
MSSX262F	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€



Polierbürste mit Gewindeschaft, flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
SR261FA	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
SR261F	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
SS261FA	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
SS261F	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
SX261FA	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
SX261F	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€

Polierbürste mit Metallschaft, fein & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min




Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MR265A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
MR265	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
MS265A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
MS265	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
MX265A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
MX265	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€



Polierbürste mit CA-Mini-Schaft, fein & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- **CA-Mini-Schaft 12 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MSSR265A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
MSSR265	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
MSSS265A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
MSSS265	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
MSSX265A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
MSSX265	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€




Polierbürste mit Gewindeschaft, fein & flach

- latexfreie Nylon Bürsten
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
SR2651A	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
SR2651	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
SS2651A	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
SS2651	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
SX2651A	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
SX2651	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€



Polierbürste mit Metallschaft, konisch

- latexfreie Nylon Bürsten
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MR262TA	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
MR262T	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
MS262TA	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
MS262T	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
MX262TA	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
MX262T	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€

Polierbürste mit CA-Mini-Schaft, konisch

- latexfreie Nylon Bürsten
- **CA-Mini-Schaft 12 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
MSSR262TA	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
MSSR262T	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
MSSS262TA	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
MSSS262T	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
MSSX262TA	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
MSSX262T	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€

Polierbürste mit Gewindeschaft, konisch

- latexfreie Nylon Bürsten
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Borstendurchmesser	Preis
SR261TS	Regulär	Bunt gemischt	0,20 mm	19,90€
SR261T	Regulär	Weiss	0,20 mm	19,90€
SS261TA	Soft	Bunt gemischt	0,15 mm	19,90€
SS261T	Soft	Klar	0,15 mm	19,90€
SX261TA	X-Soft	Bunt gemischt	0,10 mm	19,90€
SX261T	X-Soft	Gelb	0,10 mm	19,90€



Polierkelch mit Metallschaft, lang & glatt mit Fadenkreuz

- latexfrei
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
M222RA	Regulär	Bunt gemischt	8,5 mm	20,90€
M222LV	Regulär	Lavendel	8,5 mm	20,90€
M222LB	Regulär	Hellblau	8,5 mm	20,90€
M222OR	Regulär	Orange	8,5 mm	20,90€
M222WT	Regulär	Weiss	8,5 mm	20,90€
M222SA	Soft	Bunt gemisch	8,5 mm	20,90€
M222DB	Soft	Dunkelblau	8,5 mm	20,90€
M222GR	Soft	Grün	8,5 mm	20,90€
M222LM	Soft	Limette	8,5 mm	20,90€
M222PK	Soft	Pink	8,5 mm	20,90€
M222XA	X-Soft	Bunt gemisch	8,5 mm	20,90€
M222RD	X-Soft	Rot	8,5 mm	20,90€
M222YL	X-Soft	Gelb	8,5 mm	20,90€



Polierkelch mit Metallschaft, kurz & glatt mit Fadenkreuz

- latexfrei
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
MS222RA	Regulär	Bunt gemischt	7,0 mm	20,90€
MS222LV	Regulär	Lavendel	7,0 mm	20,90€
MS222LB	Regulär	Hellblau	7,0 mm	20,90€
MS222OR	Regulär	Orange	7,0 mm	20,90€
MS222WT	Regulär	Weiss	7,0 mm	20,90€
MS222SA	Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	20,90€
MS222DB	Soft	Dunkelblau	7,0 mm	20,90€
MS222GR	Soft	Grün	7,0 mm	20,90€
MS222LM	Soft	Limette	7,0 mm	20,90€
MS222PK	Soft	Pink	7,0 mm	20,90€
MS222XA	X-Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	20,90€
MS222RD	X-Soft	Rot	7,0 mm	20,90€
MS222YL	X-Soft	Gelb	7,0 mm	20,90€



Polierkelch mit CA-Mini-Schaft, kurz & glatt mit Fadenkreuz

- latexfrei
- **CA-Mini-Schaft 12 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
MSS222RA	Regulär	Bunt gemischt	7,0 mm	22,90€
MSS222LV	Regulär	Lavendel	7,0 mm	22,90€
MSS222LB	Regulär	Hellblau	7,0 mm	22,90€
MSS222OR	Regulär	Orange	7,0 mm	22,90€
MSS222WT	Regulär	Weiss	7,0 mm	22,90€
MSS222SA	Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	22,90€
MSS222DB	Soft	Dunkelblau	7,0 mm	22,90€
MSS222GR	Soft	Grün	7,0 mm	22,90€
MSS222LM	Soft	Limette	7,0 mm	22,90€
MSS222PK	Soft	Pink	7,0 mm	22,90€
MSS222XY	X-Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	22,90€
MSS222RD	X-Soft	Rot	7,0 mm	22,90€
MSS222YL	X-Soft	Gelb	7,0 mm	22,90€

Polierkelch mit Gewindeschafft, lang & glatt mit Fadenkreuz

- latexfrei
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
S221RA	Regulär	Bunt gemischt	8,5 mm	20,90€
S221LV	Regulär	Lavendel	8,5 mm	20,90€
S221LB	Regulär	Hellblau	8,5 mm	20,90€
S221OR	Regulär	Orange	8,5 mm	20,90€
S221WT	Regulär	Weiss	8,5 mm	20,90€
S221SA	Soft	Bunt gemisch	8,5 mm	20,90€
S221D	Soft	Dunkelblau	8,5 mm	20,90€
S221GR	Soft	Grün	8,5 mm	20,90€
S221LM	Soft	Limette	8,5 mm	20,90€
S221PK	Soft	Pink	8,5 mm	20,90€
S221XA	X-Soft	Bunt gemisch	8,5 mm	20,90€
S221RD	X-Soft	Rot	8,5 mm	20,90€
S221YL	X-Soft	Gelb	8,5 mm	20,90€



Polierkelch mit Gewindeschafft, kurz & glatt mit Fadenkreuz

- latexfrei
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
SS221RA	Regulär	Bunt gemischt	7,0 mm	20,90€
SS221LV	Regulär	Lavendel	7,0 mm	20,90€
SS221LB	Regulär	Hellblau	7,0 mm	20,90€
SS221OR	Regulär	Orange	7,0 mm	20,90€
SS221WT	Regulär	Weiss	7,0 mm	20,90€
SS221SA	Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	20,90€
SS221DB	Soft	Dunkelblau	7,0 mm	20,90€
SS221GR	Soft	Grün	7,0 mm	20,90€
SS221LM	Soft	Limette	7,0 mm	20,90€
SS221PK	Soft	Pink	7,0 mm	20,90€
SS221XA	X-Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	20,90€
SS221RD	X-Soft	Rot	7,0 mm	20,90€
SS221YL	X-Soft	Gelb	7,0 mm	20,90€



Polierkelch, mit Metallschaft, lang & genoppt mit Turbinenschaufel

- latexfrei
- Schaft 15 mm
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
MTM222RA	Regulär	Bunt gemischt	8,5 mm	22,90€
MTM222LV	Regulär	Lavendel	8,5 mm	22,90€
MTM222LB	Regulär	Hellblau	8,5 mm	22,90€
MTM222OR	Regulär	Orange	8,5 mm	22,90€
MTM222WT	Regulär	Weiss	8,5 mm	22,90€
MTM222SA	Soft	Bunt gemisch	8,5 mm	22,90€
MTM222DB	Soft	Dunkelblau	8,5 mm	22,90€
MTM222GR	Soft	Grün	8,5 mm	22,90€
MTM222LM	Soft	Limette	8,5 mm	22,90€
MTM222PK	Soft	Pink	8,5 mm	22,90€
MTM222XA	X-Soft	Bunt gemisch	8,5 mm	22,90€
MTM222RD	X-Soft	Rot	8,5 mm	22,90€
MTM222YL	X-Soft	Gelb	8,5 mm	22,90€





Polierkelch mit Metallschaft, kurz & genoppt mit Turbinenschaufel

- latexfrei
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
MTS222RA	Regulär	Bunt gemischt	7,0 mm	22,90€
MTS222LV	Regulär	Lavendel	7,0 mm	22,90€
MTS222LB	Regulär	Hellblau	7,0 mm	22,90€
MTS222OR	Regulär	Orange	7,0 mm	22,90€
MTS222WT	Regulär	Weiss	7,0 mm	22,90€
MTS222SA	Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	22,90€
MTS222DB	Soft	Dunkelblau	7,0 mm	22,90€
MTS222GR	Soft	Grün	7,0 mm	22,90€
MTS222LM	Soft	Limette	7,0 mm	22,90€
MTS222PK	Soft	Pink	7,0 mm	22,90€
MTS222XA	X-Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	22,90€
MTS222RD	X-Soft	Rot	7,0 mm	22,90€
MTS222YL	X-Soft	Gelb	7,0 mm	22,90€




Polierkelch mit CA-Mini-Schaft, kurz & genoppt, mit Turbinenschaufel

- latexfrei
- **CA-Mini-Schaft 12 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
MSST222RA	Regulär	Bunt gemischt	7,0 mm	22,90€
MSST222LV	Regulär	Lavendel	7,0 mm	22,90€
MSST222LB	Regulär	Hellblau	7,0 mm	22,90€
MSST222OR	Regulär	Orange	7,0 mm	22,90€
MSST222WT	Regulär	Weiss	7,0 mm	22,90€
MSST222SA	Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	22,90€
MSST222DB	Soft	Dunkelblau	7,0 mm	22,90€
MSST222GR	Soft	Grün	7,0 mm	22,90€
MSST222LM	Soft	Limette	7,0 mm	22,90€
MSST222PK	Soft	Pink	7,0 mm	22,90€
MSST222XA	X-Soft	Bunt gemisch	7,0 mm	22,90€
MSST222RD	X-Soft	Rot	7,0 mm	22,90€
MSST222YL	X-Soft	Gelb	7,0 mm	22,90€



Polierkelch mit Gewinde, lang & genoppt, mit Turbinenschaufel

- latexfrei
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min




Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
ST221RA	Regulär	Bunt gemischt	8,5 mm	22,90€
ST221LV	Regulär	Lavendel	8,5 mm	22,90€
ST221LB	Regulär	Hellblau	8,5 mm	22,90€
ST221OR	Regulär	Orange	8,5 mm	22,90€
ST221WT	Regulär	Weiss	8,5 mm	22,90€
ST221SA	Soft	Bunt gemisch	8,5 mm	22,90€
ST221DB	Soft	Dunkelblau	8,5 mm	22,90€
ST221GR	Soft	Grün	8,5 mm	22,90€
ST221LM	Soft	Limette	8,5 mm	22,90€
ST221PK	Soft	Pink	8,5 mm	22,90€
ST221XA	X-Soft	Bunt gemisch	8,5 mm	22,90€
ST221RD	X-Soft	Rot	8,5 mm	22,90€
ST221YL	X-Soft	Gelb	8,5 mm	22,90€

Polierkelch mit Gewinde, kurz & genoppt, mit Turbinenschaufel

- latexfrei
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min
- ,0



Art. Nr.	Härte	Farbe	Kelchlänge	Preis
STS221RA	Regulär	Bunt gemischt	7,0 mm	20,90€
STS221LV	Regulär	Lavendel	7,0 mm	20,90€
STS221LB	Regulär	Hellblau	7,0 mm	20,90€
STS221OR	Regulär	Orange	7,0 mm	20,90€
STS221WT	Regulär	Weiss	7,0 mm	20,90€
STS221SA	Soft	Bunt gemischt	7,0 mm	20,90€
STS221DB	Soft	Dunkelblau	7,0 mm	20,90€
STS221GR	Soft	Grün	7,0 mm	20,90€
STS221LM	Soft	Limette	7,0 mm	20,90€
STS221PK	Soft	Pink	7,0 mm	20,90€
STS221XA	X-Soft	Bunt gemischt	7,0 mm	20,90€
STS221RD	X-Soft	Rot	7,0 mm	20,90€
STS221YD	X-Soft	Gelb	7,0 mm	20,90€



Flamme mit Metallschaft, lang & geriffelt

- latexfrei
- **Schaft 15 mm**
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min


Art. Nr.	Härte	Farbe	Flammenhöhe	Preis
M225RA	Regulär	Bunt gemischt	9,5 mm	22,90€
M225LV	Regulär	Lavendel	9,5 mm	22,90€
M225LB	Regulär	Hellblau	9,5 mm	22,90€
M225OR	Regulär	Orange	9,5 mm	22,90€
M225WT	Regulär	Weiss	9,5 mm	22,90€
M225SA	Soft	Bunt gemischt	9,5 mm	22,90€
M225DB	Soft	Dunkelblau	9,5 mm	22,90€
M225GR	Soft	Grün	9,5 mm	22,90€
M225LM	Soft	Limette	9,5 mm	22,90€
M225PK	Soft	Pink	9,5 mm	22,90€
M225XA	X-Soft	Bunt gemischt	9,5 mm	22,90€
M225RD	X-Soft	Rot	9,5 mm	22,90€
M225YL	X-Soft	Gelb	9,5 mm	22,90€




Flamme mit Gewinde, lang & geriffelt

- latexfrei
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min

Art. Nr.	Härte	Farbe	Flammenhöhe	Preis
S226RA	Regulär	Bunt gemischt	9,5 mm	22,90€
S226LV	Regulär	Lavendel	9,5 mm	22,90€
S226LB	Regulär	Hellblau	9,5 mm	22,90€
S226OR	Regulär	Orange	9,5 mm	22,90€
S226WT	Regulär	Weiss	9,5 mm	22,90€
S226SA	Soft	Bunt gemischt	9,5 mm	22,90€
S226DB	Soft	Dunkelblau	9,5 mm	22,90€
S226GR	Soft	Grün	9,5 mm	22,90€
S226LM	Soft	Limette	9,5 mm	22,90€
S226PK	Soft	Pink	9,5 mm	22,90€
S226XA	X-Soft	Bunt gemischt	9,5 mm	22,90€
S226RD	X-Soft	Rot	9,5 mm	22,90€
S226YL	X-Soft	Gelb	9,5 mm	22,90€





Prophylaxe Angles mit Standard-Kelch, gerippt und lamelliert

- passend für alle gängigen Handstücke
- 90° & 105° Grad Winkel
- Kelchlänge 8,5 mm
- ultimative Laufruhe mit einzigartigem Getriebe
- garantiert kein Verrutschen des Kelchs
- gerippte und lamellierte Kelche
- Verpackung: Box aus Pappe
- 100 Stück pro Packung
- Drehzahl: 1500-3000 U/min

Art. Nr.	Härte	Farbe	Grad Winkel	Preis
3399090RL	Regulär	Lavendel	90°	26,90€
3399090SG	Soft	Grün	90°	26,90€
3399105RL	Regulär	Lavendel	105°	26,90€
3399105SG	Soft	Grün	105°	26,90€

CAVEX PROPHYPASTE

Verfärbungen, Plaque und Bakterien tragen wesentlich zur Entstehung von Gingivitis, Parodontitis und Karies bei. Daher ist die professionelle Entfernung ein wichtiger Bestandteil der Erhaltung einer guten Mundgesundheit. Cavex ProphyPaste wurde speziell dafür entwickelt. Dazu haben wir uns unsere Kenntnisse in der Herstellung von Pasten zu Nutze gemacht und bieten somit ein hervorragendes Produkt für die prophylaktische Behandlung an. Bei der Entwicklung der Polierpaste haben wir bewusst auf die Nutzung von Mikroplastik verzichtet. Stattdessen entschieden wir uns für ein natürliches Mittel in Form von Kieselgel. Durch die besondere Mischung verschiedener Kieselgelkörner ist die Paste hochwirksam bei der Entfernung von Ablagerungen und Verfärbungen. Cavex ProphyPaste ist mit zwei verschiedenen RDA-Wert erhältlich: Regular und Fine!

Cavex ProphyPaste Regular hat eine höhere Abrasivität mit einem RDA-Wert von 130 bis 150. Daher ist sie perfekt für eine gründliche Reinigung und behält gleichzeitig ein glattes Finish bei. Sie hat eine grüne Farbe mit einem erfrischenden Minzgeschmack.

Cavex ProphyPaste Fine hat eine geringere Abrasivität mit einem RDA-Wert von 50 bis 60. Daher ist sie perfekt für die schonende Reinigung mit hoher Polierwirkung und sehr gut geeignet für den Einsatz auf Implantaten, Kronen und Brücken. Sie hat eine rosa Farbe mit einem angenehmen Cranberry-Geschmack.

Produktmerkmale

- sicher und effektiv
- enthält Fluorid
- pH-neutral
- ideale Konsistenz, kein Spritzen
- Tubeninhalt 100 g (60 ml)



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW910	Cavex ProphyPaste regular	100 g (60 ml)	9,95€
BW911	Cavex ProphyPaste fine	100 g (60 ml)	9,95€

Prophylaxe-Ringe

Prophylaxe-Ringe zur Aufnahme von Polierpasten.



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC010	Einweg Prophylaxe-Ring - farbig gemischt - blau, lavendel, gelb, grün und weiß	200 Stück	13,90€
DCA010	Autoklavierbare Prophylaxe-Ringe	10 Stück	4,95€



OPTIM Interdentärbürsten

von Stoddard sind speziell für die gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume und um Brücken und Zahnsparanten herum konzipiert. Sie sind unerlässlich, um Plaquebildung vorzubeugen und gesunde Zähne und Zahnfleisch zu fördern. Sie werden nur aus den hochwertigsten Materialien hergestellt. Der hoch zugestete, kunststoffbeschichtete Edelstahlstahl im Kern verhindert, dass sich die Bürsten verbiegen. Für eine längere Lebensdauer werden die Borsten aus demselben formstabilen Nylon hergestellt, das auch für Zahnbürsten verwendet wird. Die Bürste wird durch ein revolutionäres Produktionsverfahren am Griff befestigt, sodass es praktisch unmöglich ist, dass sie sich voneinander lösen.

OPTIM Interdentärbürsten sind aus hoch zugesteter, kunststoffummantelter Edelstahlstahl mit Nylonfilamenten.

Art. Nr.	ID001	ID121	ID120	ID119	ID118	ID117	ID116	ID115	ID114
Farbe	Weiß	Pink	Orange	Rot	Blau	Gelb	Grün	Lila	Grau
Größe	SF	XXXXP	XXXF	XXF	XF	F	M	L	XL
Nylon Ø in mm	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00	3,50	5,00	6,00	9,00
Kopflänge in mm	10,00	10,50	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Draht in mm	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	1,10	1,30
ISO 16409 Größe	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Packungsinhalt	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25	8 / 25

Art. Nr.	Farbe	Größe	Inhalt	Preis
ID001/004	Weiß	00	8 Stück	3,14€
ID121/004	Pink	0	8 Stück	3,14€
ID120/004	Orange	1	8 Stück	3,14€
ID119/004	Rot	2	8 Stück	3,14€
ID118/004	Blau	3	8 Stück	3,14€
ID117/004	Gelb	4	8 Stück	3,14€
ID116/004	Grün	5	8 Stück	3,14€
ID115/004	Lila	6	8 Stück	3,14€
ID114/004	Grau	7	8 Stück	3,14€

Art. Nr.	Farbe	Größe	Inhalt	Preis
ID001/007	Weiß	00	25 Stück	9,50€
ID121/007	Pink	0	25 Stück	9,50€
ID120/007	Orange	1	25 Stück	9,50€
ID119/007	Rot	2	25 Stück	9,50€
ID118/007	Blau	3	25 Stück	9,50€
ID117/007	Gelb	4	25 Stück	9,50€
ID116/007	Grün	5	25 Stück	9,50€
ID115/007	Lila	6	25 Stück	9,50€
ID114/007	Grau	7	25 Stück	9,50€


OPTIM für das Behandlungszimmer

Die OPTIM Klinikbox sorgt für einen schnellen Zugriff auf die passende Größe während der Behandlung.

Der OPTIM Interdentärbürsten Ständer dient zur Anschauung für den Patienten.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
SET3031/006	OPTIM Klinikbox	90 Interdentärbürsten inkl. Aufbewahrungsbox	29,95€
ID/OPTIM-STAND/001	OPTIM Display Ständer	9 Interdentärbürsten inkl. Ständer	12,50€

Stoddard



CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION STARTER PACK



Cavex Bite&White Shade Correction ist ein schnelles, sicheres und effektives System zur Wiederherstellung der natürlichen Zahnfarbe des Patienten. Es handelt sich um ein In-Office-System. Der gesamte Eingriff wird vom Zahnarzt in der Zahnarztpraxis durchgeführt. Das revolutionäre Gel im System ermöglicht die Wiederherstellung der ursprünglichen Zahnfarbe in nur 2-3 Anwendungen während einer Sitzung.

Aufgrund der einzigartigen Formel wirkt das Gel sehr schnell. Dies minimiert die Behandlungszeit und damit das Risiko einer Überempfindlichkeit. Die thermoreversiblen Eigenschaften des Gels sorgen dafür, dass es während der Behandlung perfekt an Ort und Stelle bleibt, was das Endergebnis maximiert. Das System besteht aus einem einzigartigen Applikatorstift mit einer Bürste für maximale

Kontrolle während des Auftrags und einer Schutzbarriere zum Schutz des umgebenden Weichgewebes.

Produktmerkmale

- einfaches Auftragen mit dem Pinselaufsatz
- sehr schnelle Ergebnisse
- enthält 25 % Wasserstoffperoxid Superior
- Ergebnis in nur 2-3 Anwendungen während einer Sitzung
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden
- markante blaue Farbbarriere
- Medizinprodukt der Klasse I



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW053	Cavex Bite&White Shade Correction HP25 starter pack		auf Anfrage
	Whitening pen	2 x 2 ml	
	Barrier-Spacer	1 x 1 g	
	Aufsätze	5 Stück	



CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION PEN BULK PACK

Eine Großpackung mit 12 Stiften für In-Office Anwendungen.
Das Gel basiert auf der 25% Hydrogen Peroxide Superior (HPS)-
Technologie.

Der Cavex Bite&White Shade Correction Pen enthält einen Pinsel-
aufsatz, der das Auftragen auf die Zähne erleichtert und maximale
Kontrolle während des Auftragens bietet.

Produktmerkmale

- einfaches Auftragen mit dem Pinselaufsatz
- kann mit einfacher Handhabung durch Drehen
der Stiftrückseite dosiert werden
- das thermoreversible HPS-Gel bleibt perfekt an
Ort und Stelle
- gebrauchsfertig, kein Mischen erforderlich
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden
- enthält 25 % Wasserstoffperoxid Superior



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW054	Cavex Bite&White Shade Correction Pen Bulk Pack Whitening pen	12 x 2 ml	auf Anfrage

CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION BARRIER BULK PACK

Großpackung mit 3 Barrieren/Abstandshal-
tern, um den Kontakt mit Weichgewebe zu
verhindern und Bereiche abzuschirmen,
die nicht mit dem Gel in Kontakt kommen
sollten.

Die Barriere lässt sich mit den mitgelieferten
Applikationsspitzen einfach auftragen und ist
innerhalb von 20 Sekunden mit einer Poly-
merisationslampe ausgehärtet. Danach lässt
sie sich leicht entfernen.

Produktmerkmale

- nach der Behandlung leicht entfernbar
- Aushärtezeit von 20 Sekunden
- markante blaue Farbe

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW055	Cavex Bite&White Shade Correction Barrier Bulk Pack Barrier-Spacer Aufsätze	3 x 1 g 10 Stück	auf Anfrage





CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

In drei einfachen Schritten sorgt das Cavex Bite&White ABC Masterkit für eine sehr effektive, sichere und vor allem sorgenfreie Bleaching-Behandlung. Das ABC Masterkit sticht auch durch eine professionelle Verpackung mit klaren Anweisungen heraus. Zudem können Patienten bei YouTube unterstützendes Videomaterial finden.

Die Spritzen befinden sich in einem herausnehmbaren Tray, da die Spritzen so separat im Kühlschrank gelagert werden können. Das 3 x 3 ml Bleaching-Gel ist ausreichend für eine Behandlung von 15 Tagen. Wenn der Patient vorher bereits zufrieden ist, können die wiederverschließbaren Spritzen auch später noch zum Nachbessern genutzt werden.

Mit StainLess aktivieren

Reinigen Sie die Zähne zunächst gründlich mit Cavex Bite&White StainLess. Die Paste erhöht den pH-Wert im Mund leicht, damit das Mittel noch besser wirkt.

Bleaching mit Bleichgel

Das Bleichgel enthält 16 % Carbamidperoxid was 6 % Wasserstoffperoxid entspricht. Platz-



ieren Sie auf jedem Element der Schiene einen Tropfen Gel. Tragen Sie die Schiene nun 30-60 Minuten, um optimale Bleaching-Ergebnisse sicher und schnell zu erzielen. Cavex Whitening Gel hat sich als wirksam erwiesen.

Konditionierung mit ExSense

Nach dem Bleaching folgt die Nachpflege in Form von Cavex Bite&White ExSense. Nutzen Sie die Schiene erneut, um das Gel 5 - 10 Minuten wirken zu lassen. Es remineralisiert die Zähne, füllt die Tubuli und Mikrorisse und beugt somit Sensibilisierung vor.

Produktmerkmale

- eine mehrtägige Aufhellungsbehandlung unter (einmaliger) Aufsicht des Zahnarztes
- maximales Ergebnis mit minimaler Empfindlichkeit
- professionelle Verpackung mit klarer Anleitung
- Unterstützung durch Videomaterial auf YouTube erhältlich
- 3 x 3 ml Bleaching-Gel ist ausreichend für 15 Tage Aufhellung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW090	Cavex Bite&White ABC Masterkit		auf Anfrage
	Cavex Bite&White StainLess, Tube	1 x 35 ml / 50 g	
	Cavex Bite&White Refill, Spritze	3 x 3 ml	
	Cavex Bite&White ExSense, Tube	1 x 42 ml / 50 g	
	Aufbewahrungsbox, Farbschlüssel und Bedienungsanleitung		
BW010	Cavex Bite&White Spritze	1 x 3 ml	auf Anfrage
BW015	Cavex Bite&White Bulk Refill Pack	10 x 3 ml	auf Anfrage
BW007	Cavex Bite&White 3 Spritzen CP16	3 x 3 ml	auf Anfrage

WHITE ROYALE PREMIUM PERFECTION+ WHITENING KIT

Das White Royale Premium Perfection+ Whitening Kit ist das Kronjuwel im White Royale-Sortiment.

Enthält 3 Aufhellungsstifte mit 6% Wasserstoffperoxid- Superior-Aufhellungsgel und ein intelligentes LED-Mundstück.

Das Kit ist sehr benutzerfreundlich.

Drehen Sie einfach die Unterseite des Stifts, bis ein kleiner Tropfen HPS-Bleaching-Gel

auf den Borsten erscheint, und tragen Sie das Gel direkt auf die Zähne auf.

Nehmen Sie dann das Smart LED-Mundstück in Ihren Mund und wählen Sie den bevorzugten LED-Modus aus, um die Reaktion des HPS-Bleaching-Gels zu verstärken.

Dieses Kit enthält ausreichend Aufhellungsgel für eine vollständige Aufhellungsbehandlung. Aufgrund des patentierten HPS-Gels in den Stiften muss das Kit nicht gekühlt gelagert werden.

Das LED Handstück ist aufladbar und kann für Folgebehandlungen weiterhin genutzt werden.



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
WR010	WHITE ROYALE PREMIUM PERFECTION+ WHITENING KIT	LED Handstück, 3 x 2 ml	59,00€

CAVEX BITE&WHITE WHITENING PEN

Der Cavex Bite&White Whitening Pen ist ein unverzichtbares Bleaching-Tool, das immer und überall verwendet werden kann. Ob der Patient die Ober- und Unterkiefer Zähne bleachen möchte, oder einfach nur die schwer erreichbaren Stellen nachbehandeln möchte, der Cavex Whitening Pen kann alles.

Wie es funktioniert? Kappe abnehmen, drehen (Klicksystem), bis auf der Unterseite

des Stifts ein kleiner Tropfen Bleaching-Gel erscheint. Nun kann das Gel auf die Zähne gepinselt werden.

Produktmerkmale

- keine Kühlung erforderlich
- effektiv und sicher
- 6 % Wasserstoffperoxid
- auslaufsicherer Stift



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW080	Cavex Bite&White Whitening Pen	1 x 2 ml	auf Anfrage

CAVEX BITE&WHITE ALIGNER WHITENING PEN

Kombinieren Sie Ihre Behandlung mit dem Aligner Whitening Pen. Die Magie des Aligner Whitening Pen liegt in seiner fortschrittlichen HPS-Technologie. Diese Technologie verwendet reines Wasserstoffperoxid in einem Gel auf Wasserbasis, das für die Verwendung mit Alignern sicher und wirksam ist.

Eigenschaften

- einfache Anwendung
- enthält weniger als 3 % Wasserstoffperoxid
- kombinieren Sie die Aligner-Behandlung mit einer professionellen Aufhellungsbehandlung
- flexible Anwendungsdauer
- Lagerung bei Raumtemperatur



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW082	Cavex Bite&White Aligner Whitening Pen	1 x 6 ml	auf Anfrage

CAVEX BITE&WHITE BARRIER-SPACER



Schützen Sie Bereiche, die nicht mit dem Bleachinggel in Kontakt kommen sollten, mit Cavex Bite&White Barrier-Spacer. Die blaue Farbe hebt sich gut ab, wodurch sie sehr genau aufgetragen werden kann.

Die Barriere lässt sich mit den mitgelieferten Spitzen einfach auftragen. Nach nur 20 sek ist Cavex Bite&White Barrier/Spacer bereits mit einer Polymerisationslampe

ausgehärtet. Nach der Behandlung lässt sich das Gel sehr leicht entfernen.

Produktmerkmale

- auffallend blaue Farbe
- Aushärtungszeit von nur 20 sek
- 2 x 1 ml Barrier/Spacer & 10 Tips

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
VT029	Cavex Bite&White Whitening Barrier-Spacer Aufsätze	2 x 1 g 10 Stück	auf Anfrage

CAVEX EXSENSE



Cavex ExSense ist die perfekte Lösung für empfindliche Zähne. Empfindliche Zähne sind oft das Ergebnis von Zahnerosion oder freiliegendem Dentin. Dieser revolutionäre Zahnconditioner sorgt dank einer innovativen Zusammensetzung mit 2 % Hydroxylapatit und einem „hydrodispergierenden Sol“, für schnelle und langanhaltende Linderung.

Die einzigartigen Eigenschaften des „Hydro-Dispergier-Sols“, sorgen für eine perfekte Verteilung des Gels und ein verstärktes Eindringen des Hydroxylapatits. Dank dieser synergetischen Zusammensetzung von Cavex ExSense dringt das Hydroxylapatit besonders tief in die Tubuli und Mikrorisse im Zahnschmelz ein. Dies versiegelt sie nicht nur vollständig,

sondern ermöglicht auch eine Kristallisation, die zur Wiederherstellung der Mikrohärte beiträgt und den Remineralisierungsprozess beschleunigt.

Produktmerkmale

- reduziert sofort und nachhaltig die Empfindlichkeit der Zähne
- hilft, empfindlichen Zähnen vorzubeugen
- beschleunigt und stärkt den Remineralisierungsprozess
- macht die Zahnoberfläche glatt und glänzend, Glanzeffekt
- verlangsamt den Prozess der Plaquebildung
- ideal für den (unbegrenzten) Heimgebrauch

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW160	Cavex Bite&White ExSense, Tube	1 x 50 g / 42 ml	auf Anfrage

CAVEX HEALTHYPOPS

Cavex Healthypops bekämpfen Mundtrockenheit und fördern frischen Atem. Healthypops sind das ideale Mittel, um Mundgeruch und Xerostomie in der Zahnarztpraxis zu besprechen. Darüber hinaus unterstützen die Lollies Patienten bei der Mundpflege und sie eignen sich sehr gut als verantwortungsvoller Snack!

Cavex Healthypops enthalten keinen Zucker, Gluten, Milchprodukte, Soja, Nüsse oder zugesetzte Duft- und Geschmacksstoffe. Dies macht die Lolly sicher für Diabetiker.

Die Lolly sind in drei Geschmacksrichtungen erhältlich:

Kirsche – zur Befeuchtung des Mundes bei Xerostomie

Orange – für frischen Atem bei Mundgeruch

Minze – für frischen Atem bei Mundgeruch

Produktmerkmale

- Lolly ohne Zucker, aber mit dentaler Funktion
- erhältlich in den Geschmacksrichtungen Kirsche, Orange und Minze
- hilft gegen Mundtrockenheit
- fördert frischen Atem
- enthält keinen Zucker, Gluten, Milchprodukte, Soja, Nüsse oder zugesetzte Duftstoffe und Aromen
- für Diabetiker geeignet



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
BW900	Cavex Healthypops Kirsche	60 x Lollipop (454 g)	auf Anfrage
BW901	Cavex Healthypops Mint	60 x Lollipop (454 g)	auf Anfrage
BW902	Cavex Healthypops Orange	60 x Lollipop (454 g)	auf Anfrage

CAVEX RUSH BRUSH

Mit Cavex Rush Brush können Patienten ihre Zähne einfach und schnell unterwegs oder vor einer Behandlung putzen. Die Zahnbürste ist sofort einsatzbereit. Der Patient benötigt keine Zahnpasta. Die Bürste ist unsichtbar mit frischer, fluoridfreier Zahnpasta beschichtet.

Der kleine Bürstenkopf erreicht jede Stelle im Mund und die weichen, abgerundeten Borsten schonen das Zahnfleisch. Zudem ist die Zahnbürste hygienisch in einer Einzelverpackung. Dadurch lässt sich die Bürste überall leicht mitnehmen.

Produktmerkmale

- mit Zahnpasta imprägniert, gebrauchsfertig
- frischer Minzgeschmack
- weiche Bürste
- kleiner Bürstenkopf für eine gründliche Reinigung



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
HA090-01	Cavex Rush Brush 100 Stück pro Box (rot, grün, gelb und blau 25 je Farbe)	100 Stück	auf Anfrage



Xpedent Scaler-Spitzen werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sie sind stark, belastbar, korrosionsbeständig und bieten eine angemessene Lebensdauer der Spitze. Die mit japanischen 7-Achsen-CNC-Maschinen hergestellten Spitzen durchlaufen bis zu 30 zusätzliche Prozesse und Kontrollen, um die korrekte Funktion zu gewährleisten. Xpedent stellt Scaler-Spitzen für führende Marken her.

Funktionsprinzip

Bei Spitzen im Piezo-Stil, einschließlich aller Xpedent-Spitzen, wird die Leistung durch die Ultraschallschwingung piezoelektrischer Kristalle erzeugt. Dadurch entsteht eine sinusförmige Bewegung mit der größten Kraft (Amplitude) am Ende der Spitze. So ist eine sinuswellenartige Kraftverteilung entlang der Spitze möglich. Die Wirkung der Spitze hängt daher stark von dem Teil der Spitze ab, der den Zahn berührt.

Die ideale Leistungseinstellung hängt von der verwendeten Spitze und dem Zustand des zu behandelnden Bereichs ab. Endo- und Perio-Arbeiten haben längere, dünnere Spitzen als Scaling Spitzen, daher sind geringere Stärken empfohlen. Beginnen Sie immer mit einer niedrigen Leistung und steigern Sie diese schrittweise, um die Wirksamkeit zu maximieren und Beschwerden für den Patienten zu vermeiden.

Orientierung und Anwendung

Um eine Kombination aus Patientenkomfort und effizientem Scaling zu erzielen, ist es wichtig, die Seite der Spitze am zweiten Leistungsband und in einem sehr flachen Winkel zum Zahn zu verwenden.

Im Gegensatz zum manuellen Scaling erfordert das Ultraschall-Scaling nur eine sehr sanfte Berührung der Zahnoberfläche. Der Ultraschall liefert die ganze Kraft, sodass die Anwendenden die Spitze nur sehr sanft um den zu behandelnden Bereich führen müssen. Das Entfernen harter Ablagerungen kann beschleunigt werden, indem das Ende der Spitze dort angebracht wird, wo die Vibrationen am stärksten sind. Dies führt dazu, dass sich Zahnstein vom Zahn löst.



XPEDENT garantiert, dass die Passgenauigkeit der Gewinde jeder einzelnen Spitze geprüft wird, bevor sie das Werk verlässt. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass das Gewinde auf dem Handstück nicht deformiert und folglich unbrauchbar wird. Sollte sich dennoch einmal herausstellen, dass das Gewinde einer XPEDENT Ultraschallspitze das Gewinde eines Handstückes deformiert hat, übernimmt XPEDENT Reparatur oder Ersatz.

EMS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Schweiz

NSK® ist ein eingetragenes Warenzeichen der NSK Europe GmbH, Deutschland

Sirona® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dentsply Sirona Deutschland GmbH, Deutschland

Satelec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Satelec GmbH / Acteon, Deutschland

Komet® Sonicline® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Komet Dental Deutschland

KaVo® ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland

SONICflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland

PIEZOlux & SONOsoft® ist ein eingetragenes Warenzeichen der KaVo Dental GmbH, Deutschland

Mectron® ist ein eingetragenes Warenzeichen der mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Xpedent Multifunktions-Ultraschallspitzen.....	48
Scaling Spitzen	48
Parodontologie	49
Endodontie.....	50
Kronenentferner	53
Kavitätenpräparation.....	53
Implantatreinigung	54
Passende Spitzen für Scaler Geräte	54
Passend für EMS® Scaler Geräte	54
Passend für Satelec® Scaler Geräte.....	56
Passend für NSK® Scaler Geräte.....	59
Passend für Sirona® Scaler Geräte	60
Passend für KaVo® Scaler Geräte.....	61
Passende Spitzen für KaVo® SONICflex® & KOMET® Sonicline®, chirurgische Spitzen	61
Passende Spitzen für chirurgische Geräte.....	65
Passend für MECTRON® chirurgische Geräte.....	65
Passend für EMS® chirurgische Geräte.....	71
Passend für Satelec® chirurgische Geräte.....	73
Drehmomentschlüssel & Zubehör	73
U-Feilen	73
Handstücke	73

Scaling

Zur Entfernung von leichtem und mittlerem supragingivalem Zahnstein und Plaque.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
G1	Passend für EMS®	1 Stück	19,90€
GS1	Passend für SIRONA®	1 Stück	19,90€
GN1	Passend für NSK®	1 Stück	19,90€
GD1	Passend für SATELEC®	1 Stück	19,90€
GM1	Passend für MECTRON®	1 Stück	19,90€

Mit flacher Kante zur Entfernung von schwerem supragingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
G2	Passend für EMS®	1 Stück	19,90€
GS2	Passend für SIRONA®	1 Stück	19,90€
GN2	Passend für NSK®	1 Stück	19,90€
GD2	Passend für SATELEC®	1 Stück	19,90€

Zur Entfernung von Zahnstein und Plaque aus supragingivalen Interdentalbereichen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
G3	Passend für EMS®	1 Stück	19,90€
GS3	Passend für SIRONA®	1 Stück	19,90€
GN3	Passend für NSK®	1 Stück	19,90€
GD3	Passend für SATELEC®	1 Stück	19,90€
GM3	Passend für MECTRON®	1 Stück	19,90€

Zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein und ursprünglichem Plaque.





Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
G4	Passend für EMS®	1 Stück	19,90€
GS4	Passend für SIRONA®	1 Stück	19,90€
GN4	Passend für NSK®	1 Stück	19,90€
GD4	Passend für SATELEC®	1 Stück	19,90€
GM4	Passend für MECTRON®	1 Stück	19,90€

Zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein und Plaque.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
G5	Passend für EMS®	1 Stück	21,00€
GS5	Passend für SIRONA®	1 Stück	21,00€
GN5	Passend für NSK®	1 Stück	21,00€
GD5	Passend für SATELEC®	1 Stück	21,00€
GM5	Passend für MECTRON®	1 Stück	21,00€

Mit flacher Kante zur Entfernung von schwerem supragingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
G6	Passend für EMS®	1 Stück	21,00€
GN6	Passend für NSK®	1 Stück	21,00€
GD6	Passend für SATELEC®	1 Stück	21,00€
GM6	Passend für MECTRON®	1 Stück	21,00€



Parodontologie

Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P1	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
PS1	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
PN1	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
PD1	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€
PM1	Passend für MECTRON®	1 Stück	24,00€

Nach links gebogen. Zur Behandlung von Furkationen, interdentalem Zahnstein und sehr engen Zahnzwischenräumen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P2L	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
PN2L	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
PD2L	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€

Nach rechts gebogen. Zur Behandlung von Furkationen, interdentalem Zahnstein und sehr engen Zahnzwischenräumen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P2R	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
PN2R	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
PD2R	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€

Nach links gebogen und diamantbeschichtet. Zur Behandlung von Furkationen, Zahnzwischenraum und sehr engen Räumen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P2LD	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
PD2LD	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

Nach rechts gebogen und diamantbeschichtet. Zur Behandlung von Furkationen, Zahnzwischenraum und sehr engen Räumen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P2RD	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
PD2RD	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.





Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P3	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
PS3	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
PN3	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
PD3	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€
PM3	Passend für MECTRON®	1 Stück	24,00€

Diamantbeschichtet. Zum Glätten der Wurzeloberfläche während einer Parodontallappenoperation.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P3D	Passend für EMS®	1 Stück	40,00€
PS3D	Passend für SIRONA®	1 Stück	40,00€
PN3D	Passend für NSK®	1 Stück	40,00€
PD3D	Passend für SATELEC®	1 Stück	40,00€

Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P4	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
PS4	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
PN4	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
PD4	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€



Parodontologie




Diamantbeschichtet. Ein leistungsstarkes Instrument für die Entfernung von Verkalkungen. Diese Spitze kann zur Erweiterung der verkalkten Wurzeln im koronalen Drittel verwendet werden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P4D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
PN4D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
PD4D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€




Anteriore Parodontologie. Ermöglicht die Behandlung des Schneidezahn- und Eckzahnblocks. Die Führungskante ist parallel zur Tasche ausgerichtet. Ermöglicht Arbeiten in der Parodontaltasche ohne Verletzung des Ligaments.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P5-eH3	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
P5-sH3	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Nach links gebogen. Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P6L	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
PD6L	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Nach rechts gebogen. Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P6R	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
PD6R	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

Endodontie



120°-Winkelhalter für U-Feilen mit Schaft. Durchmesser 0,57 mm. Zur Wurzelkanalreinigung im Frontzahn- und Prämolarenbereich.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E1	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
ES1	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
EN1	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
ED1	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€



95° Winkelhalter für U-Feilen mit Schaft. Durchmesser 0,57 mm. Zur Wurzelkanalreinigung im Molarenbereich. Frontzahn- und Prämolarenbereich.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E2	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
ES2	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
EN2	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
ED2	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€




Bei deaktiviertem Kühlt spray wird diese Spitze für seitliche, thermische Kondensation von Guttaperchaspitzen verwendet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E3	Passend für EMS®	1 Stück	24,00€
ES3	Passend für SIRONA®	1 Stück	24,00€
EN3	Passend für NSK®	1 Stück	24,00€
ED3	Passend für SATELEC®	1 Stück	24,00€


Diamantbeschichtet. Zur Entfernung von Verkalkungen und schlechtem Füllmaterial aus der Pulpahöhle und Pulpakammer.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E3D	Passend für EMS®	1 Stück	40,00€
ES3D	Passend für SIRONA®	1 Stück	40,00€
EN3D	Passend für NSK®	1 Stück	40,00€
ED3D	Passend für SATELEC®	1 Stück	40,00€



Entfernt schnell Hindernisse und defekte Instrumente im mittleren und oberen Drittel großer und gerader Kanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E4	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
ES4	Passend für SIRONA®	1 Stück	30,00€
EN4	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED4	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€



Diamantbeschichtet. Für die Nachbehandlung oder Entfernung extrem harter Materialien.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E4D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
ES4D	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
EN4D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED4D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Nützlich für die schnelle Entfernung von Zahnstein und temporären Zementen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E5	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
ES5	Passend für SIRONA®	1 Stück	30,00€
EN5	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED5	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€



Diamantbeschichtet. Für verbessertes Schneiden und Abrieb. Besonders nützlich zum Entfernen sehr harter Materialien an der Kanalwand.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E5D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
ES5D	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
EN5D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED5D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



FG-Bohrerhalter zur Erweiterung des Wurzelkanals und zum Beschleifen der Zähne.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E8	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN8	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED8	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



FG-Bohrerhalter zur Erweiterung des Wurzelkanals und zum Beschleifen der Zähne.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E9	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN9	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED9	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€






Zur schonenden Behandlung des Wurzelkanals von Frontzähnen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E10	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
EN10	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED10	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€



Diamantbeschichtet. Zur effizienten apikalen Politur von Frontzähnen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E10D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN10D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED10D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Zur schonenden Behandlung im Wurzelkanal von Frontzähnen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E11	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
EN11	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED11	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€



Diamantbeschichtet mit verbesserter Schneid- und Abrasionskraft. Besonders nützlich zum fernem sehr harter Materialien an der Kanalwand und zum seitlichen Schneiden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E11D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN11D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED11D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Entfernt schnell Hindernisse und defekte Instrumente im mittleren und oberen Drittel großer und gerader Kanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E14	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
EN14	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED14	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€



Diamantbeschichtet für Nachbehandlungen oder Entfernung extrem harte Materialien.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E14D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN14D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED14D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Nützlich für die schnelle Entfernung von Zahnstein und temporären Zementen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E15	Passend für EMS®	1 Stück	30,00€
EN15	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€
ED15	Passend für SATELEC®	1 Stück	30,00€



Diamantbeschichtet. Eine diamantbeschichtete Stahlspitze zur Nachbearbeitung von sehr hartem Material im mittleren Drittel. Länge 40 mm, 30 µm Diamanten, konisch 4 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E15D	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
EN15D	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
ED15D	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€

Kronen entfernen


Zum Entfernen von Brücken, Kronen und Stiften durch Aufbrechen des Zements.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
G7	Passend für EMS®	1 Stück	20,00€
GS7	Passend für SIRONA®	1 Stück	20,00€
PN7	Passend für NSK®	1 Stück	20,00€
PD7	Passend für SATELEC®	1 Stück	20,00€



Zum Entfernen von Brücken, Kronen und Stiften durch Aufbrechen des Zements.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
G8	Passend für EMS®	1 Stück	20,00€



Kavitätenpräparation


Kugelförmig - diamantbeschichtet. Zur Präparation von Kauflächen und Zahnhalskanten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SB1	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
SBS1	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
SBN1	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
SBD1	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€




Halbkugelförmig - diamantbeschichtet. Zum Finieren zervikaler Approximalbereiche, ohne Schäden an den Nachbarzähnen zu verursachen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SB2	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
SBS2	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
SBN2	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
SBD2	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€




Halbkugelförmig - diamantbeschichtet. Zum Finieren zervikaler Approximalbereiche, ohne Schäden an den Nachbarzähnen zu verursachen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SB3	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
SBS3	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
SBN3	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
SBD3	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Halbkugelförmig - diamantbeschichtet. 45° nach links versetzt. Ermöglicht kariöse Bereiche eines Zahnes zu entfernen, ohne Schäden an den Nachbarzähnen zu verursachen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SBL	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
SBSL	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
SBNL	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
SBDL	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Halbkugelförmig - diamantbeschichtet. 45° nach rechts versetzt. Ermöglicht kariöse Bereiche eines Zahnes zu entfernen, ohne Schäden an den Nachbarzähnen zu verursachen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SBR	Passend für EMS®	1 Stück	36,00€
SBSR	Passend für SIRONA®	1 Stück	36,00€
SBNR	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€
SBDL	Passend für SATELEC®	1 Stück	36,00€



Implantatreinigung



Implantatreinigung. PEEK-Spitze zur sicheren und schonenden Reinigung von Implantaten und Restaurationen. Das ICP SET enthält 1x ICP WREN, 1x ICP und 2x Peek-Ersatzspitzen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
eICP Set	Passend für EMS®	1 Stück	61,00€
srICP Set	Passend für SIRONA®	1 Stück	61,00€
nlICP Set	Passend für NSK®	1 Stück	61,00€
slICP Set	Passend für SATELEC®	1 Stück	61,00€
klICP Set	Passend für KaVo SONICflex®	1 Stück	61,00€
klCPA Set	Passend für KaVo PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	61,00€
mlCP Set	Passend für MECTRON®	1 Stück	61,00€






Ersatz. PEEK-Spitzenpackung mit 10 Stück (passen nur auf das Xpedent ICP Set).

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
ICPeek	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€
ICPeek	Passend für SIRONA®	1 Stück	60,00€
ICPeek	Passend für NSK®	1 Stück	60,00€
ICPeek	Passend für SATELEC®	1 Stück	60,00€
ICPeek	Passend für KaVo SONICflex®	1 Stück	60,00€
ICPeek	Passend für KaVo PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	60,00€
ICPeek	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

Passend für EMS® Scaler Geräte

Scaling & Parodontologie



Universal. Präzise Entfernung von festem supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
eA	Passend für EMS®	1 Stück	31,00€
TWT ES eA	Passend für EMS® inkl. Drehmomentschlüssel	1 Set	52,00€

Perio. Das P-Instrument eignet sich gut zur präzisen Entfernung von hartnäckigem sub- und supragingivalem Zahnstein und Konkrementen in allen Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
eP	Passend für EMS®	1 Stück	31,00€
TWT ES eP	Passend für EMS® inkl. Drehmomentschlüssel	1 Set	52,00€

PerioSlim. Das schnelle und minimalinvasive PS-Instrument ist ideal für die Zahnsteinentfernung in tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
ePS	Passend für EMS®	1 Stück	31,00€
TWT ES ePS	Passend für EMS® inkl. Drehmomentschlüssel	1 Set	52,00€

PerioCleaning. Zur Reinigung und Desinfektion von Parodontaltaschen. Es eignet sich besonders für Nachsorge- und Recall-Besuche von Paropflegepatienten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
ePL3	Passend für EMS®	1 Stück	31,00€
TWT ES ePL3	Passend für EMS® inkl. Drehmomentschlüssel	1 Set	52,00€

Parodontologie. Die Spitze ist schlank und kann für das feine Scaling der subgingivalen Wurzeloberfläche verwendet werden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P33	Passend für EMS®	1 Stück	31,00€

Perio. Links gebogenes Instrument mit einer kleinen Kugel >0,8 mm Durchmesser an der Instrumentenspitze zur parodontalen Debridement von Furkationen und Konkavitäten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P2LS	Passend für EMS®	1 Stück	37,00€

Perio. Rechts gebogenes Instrument mit einer kleinen Kugel >0,8 mm Durchmesser an der Instrumentenspitze zur parodontalen Debridement von Furkationen und Konkavitäten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
P2RS	Passend für EMS®	1 Stück	37,00€


Endodontie

Zugang zu langen Kanälen. Die ROGP-Spitze wird verwendet, um auf Bereiche zuzugreifen, die von anderen Spitzen nicht erreicht werden. Besonders effektiv für Nachbehandlungen, insbesondere in langen ovalen Kanälen, wo die meisten anderen Spitzen nicht passen. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Guttapercha.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
eROGP	Passend für EMS®	1 Stück	61,00€


Zugang zu langen Kanälen - 90°. Die ROGP-Spitze wird verwendet, um auf Bereiche zuzugreifen, die von anderen Spitzen nicht erreicht werden. Besonders effektiv für Nachbehandlungen, insbesondere in langen ovalen Kanälen, wo die meisten anderen Spitzen nicht passen. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Guttapercha.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
eROGP-90	Passend für EMS®	1 Stück	61,00€




Passend für Satelec® Scaler Geräte

Scaling



Universal. Einfache supragingivale Zahnsteinentfernung ohne Beschädigung des Schmelzes.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
s#1	Passend für Satelec®	1 Stück	31,00€



Flache Kante zum Scaling. Supragingivale Zahnsteinentfernung schwerer Konkreme.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
s#2	Passend für Satelec®	1 Stück	31,00€



Fleckenentfernung. Abgerundete Vorderkante ist effektiv zum Entfernen von Flecken oder Ablagerungen wie Tabak oder Tee.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
s#3	Passend für Satelec®	1 Stück	31,00€



Slim. Supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung. Besonders wirksam für Approximalräume.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
s1S	Passend für Satelec®	1 Stück	31,00€

Parodontologie




Interproximal. Durch seinen flachen aktiven Teil, eignet sich die Spitze besonders für die Approximalräume und die supragingivale Zahnsteinentfernung. Ihr anatomisches Design ermöglicht eine schnelle und effiziente Anwendung.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
s10X	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€




Flacher Bogen. Dünne runde Spitze für das Scaling flacher Taschen (Tiefe <2-3 mm).

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
s10P	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€




Subgingival. Mittlere Taschen (<4 mm). Entfernung von Biofilm und weichen Ablagerungen. Ermöglicht die Beobachtung der Taschentiefe mit Hilfe der 3 mm Skala.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
s10Z	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€



Anteriore Parodontologie. Ermöglicht die Behandlung des Schneidezahn- und Eckzahnblocks. Die Führungskante ist parallel zur Tasche ausgerichtet. Ermöglicht Arbeiten in der Parodontaltasche ohne Verletzung des Ligaments.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sH3	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€



Prämolar und Molar: Linkskurve. Erstes Instrument zur Behandlung aller Oberflächen und Furkationen.

Oberkiefer: Bukkale und distale Flächen vom zweiten Quadranten, Drehpunkt bei 13, dann die palatinal und mesialen Flächen vom ersten Quadranten.

Unterkiefer: Bukkale und distale Flächen vom vierten Quadranten, Drehpunkt bei 43, dann linguale und mesiale Flächen vom dritten Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
H4L	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

Prämolar und Molar: Rechtskurve. Zweites Instrument, Verwendung nach H4L
Oberkieferknochen: Palatinale und mesiale Flächen vom zweiten Quadranten, Drehpunkt bei 13, dann bukkale und distale Flächen vom ersten Quadranten.
Unterkieferknochen: Linguale und mesiale Flächen vom vierten Quadranten, Drehpunkt bei 43, dann bukkale und distale Flächen vom dritten Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
H4R	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

Erweiterte Sonde. Ideal zur Untersuchung und Pflege von mittleren bis tiefen Taschen (>4 mm). Eine Diagnosehilfe für das Débridement und die Spülung von Taschen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sTK1L	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

Sonde. Empfohlen zur Untersuchung flacher und mittlerer Taschen (< 4 mm) und zur Pflege einfacher Taschen. Die sTK1S-Spitze ist alle 3 mm graduert.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sTK1S	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

Pflegesonde linksorientiert. Empfohlen für die Pflege von mittleren bis tiefen Taschen und Furkationen. Äquivalent zur Nabers-Sonde.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sTK2L	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

Pflegesonde rechtsorientiert. Empfohlen für die Pflege von mittleren bis tiefen Taschen und Furkationen. Äquivalent zur Nabers-Sonde.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sTK2R	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

PerioSlim. Minimalinvasiv. Für die Zahnsteinentfernung in tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sPS	Passend für Satelec®	1 Stück	31,00€





Endodontie

Entfernung von Instrumenten. Im mittleren Drittel breiter, gerader Kanäle eingesetzt, ist die sET40 eine schnelle Lösung zur Entfernung von abgebrochenen Instrumenten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sET40	Passend für Satelec®	1 Stück	37,00€

Diamantbeschichtet. Eine diamantbeschichtete Stahlspitze zur Nachbehandlung von sehr hartem Material im mittleren Drittel. Länge 40 mm, 30 µm Diamanten, konisch 4 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sET40D	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€





Zugang zu langen Kanälen. Die sROGP-Spitze wird verwendet, um auf Bereiche zuzugreifen, die von anderen Spitzen nicht erreicht werden können. Besonders effektiv für Nachbehandlungen, insbesondere in langen ovalen Kanälen, in welche die meisten anderen Spitzen nicht passen. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Guttapercha.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sROGP	Passend für Satelec®	1 Stück	61,00€



Zugang zu langen Kanälen - 90°. Die sROGP-Spitze wird verwendet, um auf Bereiche zuzugreifen, die von anderen Spitzen nicht erreicht werden können. Besonders effektiv für Nachbehandlungen, insbesondere in langen ovalen Kanälen, in welche die meisten anderen Spitzen nicht passen. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Guttapercha.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sROGP-90	Passend für Satelec®	1 Stück	61,00€



Revision lang. Wird im apikalen Drittel und in langen geraden Kanälen zur Nachbehandlung verwendet, Niob-Titan (NbTi), Länge 25 mm, konisch 3 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sET25L	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€



Revision kurz. Wird im koronalen Drittel und den Isthmen verwendet, Niob-Titan (NbTi), Länge 15 mm, konisch 4 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sET25S	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€



Revision. Bevorzugt im mittleren und apikalen Drittel zur Nachbehandlung und Extraktion abgebrochener Instrumente einzusetzen, Niob-Titan (NbTi), Länge 20 mm, konisch 3 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sET25	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€



Revision - diamantbeschichtet. Dieser ZEG Ansatz wird im ersten koronalen Drittel angewendet, um sehr harte Materialien zu entfernen. Länge 20 mm, 30 µm Diamanten, konisch 5 %.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sET20D	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€



Lokalisieren von Verkalkungen. Wird für die Lokalisierung von Verkalkungen und Kanälen verwendet. Kugelförmig - diamantbeschichtet. Länge 20 mm, konisch 5 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sETBD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

Retrograde-Chirurgie



Retrograde-Chirurgie links. Zur Präparation von Prämolaren- und Molarenkanälen, Länge 5 mm, Diamanten 30 µm, konisch 7 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sP15LD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

Retrograde-Chirurgie rechts. Zur Präparation von Prämolaren- und Molarenkanälen, Länge 5 mm, Diamanten 30 µm, konisch 7 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sP15RD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

Retrograde-Chirurgie links. Wird mit niedrigem Druck für die apikale Chirurgie von Molaren und Prämolaren verwendet, Länge 3 mm, Diamanten 30 µm, konisch 10 %.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sASLD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

Retrograde-Chirurgie rechts. Wird mit geringem Druck für apikale Chirurgie der Molaren und Premolaren verwendet. Länge 3 mm, Diamanten 30 µm, konisch 10 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sASRD	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€

Retrograde-Chirurgie universal. Wird mit geringer Kraft und niedrigem Druck für apikale Chirurgie der Frontzähne verwendet. Länge 3 mm, Diamanten 30 µm, konisch 9 %.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sAS3D	Passend für Satelec®	1 Stück	47,00€



Passend für NSK® Scaler Geräte

Passend für Luftscaling (TI-MAX)

Universal. Entfernung von marginaler Gingiva und supragingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
nS1	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€

Perio. Entfernung von supragingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
nS2	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€

Sichel. Entfernung von supragingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
nS3	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€

Wurzelhobel. Lange gerade Spitze zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein und Biofilm.




Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
ns20	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€


Universal. Schlanke Spitze.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
NK4	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€

Wurzelreinigung. Gerade Anwendung.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
NK5	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€





Wurzelreinigung. Links gebogen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
NK6	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€



Wurzelreinigung. Rechts gebogen.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
NK7	Passend für NSK®	1 Stück	36,00€

Passend für Piezo Scaling (VARIOS)




Universal. Entfernung von supragingivalem und marginalem Zahnstein, Entfernung von Zahnstein aus engen Interdentalbereichen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
nG1	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€




Scaling. Entfernung von supragingivalem und marginalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
nG4	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€




Schlank. Entfernung von supragingivalem und marginalem gingivalem Zahnstein und Entfernung von Zahnstein aus den Approximalräumen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
nG6	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€



Universal schlank. Entfernung von supragingivalem und marginalem Zahnstein; besonders effektiv in Zahnzwischenräumen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
nG8	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€




Interdental. Entfernung von Zahnstein aus interdentalen Bereichen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
nG16	Passend für NSK®	1 Stück	30,00€


Passend für Sirona® Scaler Geräte

Scaling




General. Ein Instrument mit flacher Spitze für das anfängliche linguale und bukkale Scaling.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sr1L	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€



Vielseitig. Ein vielseitiges Instrument zum lingualen, bukkalen und approximalen Scaling.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sr2L	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€




Interdental. Ein universelles Instrument, das zum subgingivalen Scaling an Interdentalstellen verwendet werden kann.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sr3L	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€


Universal. Ein feines Instrument, ideal für supragingivale und subgingivale Zahnoberflächen und Interdentalbereiche.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
sr4L	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€



Perio. Zum Spülen und Wurzelreinigen in tiefen Zahnfleischtaschen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
srPE1	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€




Perio. Rechts gebogen. Zur Wurzelreinigung bei tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
srPE2	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€



Perio. Links gebogen. Zur Wurzelreinigung bei tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
srPE3	Passend für Sirona®	1 Stück	31,00€




Passend für KaVo® Scaler Geräte

Passend für SONICflex®

Universal. Zur Zahnsteinentfernung von allen Zahnoberflächen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#5	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€




Fein. Feines Instrument für kleinere und schwer zugängliche Bereiche.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#6	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€




Subgingival. Instrument zum subgingivalem Scaling.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#7	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€




Subgingival. Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#8	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€



Perio. Die k#60 ist eine lange, gerade Spitze mit abgerundeten Flächen und wird zur sanften Taschenreinigung während der Parodontalbehandlung verwendet. Sie reinigt effektiv in Taschen bis zu 9 mm Tiefe. Wird im Frontzahnbereich, auf glatten Oberflächen verwendet.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#60 (GK5)	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€






Perio links. Nach links gebogen, für den bukkalen Zugang im ersten und dritten Quadranten zum mittleren Schneidezahn. Sanfte aber effektive Reinigung in Taschen bis 9 mm Tiefe, anschließend Frontzahnreinigung. Lingualer Zugang zu Prämolaren und Molaren im zweiten und vierten Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#61	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€




Perio rechts. Nach rechts gebogen, für bukkalen Zugang im zweiten und vierten Quadranten zum mittleren Schneidezahn. Sanfte aber effektive Reinigung bei Taschen bis 9 mm Tiefe, anschließend Frontzahnreinigung. Lingualer Zugang zu Prämolaren und Molaren im ersten und dritten Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#62	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€




Perio. Diamantierte Endo Spitze in Knospenform zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#66	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€




Perio. Diamantierte Endo Spitze in Konischer-Form zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#67	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€




Endo. Diamantierte Endo Spitze in konischer-Form 112° zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#68	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€



Endo. Diamantierte Endo Spitze in kleiner Knospenform zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#69	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€




Endo. Diamantierte Endo Spitze in Konischer-Form 117° zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#70	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	51,00€




PerioSlim. Das schnelle und minimalinvasive PS-Instrument ist ideal für die Zahnsteinentfernung in tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
kPS	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€



Zahnsteinentfernung. Zur supragingivalen, subgingivalen und interdentalen Zahnsteinentfernung.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
GK2	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€



Zahnsteinentfernung links. Zur supragingivalen, subgingivalen und interdentalen Zahnsteinentfernung.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
GK6	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

Zahnsteinentfernung rechts. Zur supragingivalen, subgingivalen und interdentalen Zahnsteinentfernung.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
GK7	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

FG-Bohrerhalter. Zur Erweiterung des Wurzelkanals.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
EK8	Passend für KaVo® SONICflex®	1 Stück	37,00€

Passend für SONICflex® & Komet „Sonicline“ Chirurgie

Chirurgische Spitze. Minimalinvasive Chirurgie - Sagittal.

Wird für Zahnablösung und -extraktion, feine Knochenschnitte und Alveolar-
kammspaltung verwendet. Einfach zu handhaben und schonend für Weichgewebe.
Schnitttiefe von 10,7 mm.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k100	Passend für KaVo® SONICflex® & Komet	1 Stück	92,00€

Chirurgische Spitze. Axial.

Wird für Zahnablösung und -extraktion, feine Knochenschnitte und Alveolar-
kammspaltung verwendet. Einfach zu handhaben und schonend für Weichgewebe.
Schnitttiefe von 10,7 mm.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k101	Passend für KaVo® SONICflex® & Komet	1 Stück	92,00€

Chirurgische Spitze. Gerade.

Wird für Zahnablösung und -extraktion, feine Knochenschnitte und Alveolar-
kammspaltung verwendet. Einfach zu handhaben und schonend für Weichgewebe.
Schnitttiefe von 10,7 mm.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k102	Passend für KaVo® SONICflex® & Komet	1 Stück	92,00€

Passend für PIEZOLux® & SONOsoft

Sichel. Zur Entfernung von Zahnstein und Plaque von supragingivalem Interdental-
räume.





Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#9	Passend für KaVo® PIEZOLux® & SONOsoft®	1 Stück	37,00€




Perio. Zur Entfernung von Zahnstein und Plaque von supragingivalem Interdental-
räume.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#10	Passend für KaVo® PIEZOLux® & SONOsoft®	1 Stück	37,00€

Universal. Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k#11	Passend für KaVo® PIEZOLux® & SONOsoft®	1 Stück	37,00€





Passend für PiezoLED® & PIEZOsoft®

Universal. Präzise Entfernung von solidem supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k201	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	37,00€

Perio. Das Piezo-Instrument eignet sich gut zur präzisen Entfernung von hartnäckigem sub und supragingivalem Zahnstein und Konkrementen in allen Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k202	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	37,00€







PerioSlim. Schnell und minimalinvasiv, ideal für Zahnstein in tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k203	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	37,00€

Feilenhalter 120°. Verwendung mit Xpedent U-Feilen mit einem Schaftdurchmesser von 0,57 mm. Wird normalerweise zur Reinigung des vorderen Wurzelkanals verwendet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k222	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	37,00€

Passend für SONICflex quick 2008®



Universal. Zur Zahnsteinentfernung von allen Zahnoberflächen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k5A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	37,00€

Fein. Feines Instrument für kleinere und schwer zugängliche Bereiche.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k6A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	37,00€

Subgingival. Instrument zum subgingivalen Scaling.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k7A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	37,00€

Subgingival. Zur Entfernung von subgingivalem Zahnstein.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k8A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	37,00€

Perio. Lange, gerade Spitze mit abgerundeten Oberflächen. Wird zur sanften Taschenreinigung während der Parodontalbehandlung verwendet. Reinigt effektiv in Taschen bis zu 9 mm Tiefe und wird im Frontzahnbereich bei glatten Oberflächen verwendet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k60A (GK5A)	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	37,00€

Perio links. Nach links gebogen, für bukkalen Zugang im ersten und dritten Quadranten zum mittleren Schneidezahn. Sanfte aber effektive Reinigung bei Taschen bis 9 mm Tiefe, anschließend Frontzahnreinigung. Lingualer Zugang zu Prämolaren und Molaren im zweiten und vierten Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k61A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	37,00€

Perio rechts. Nach rechts gebogen, für bukkalen Zugang im zweiten und vierten Quadranten zum mittleren Schneidezahn. Sanfte aber effektive Reinigung bei Taschen bis 9 mm Tiefe, anschließend Frontzahnreinigung. Lingualer Zugang zu Prämolaren und Molaren im ersten und dritten Quadranten.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k62A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	37,00€

Endo. Diamantierte Endo Spitze in Knospenform zum Auffinden & Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k66A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	51,00€

Endo. Diamantierte Endo Spitze in Konischer-Form zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k67A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	51,00€

Endo. Diamantierte Endo Spitze in konischer-Form 112° zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.





Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k68A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	51,00€

Endo. Diamantierte Endo Spitze in kleiner Knospenform zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k69A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	51,00€

Endo. Diamantierte Endo Spitze in Konischer-Form 117° zum Auffinden und Aufbereiten der Wurzelkanäle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
k70A	Passend für KaVo® SONICflex quick 2008®	1 Stück	51,00€




Passend für MECTRON® chirurgische Geräte

Knochensägen

Knochensäge (5 scharfe Zähne). Osteotomie großer Knochenabschnitte während der Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS1	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€




Links gewinkelte Mikrosäge 0,6 mm. Für alle Osteotomietechniken im Ober- und Unterkiefer, Knochenblocktransplantation und horizontale Osteotomie.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS1L	Passend für MECTRON®	1 Stück	70,00€



Rechts gewinkelte Mikrosäge 0,6 mm. Für alle Osteotomietechniken im Ober- und Unterkiefer, Knochenblocktransplantation und horizontale Osteotomie.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS1R	Passend für MECTRON®	1 Stück	70,00€






Präzisionssäge (5 scharfe Zähne). Zum Schneiden von Knochen mit großer Präzision und Effizienz.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS2	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€




Präzisionssäge (4 scharfe Zähne). Zum Schneiden von Knochen mit großer Präzision und Effizienz.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS2-2	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€




Sägezahn. Zum Schneiden von Knochen mit großer Präzision und Effizienz.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS2B	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€



Einfaches-Skalpell. Osteotom mit hoher Präzision in anatomisch dünnen Strukturen (z.B. Kieferkammerweiterung, interdental Kortikotomien, nicht traumatischer Nasendornfortsatz).

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€




Osteoplastik-Skalpell. Universelle Osteoplastik, parodontale Osteotomie, Kronenverlängerung, Entnahme von Knochenchips, Entfernung von entzündlichem Gewebe (Zysten usw.).

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS4	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€




Osteoplastik-Skalpell. Ultraschallspitze für die Knochenosteoplastik und zur Gewinnung von Knochenspänen. Präzise und atraumatische Knochenbehandlung. Ideal für komplexe Kieferoperationen. Schont die umgebenen Strukturen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS5	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€




Spezial-Mikrosäge (3 scharfe Zähne). Sehr dünne und kleine Osteotomie- und Kortikotomietechnik für die kieferorthopädische Mikrochirurgie, Wurzelfraktions-technik für Extraktionen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUS6	Passend für MECTRON®	1 Stück	70,00€




Vorbereitung der Implantationsstelle. Um die Achse der Pilotosteotomie zu korrigieren und die Vorbereitung der Implantationsstelle in der Nähe des Alveolarnervs abzuschließen. Sinuskrestale Zugangstechniken.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mOT4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€




Osteotomie & Osteoplastik. Osteotom mit hoher Präzision in anatomisch dünnen Strukturen (z.B. Kieferkammerweiterung, interdental Kortikotomien, Nasendornvortsatz). Diamantenkorngöße 96 µm.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mOT5	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€



Haupt-Mikrosäge 0,55 mm (5 Zähne). Osteotomietechnik im Ober- und Unterkiefer, Kieferkammspaltung, Kortikotomietechnik und Knochenblocktransplantation.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mOT7	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€



Spezial-Mikrosäge 0,35 mm (4 Zähne). Sehr dünne Osteotomie, Kortikotomie für kieferorthopädische Mikrochirurgietechniken, Le-Fort-Osteotomien, Wurzel-trennung in zahnärztlichen Extraktionstechniken und Parodontalchirurgie.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mOT7S-4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Effiziente Osteotomie (5 Zähne). Kieferkammsspaltung, Knochenblocktransplantation (vom Kinn-/ Unterkieferast), Le-Fort-I-Osteotomietechniken, bilaterale sagittale Splitosteotomie.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mOT7-20	Passend für MECTRON®	1 Stück	90.00€

Präzise und effiziente Knochensäge, die den Zugang für die Osteometrie in schwierigeren Bereichen erleichtert. Dicke: 0,25 mm.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mOT12	Passend für MECTRON®	1 Stück	90.00€

Mikro-Wurzelvorbereitung. Zur Wurzelvorbereitung in der Parodontalchirurgie.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mOP6	Passend für MECTRON®	1 Stück	45.00€

Mikro-Osteoplastik. Für den periapikalen Knochenosteotomiezugang des Oberkiefers, um entzündliches Gewebe zu entfernen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mOP7	Passend für MECTRON®	1 Stück	45.00€

Siunuslift

Sinus-Membran-Separator, Winkel 130°. Nicht schneidender Separator der Sinusmembran.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUL1	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

Sinus-Membran-Separator. Ablösen der Sinusmembran, 2 mm um den Rahmen des Knochenfensters.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUL2	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

Sensitives Knochenschneiden. Wird zum Schneiden von Knochen in der Nähe von Weichgewebe oder empfindlichen Regionen mit minimalem Trauma verwendet. Kugelkopf, diamantbeschichtet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUL3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Knochenfenster-Osteotomie. Parodontale Osteotomie, Kronenverlängerung, Entnahme von Knochenchips, Entfernung von entzündlichem Gewebe (Zysten usw.).

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUL4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90.00€









Sinus-Membran-Separator Winkel 105°. Nicht schneidender Separator der Sinusmembran.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUL5	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€

Implantologie

Erweiterung 1,6 mm. Wird verwendet, um den Implantationsbereich zu vergrößern und ein Weichteiltrauma zu vermeiden.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUl1	Passend für MECTRON®	1 Stück	60.00€






Erweiterung 2,0 mm. Wird verwendet, um den Implantationsbereich zu vergrößern und ein Weichteiltrauma zu vermeiden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUI2	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€




Feine Präparation. Zur endgültigen Vorbereitung von Implantationsstellen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUI7	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€



Präparation. Zur Erweiterung der Implantationsstelle. Maße 1,6 mm x 15 mm.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUI8	Passend für MECTRON®	1 Stück	60,00€




Implantat Präparation. 2,8 mm Schneidkopf.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUI9	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€




Tiefe Präparation. 2,8 mm Schneidkopf.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUI9B	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€




Knochenperforation-diamantbeschichtet. Konische Chirurgiespitze zur Knochenperforation. Empfohlen für die Pilotosteotomie an Extraktionsstellen und zur Überprüfung der Achsenausrichtung von PIN IM1-Präparationen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mlM1	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€




Knochenperforation. Richtungsgebende Osteotomie im anterioren Bereich (im Oberkiefer) mit Ausrichtungs-PIN 2-2.4AL prüfen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mlM2A	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€



Knochenperforation. Knochenperforation. Richtungsgebende Osteotomie im posterioren Bereich (im Oberkiefer).

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mlM2P	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€




Knochenperforation. Um die Vorbereitung des Implantatbettes im anterioren Bereich zu vergrößern oder abzuschließen. Doppelt Spülen um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mlM3A	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€



Knochenperforation. Um die Vorbereitung des Implantatbettes im posterioren Bereich zu vergrößern oder abzuschließen. Doppelt Spülen um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mlM3P	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€



Knochenperforation. Zum Abschließen der anterioren Implantatbettaufräubarbeit. Doppelt Spülen um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mlM4A	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Knochenperforation. Zum Abschließen der posterioren Implantatbettaufbereitung. Doppelt Spülen um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mIM4P	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Mikrometrische Osteotomie. Zur Optimierung der Konzentrizität der Aufbereitung des Implantatbereichs von Ø 2-3 mm.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mIP2-3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Mikrometrische Osteotomie. Zur Optimierung der Konzentrizität der Aufbereitung des Implantatbereichs von Ø 3-4 mm.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mIP3-4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Endodontie

Effiziente Kanalreinigung lang. Débridement der apikalen Wurzel. Diamantbeschichtet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUE1	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Sanfte Kanalreinigung lang. Sanftes apikales Wurzeldébridement.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUE2	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Effiziente Kanalreinigung. Débridement der apikalen Wurzel. Diamantbeschichtet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUE3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Sanfte Kanalreinigung. Sanftes apikales Wurzeldébridement.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUE4	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Extraktion

Extraktionsskalpell. Wurzelosteoplastik zum Abschneiden der Ankylose, Wurzelfraktionstechniken.







Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mEX1	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€


Links gewinkeltes Extraktionsskalpell. Wurzelosteoplastik in posterioren Bereichen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mEX2	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

Rechts gewinkeltes Extraktionsskalpell. Wurzelosteoplastik im posterioren Bereich.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mEX3	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€



XM-NINJA

Zahnteilung. Sägezahnspitze besonders effizient bei Hemisektionen und Wurzelamputationen.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mXM-NINJA	Passend für MECTRON®	1 Stück	90,00€

UC1

Extraktionsskalpell. Wurzelosteoplastik zum Abschneiden der Ankylose, Wurzelfraktionstechniken.


Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUC1	Passend für MECTRON®	1 Stück	70,00€

Scaling & Parodontologie

UP1

Sanftes Scaling. Wurzelscaling.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUP1	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

UP2


Parodontal-Scaler. Scaling und Entfernung von entzündlichem Gewebe, Extraktion von frakturierten Wurzelspitzen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUP2	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

UP3


Gewinkelte Kürette. Wurzelscaling.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUP3	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

UP4

Scaling und Mikro-Débridement. Wurzel-Débridement und Wurzelglättung während der resektiven und regenerativen Parodontalchirurgie. Diamantbeschichtet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUP4	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

UP5


Mikro-Wurzelglättung. Wurzelhobeln.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUP5	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

UP6

Mikro-Wurzelpräparation. Wurzelpräparation in der Parodontalchirurgie. Diamantbeschichtet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUP6	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

UP7

Mikro-Osteoplastik. Interproximale Osteoplastik und Wurzelglättung. Diamantbeschichtet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
mUP7	Passend für MECTRON®	1 Stück	45,00€

Passend für EMS® chirurgische Geräte

Knochenchirurgie

Kortikale Knochensäge (4 Zähne). Säge zum schneiden vom kortikalem Knochen in der chirurgischen Kieferorthopädie, Präimplantationschirurgie und Knochen-distraktion.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-BS1	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€



Kortikale Knochensäge links. Linksgerichtete Knochensäge zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-BS2L	Passend für EMS®	1 Stück	70,00€



Kortikale Knochensäge rechts. Rechtsgerichtete Knochensäge zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-BS2R	Passend für EMS®	1 Stück	70,00€



Kreisförmiges Skalpell. Kreisförmiges Skalpell bei 130° zur Osteoplastik und Entnahme von Knochenpartikeln oder -spänen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-BS4	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€



Flaches Skalpell. Zur Distraktion von feinen Osteotomien und der Präparation des bukkalen Knochenlappens.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-BS5	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€



Spezielle Mikrosäge (4 Zähne). Osteotomietechnik im Ober- und Unterkiefer, Kieferkammerweiterung, Kortikotomietechnik und Knochenblocktransplantation.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-BS6F	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€



Gebogenes Skalpell. Effektiv für Umformung des Knochens. Es wird verwendet, um Osteoplastiken und Umformungen des Knochens durchzuführen, ohne den Zahn-halt zu gefährden. Kann auch verwendet werden, um einen prothetischen Referenzpunkt auf dem Zahnschmelz zu markieren, an dem die Osteoplastik beginnen soll.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-BS6	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€



Sinuslift



Osteotomie des Sinus-Knochenfensters. Diamantbeschichtete Spitze für vestibulären Knochenfensterschnitt und Dämpfung scharfer Winkel.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-SL1	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€



Mikrometrische Osteoplastik. Diamantbeschichteter Kugelkopf zum Glätten des vestibulären Knochenfensters und zur präzisen Osteoplastik.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-SL2	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€



Sinus-Membran-Separator. Die nicht schneidende Spitze dient zur Schneiderschen Membranerhöhung an den Rändern des Fensters.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-SL3	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€



Sinus-Membran-Elevator. 90° gewinkelter, nicht schneidender Spatel (4 mm) ermöglicht eine tiefe Benetzung der Sinusmembran innerhalb der Nebenhöhle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-SL4	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€



Nicht-schneidender Spatel. Nicht-schneidender Spatel zur Elevation der Schneiderschen Membran im Sinus und zum Lösen anatomischer Strukturen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-SL5	Passend für EMS®	1 Stück	60,00€

Extraktion



Wurzelosteoplastik. Wird für Syndesmotome und periradikuläre Osteotomie verwendet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-LC1	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€



Extraktionsskalpell. Wird zum durchtrennen von Bändern mit minimalem Trauma beim Herausziehen fester und solider Zähne verwendet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-LC1/90	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€



Gewinkeltes Skalpell. 45° nach links ausgerichtet, erleichtert den Zugang zu den Seitenzahnbereichen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-LC2	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€



Schlankes Skalpell. Schlanke Spitze, besonders schmal, ermöglicht den Zugang zu den engen Räumen zwischen Wurzel und Alveolarknochen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-LC2L	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

Gewinkeltes Skalpell. 45° nach rechts ausgerichtet, erleichtert den Zugang zu den Seitenzahnbereichen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-LC2R	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

Wurzelamputator. Diese Sägezahnspitze ist besonders effizient bei Hemisektionen und Wurzelamputationen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
E-Pirahna	Passend für EMS®	1 Stück	90,00€

Passend für Satelec® chirurgische Geräte

Knochenchirurgie

Piezotome 1

Piezotome 2

Kortikale Knochensäge (4 Zähne). Säge zum Schneiden von kortikalem Knochen in der chirurgischen Kieferorthopädie, Präimplantationschirurgie und Knochen-distraktion.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
BS1	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-BS1	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

Linksgerichtete Knochensäge. Knochensäge linksgerichtet zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
BS2L	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-BS2L	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

Rechtsgerichtete Knochensäge. Knochensäge rechtsgerichtet zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
BS2R	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-BS2R	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

Rechtsgerichtete Knochensäge. Knochensäge rechtsgerichtet zum Schneiden des Ramus Kortikalis.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
BS4	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-BS4	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€

Kreisförmiges Skalpell. Kreisförmiges Skalpell Winkel 130° zur Osteoplastik und Entnahme von Knochenpartikeln oder -spänen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
BS5	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-BS5	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

Gebogenes Skalpell. Effektiv für Umformung des Knochens. Es wird verwendet, um Osteoplastiken und Umformungen des Knochens durchzuführen, ohne den Zahnhalt zu gefährden. Kann auch verwendet werden, um einen prothetischen Referenzpunkt auf dem Zahnschmelz zu markieren, an dem die Osteoplastik beginnen soll.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
BS6	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-BS6	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€




Implantologie



Knochenperforation-diamantbeschichtet. Konische Chirurgiespitze zur Knochenperforation. Empfohlen für die Pilotosteotomie an Extraktionsstellen und zur Überprüfung der Achsenausrichtung von PIN IM1-Präparationen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
XS-IM1	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-IM1	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Knochenperforation. Vorbereitung des Implantatbetts, insbesondere Knochenperforation. Besonders wirksam für die Pilotosteotomie im vorderen und hinteren (Oberkiefer) Bereich oder zur Kontrolle der Achsenausrichtung der Präparationen 2 PIN 2-2,4.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
XS-IM2	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-IM2	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Knochenperforation. Zur Vergrößerung oder Vervollständigung der Vorbereitung der Implantationsstelle. Mit doppelter Spülung einführen, um eine Überhitzung im Oberkiefer zu vermeiden.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
XS-IM3A	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-IM3A	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Osteotomie des Sinus-Knochenfensters. Diamantbeschichtete Spitze für den vestibulären Knochenfensterschnitt und die Dämpfung scharfer Winkel.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SL1	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-SL1	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Mikrometrische Osteoplastik. Diamantbeschichtete Kugelkopf zum Glätten des vestibulären Knochenfensters und zur präzisen Osteoplastik.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SL2	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-SL2	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Sinus-Membran-Separator. Die nicht schneidende Spitze dient zur Schneiderschen Membranerhöhung an den Rändern des Fensters.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SL3	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-SL3	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€



Sinus-Membran-Elevator. Winkel 90°, nicht schneidender Spatel (4mm) ermöglicht eine tiefe Benetzung der Sinusmembran innerhalb der Nebenhöhle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SL4	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-SL4	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€



Sinus-Membran-Elevator. Winkel 90°, nicht schneidender Spatel (4 mm) ermöglicht eine tiefe Benetzung der Sinusmembran innerhalb der Nebenhöhle.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
SL4	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	90,00€
V-SL4	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	90,00€

Extraktion

Wurzelosteoplastik. Wird für Syndesmotomie und periradikuläre Osteotomie verwendet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
LC1	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC1	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Extraktionsskalpell. Wird zum durchtrennen von Bändern mit minimalem Trauma beim Herausziehen fester und solider Zähne verwendet.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
LC1/90	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC1/90	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Schlankes Skalpell. Schlanke Spitze, besonders schmal, ermöglicht den Zugang zu den engen Räumen zwischen Wurzel und Alveolarknochen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
LC2	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC2	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Gewinkeltes Skalpell. 45° nach links ausgerichtet, Spitze erleichtert den Zugang zu den Seitenzahnbereichen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
LC2L	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC2L	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Gewinkeltes Skalpell. 45° nach rechts ausgerichtet, Spitze erleichtert den Zugang zu den Seitenzahnbereichen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
LC2R	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-LC2R	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Wurzelamputator. Die Sägezahnspitze ist besonders effizient bei Hemisektionen und Wurzelamputationen.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
Pirahna	Passend für Satelec® Piezotome 1	1 Stück	99,00€
V-Pirahna	Passend für Satelec® Piezotome 2	1 Stück	99,00€



Zementieren von Keramikinlays, Onlays und Veneers.

C20 Set. Zum zementieren von Keramikinlays, Onlays und Veneers. Bestehend aus: 1x eC20 & 2 Ersatz-Peeks.

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
e20 Set	Passend für EMS®	1 Set	51,00€
n20 Set	Passend für NSK®	1 Set	51,00€
s20 Set	Passend für Satelec®	1 Set	51,00€



C20 Peek Nachfüllpackung 10 Stück

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
C20Peek	Passend für EMS®, NSK® & Satelec®	10 Stück	90,00€



Scaler Handstücke



XPEDENT HANDSTÜCKE WERDEN AUS ALUMINIUM HERGESTELLT. SIE SIND DAHER IN DER LAGE, DAS AUTOKLAVIEREN OHNE DIE BEI KUNSTSTOFF-HANDSTÜCKEN HÄUFIG AUFTRETENDEN ÄUSSEREN RISSPROBLEME ZU ÜBERSTEHEN.

Sie sind passend für EMS®- und Satelec®-Maschinen.

LED-Handstücke haben einen anderen Anschluss als Nicht-LED-Handstücke

Art. Nr.	Zuordnung & Beschreibung	Inhalt	Preis
XP-YE	Passend für EMS® ohne LED	1 Stück	150,00€
XP-YS	Passend für Satelec® ohne LED	1 Stück	150,00€
XP-YE7.LED	Passend für EMS® mit LED	1 Stück	170,00€
XP-YS8.LED	Passend für Satelec® mit LED	1 Stück	170,00€



Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
XP-TW P	Passend für EMS®, NSK® & Satelec®	1 Stück	24,00€
XP-TW SIR P	Passend für Sirona®	1 Stück	29,00€
XP-TW MEC M	Passend für Mectron®	1 Stück	46,00€
XP-TW KAV Q	Passend für KaVo®	1 Stück	46,00€
XP-TW KAV M	Passend für KaVo® PiezoLED® & PIEZOsoft®	1 Stück	46,00€



C20 Peek Nachfüllpackung 10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
TH WC	Spitzenhalter mit Deckel	1 Stück	29,00€
TH	Spitzenhalter ohne Deckel	1 Stück	21,00€



Schlüssel

Art. Nr.	Zuordnung	Inhalt	Preis
W Endo	Endoschlüssel	1 Stück	9,00€
ICP WREN	ICP Schlüssel	1 Stück	9,00€
KICP WREN	ICP Schlüssel für KaVo®	1 Stück	13,00€



U-Feilen

Art. Nr.	Durchmesser	Inhalt	Preis
xp-U-10-#15	0,15 mm	10 Stück	31,00€
xp-U-10-#20	0,20 mm	10 Stück	31,00€
xp-U-10-#25	0,25 mm	10 Stück	31,00€
xp-U-10-#30	0,30 mm	10 Stück	31,00€
xp-U-4-MIX	0,15 mm bis 0,30 mm	4 Stück	13,00€

Achtung

Unsere U-Feilen funktionieren mit den folgenden Feilenhaltern: E1, ES1, EN1, ED1, E2, ES2, EN2, ED2 und k222.




Endodontie

E01 Super Feilen Gold NiTi Wärmeaktivierung

Beschreibung

- NiTi-Wärmeaktivierung
 - erhältlich in 19 mm, 21 mm oder 25 mm
 - 6 Stück/pro Verpackungseinheit
 - 8 verfügbare Größen:
 - S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, SX
(Größe SX nur in Länge 19 mm erhältlich)
 - sortiertes Paket enthält:
- SX, S1, S2, F1, F2 und F3
 - hohe Schneidleistung
 - gute Flexibilität und Bruchfestigkeit
 - Drehmoment: 2,0 Ncm – 2,5 Ncm
 - empfohlene Drehzahl:
150–300 U/min
 - zum Einmalgebrauch

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
0119SX	19 mm	Öffnen	SX	3,5–9 %	●	0,19 mm	6 Stück	23,95€
0121ASST	21 mm		sortiert				6 Stück	23,95€
0121F1	21 mm	Finishing	F1	7 %	●	0,20 mm	6 Stück	23,95€
0121F2	21 mm	Finishing	F2	8 %	●	0,25 mm	6 Stück	23,95€
0121F3	21 mm	Finishing	F3	9 %	●	0,30 mm	6 Stück	23,95€
0121F4	21 mm	Vergrößern	F4	6 %	●	0,40 mm	6 Stück	23,95€
0121F5	21 mm	Vergrößern	F5	5 %	●	0,50 mm	6 Stück	23,95€
0121S1	21 mm	Formen	S1	2–11 %	●	0,17 mm	6 Stück	23,95€
0121S2	21 mm	Formen	S2	4–11,5 %	○	0,20 mm	6 Stück	23,95€
0125ASST	25 mm		sortiert				6 Stück	23,95€
0125F1	25 mm	Finishing	F1	7 %	●	0,20 mm	6 Stück	23,95€
0125F2	25 mm	Finishing	F2	8 %	●	0,25 mm	6 Stück	23,95€
0125F3	25 mm	Finishing	F3	9 %	●	0,30 mm	6 Stück	23,95€
0125F4	25 mm	Vergrößern	F4	6 %	●	0,40 mm	6 Stück	23,95€
0125F5	25 mm	Vergrößern	F5	5 %	●	0,50 mm	6 Stück	23,95€
0125S1	25 mm	Formen	S1	2–11 %	●	0,17 mm	6 Stück	23,95€
0125S2	25 mm	Formen	S2	4–11,5 %	○	0,20 mm	6 Stück	23,95€





E02 Super Feilen Blau NiTi Wärmeaktivierung

Beschreibung

- zum Reinigen und Formen von Kanälen
- NiTi-Wärmeaktivierung
- erhältlich in 19 mm, 21 mm oder 25 mm
- 8 Größen erhältlich:
- S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, SX (Größe SX nur in Länge 19 mm erhältlich)
- sortiertes Paket enthält: SX, S1, S2, F1, F2 & F3
- hohe Flexibilität
- Drehmoment: 2,0 Ncm – 2,5 Ncm
- empfohlene Drehzahl: 150–300 U/min
- nur zum Einmalgebrauch
- kann vor Gebrauch bis 134 °C sterilisiert werden

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
0219SX	19 mm	Öffnen	SX	3,5–9 %	●	0,19 mm	6 Stück	23,95€
0221ASST	21 mm		sortiert				6 Stück	23,95€
0221F1	21 mm	Finishing	F1	7 %	●	0,20 mm	6 Stück	23,95€
0221F2	21 mm	Finishing	F2	8 %	●	0,25 mm	6 Stück	23,95€
0221F3	21 mm	Finishing	F3	9 %	●	0,30 mm	6 Stück	23,95€
0221F4	21 mm	Vergrößern	F4	6 %	●	0,40 mm	6 Stück	23,95€
0221F5	21 mm	Vergrößern	F5	5 %	●	0,50 mm	6 Stück	23,95€
0221S1	21 mm	Formen	S1	2–11 %	●	0,17 mm	6 Stück	23,95€
0221S2	21 mm	Formen	S2	4–11,5 %	○	0,20 mm	6 Stück	23,95€
0225ASST	25 mm		sortiert				6 Stück	23,95€
0225F1	25 mm	Finishing	F1	7 %	●	0,20 mm	6 Stück	23,95€
0225F2	25 mm	Finishing	F2	8 %	●	0,25 mm	6 Stück	23,95€
0225F3	25 mm	Finishing	F3	9 %	●	0,30 mm	6 Stück	23,95€
0225F4	25 mm	Vergrößern	F4	6 %	●	0,40 mm	6 Stück	23,95€
0225F5	25 mm	Vergrößern	F5	5 %	●	0,50 mm	6 Stück	23,95€
0225S1	25 mm	Formen	S1	2–11 %	●	0,17 mm	6 Stück	23,95€
0225S2	25 mm	Formen	S2	4–11,5 %	○	0,20 mm	6 Stück	23,95€





E03 NiTi Pro Flexi-Feilen zum Reinigen und Formen

Beschreibung

- wird zum Reinigen und Formen von Kanälen verwendet
- NiTi-Wärmeaktivierung
- erhältlich in 19 mm, 21 mm oder 25 mm
- 6 Größen verfügbar:
- #01/09, #20/04, #25/04, #30/04, #35/04 und #25/06 (Größe #01/09 nur in 19 mm Länge verfügbar)
- sortiertes Paket enthält alle Größen
- einfaches, effektives System
- einzigartige Flexibilität
- Drehmoment: 2,0 Ncm – 2,5 Ncm
- empfohlene Drehzahl: 150–300 U/min
- nur zum Einmalgebrauch
- kann vor Gebrauch bis zu 134 °C sterilisiert werden

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
0319019	19 mm	Öffnen	01/09	9 %	●	0,19 mm	6 Stück	23,95€
0321ASST	21 mm		sortiert				6 Stück	23,95€
0321204	21 mm	Formen	20/04	4 %	●	0,20 mm	6 Stück	23,95€
0321254	21 mm	Formen	25/04	4 %	●	0,25 mm	6 Stück	23,95€
0321304	21 mm	Formen	30/04	4 %	●	0,30 mm	6 Stück	23,95€
0321354	21 mm	Formen	35/04	4 %	●	0,35 mm	6 Stück	23,95€
0321256	21 mm	Formen	25/06	6 %	●	0,25 mm	6 Stück	23,95€
0325ASST	25 mm		sortiert				6 Stück	23,95€
0325204	25 mm	Formen	20/04	4 %	●	0,20 mm	6 Stück	23,95€
0325254	25 mm	Formen	25/04	4 %	●	0,25 mm	6 Stück	23,95€
0325304	25 mm	Formen	30/04	4 %	●	0,30 mm	6 Stück	23,95€
0325354	25 mm	Formen	35/04	4 %	●	0,35 mm	6 Stück	23,95€
0325256	25 mm	Formen	25/06	6 %	●	0,25 mm	6 Stück	23,95€

E04 NiTi Pro Flexi-Feilen zum Reinigen und Formen

Beschreibung

- 33 mm lang
- NiTi-Legierung
- ISO-Farbcodierung
- zur Verwendung mit Ultraschall-Scaler
- hervorragende Zähigkeit
- nur zum Einmalgebrauch
- kann vor Gebrauch bis zu 134 °C sterilisiert werden



Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
0415	33 mm	Reinigen Formen	15		○		6 Stück	5,95€
0420	33 mm	Reinigen Formen	20		●		6 Stück	5,95€
0425	33 mm	Reinigen Formen	25		●		6 Stück	5,95€
0430	33 mm	Reinigen Formen	30		●		6 Stück	5,95€
0435	33 mm	Reinigen Formen	35		●		6 Stück	5,95€
0440	33 mm	Reinigen Formen	40		●		6 Stück	5,95€

E10 Entfernen von Guttapercha & anderen Materialien

Beschreibung

- zum Entfernen von Guttapercha und Wurzelfüllmaterial
- 150–300 U/min
- erhältlich in 16 mm, 18 mm oder 22 mm





Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
10ASST	sortiert	Entfernen	D1-D3				6 Stück	18,90€
1016D1	16 mm	Entfernen	D1				6 Stück	18,90€
1018D2	18 mm	Entfernen	D2				6 Stück	18,90€
1022D3	22 mm	Entfernen	D3				6 Stück	18,90€

E05 NiTi One Feilen Blau zum Reinigen und Formen

Beschreibung

- zum Reinigen und Formen von Kanälen
- NiTi-Wärmeaktivierung
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- sortiert: je 2 x R25 - R50
- nur ein Instrument zur Wurzelkanalaufbereitung erforderlich
- Drehmoment: 2,0 Ncm – 2,5 Ncm
- empfohlene Drehzahl: 150–300 U/min
- nur zum Einmalgebrauch
- kann vor Gebrauch bis 134 °C sterilisiert werden

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
0521ASST	21 mm	Formen	sortiert	5-8 %			6 Stück	24,50€
0521R25	21 mm	Formen	R25	8 %	●	0,25 mm	6 Stück	24,50€
0521R40	21 mm	Formen	R40	6 %	●	0,40 mm	6 Stück	24,50€
0521R50	21 mm	Formen	R50	5 %	●	0,50 mm	6 Stück	24,50€
0525ASST	25 mm	Formen	sortiert	5-8 %			6 Stück	24,50€
0525R25	25 mm	Formen	R25	8 %	●	0,25 mm	6 Stück	24,50€
0525R40	25 mm	Formen	R40	6 %	●	0,40 mm	6 Stück	24,50€
0525R50	25 mm	Formen	R50	5 %	●	0,50 mm	6 Stück	24,50€




E06 NiTi One Silber Feilen Reziprok

Beschreibung

- reziprokes System
- nur ein Instrument zur Wurzelkanalaufbereitung erforderlich
- effizient und zeitsparend
- Drehmoment 2,0 Ncm – 2,5 Ncm
- sortiert: je 2 x R25 - R50
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
0621ASS	21 mm	Formen	sortiert				6 Stück	24,50€
062125	21 mm	Formen	R25	8 %	●	0,25 mm	6 Stück	24,50€
062140	21 mm	Formen	R40	6 %	●	0,40 mm	6 Stück	24,50€
062150	21 mm	Formen	R50	5 %	●	0,50 mm	6 Stück	24,50€
0625ASS	25 mm	Formen	sortiert				6 Stück	24,50€
062525	25 mm	Formen	R25	8 %	●	0,25 mm	6 Stück	24,50€
062540	25 mm	Formen	R40	6 %	●	0,40 mm	6 Stück	24,50€
062550	25 mm	Formen	R50	5 %	●	0,50 mm	6 Stück	24,50€




E08 Roll Wave Files GOLD NiTi hitzeaktiviert

Beschreibung

- reziprokes System
- erhöhte Flexibilität für mehr Sicherheit
- effizientes, sicheres Formen
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
0821ASST	21 mm	Kondensieren	20-45				4 Stück	24,50€
08212007	21 mm	Kondensieren	20	7 %	●		4 Stück	24,50€
08212507	21 mm	Kondensieren	25	7 %	●		4 Stück	24,50€
08213506	21 mm	Kondensieren	35	6 %	●		4 Stück	24,50€
08214505	21 mm	Kondensieren	45	5 %	○		4 Stück	24,50€
0825ASST	25 mm	Kondensieren	20-45				4 Stück	24,50€
08252007	25 mm	Kondensieren	20	7 %	●		4 Stück	24,50€
08252507	25 mm	Kondensieren	25	7 %	●		4 Stück	24,50€
08253507	25 mm	Kondensieren	35	6 %	●		4 Stück	24,50€
08254007	25 mm	Kondensieren	45	5 %	○		4 Stück	24,50€



E09 Gutta-Kondensatorfeilen aus Edelstahl

Beschreibung

- Gutta-Kondensatorfeile wird zum Kondensieren und Verdichten von Guttapercha im Wurzelkanal verwendet
- umgekehrte Hedström-Kondensatoren
- empfohlene Drehzahl: 8.000 U/min
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm



Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
092125	21 mm	Kondensieren	25		●		4 Stück	14,90€
092130	21 mm	Kondensieren	30		●		4 Stück	14,90€
092135	21 mm	Kondensieren	35		●		4 Stück	14,90€
092145	21 mm	Kondensieren	45		●		4 Stück	14,90€
092225	25 mm	Kondensieren	25		●		4 Stück	14,90€
092230	25 mm	Kondensieren	30		●		4 Stück	14,90€
092235	25 mm	Kondensieren	35		●		4 Stück	14,90€
092245	25 mm	Kondensieren	45		●		4 Stück	14,90€

E11 Spiralfüller aus Edelstahl

Beschreibung

- zum Platzieren von Materialien im Kanal
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- Edelstahl
- in 4 verschiedenen Größen erhältlich
- ISO-Farbcodierung
- Einmalgebrauch



Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
1121ASST	21 mm	Füllen	25-40		●		4 Stück	5,95€
112125	21 mm	Füllen	25		●		4 Stück	5,95€
112130	21 mm	Füllen	30		●		4 Stück	5,95€
112135	21 mm	Füllen	35		●		4 Stück	5,95€
112140	21 mm	Füllen	40		●		4 Stück	5,95€
1125ASST	25 mm	Füllen	25-40				4 Stück	5,95€
112525	25 mm	Füllen	25		●		4 Stück	5,95€
112530	25 mm	Füllen	30		●		4 Stück	5,95€
112535	25 mm	Füllen	35		●		4 Stück	5,95€
112540	25 mm	Füllen	40		●		4 Stück	5,95€

E12 Gates Bohrer Edelstahl

Beschreibung

- zur Formgebung des koronalen Drittels des Kanals
- Edelstahl
- erhältlich in 28 mm oder 32 mm
- in 6 verschiedenen Größen erhältlich
- hohe Schneidleistung
- empfohlene Drehzahl: 800-1200 U/min



Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
1228ASST	28 mm	Vorbereiten	1 - 6			0,5 - 1,5 mm	6 Stück	7,95€
12281	28 mm	Vorbereiten	1			0,5 mm	6 Stück	7,95€
12282	28 mm	Vorbereiten	2			0,7 mm	6 Stück	7,95€
12283	28 mm	Vorbereiten	3			0,9 mm	6 Stück	7,95€
12284	28 mm	Vorbereiten	4			1,1 mm	6 Stück	7,95€
12285	28 mm	Vorbereiten	5			1,3 mm	6 Stück	7,95€
12286	28 mm	Vorbereiten	6			1,5 mm	6 Stück	7,95€
1232ASST	32 mm	Vorbereiten	1 - 6			0,5 - 1,5 mm	6 Stück	7,95€
12321	32 mm	Vorbereiten	1			0,5 mm	6 Stück	7,95€
12322	32 mm	Vorbereiten	2			0,7 mm	6 Stück	7,95€
12323	32 mm	Vorbereiten	3			0,9 mm	6 Stück	7,95€
12324	32 mm	Vorbereiten	4			1,1 mm	6 Stück	7,95€
12325	32 mm	Vorbereiten	5			1,3 mm	6 Stück	7,95€
12326	32 mm	Vorbereiten	6			1,5 mm	6 Stück	7,95€

E14 PA-Feilen NiTi-Legierung

Beschreibung

- 2 % Konizität für einen effektiven Gleitpfad
- effizient und zeitsparend
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- sortiert: je 2 x 013, 016, 019

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
1421ASST	21 mm	Kondensieren	sortiert				6 Stück	14,95€
1421013	21 mm	Kondensieren	013		●		6 Stück	14,95€
1421016	21 mm	Kondensieren	016		○		6 Stück	14,95€
1421019	21 mm	Kondensieren	019		●		6 Stück	14,95€
1425ASST	25 mm	Kondensieren	sortiert				6 Stück	14,95€
1425013	25 mm	Kondensieren	013		●		6 Stück	14,95€
1425016	25 mm	Kondensieren	016		○		6 Stück	14,95€
1425019	25 mm	Kondensieren	019		●		6 Stück	14,95€



E15 Peeso Reibahlen Edelstahl

Beschreibung

- Edelstahl
- erhältlich in 28 mm oder 32 mm
- in 6 verschiedenen Größen erhältlich
- hohe Schneidleistung
- empfohlene Drehzahl: 800–1200 U/min

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
1528ASST	28 mm	Reiben	sortiert			0,7-1,7 mm	6 Stück	8,95€
15281	28 mm	Reiben	1			0,7 mm	6 Stück	8,95€
15282	28 mm	Reiben	2			0,9 mm	6 Stück	8,95€
15283	28 mm	Reiben	3			1,1 mm	6 Stück	8,95€
15284	28 mm	Reiben	4			1,3 mm	6 Stück	8,95€
15285	28 mm	Reiben	5			1,5 mm	6 Stück	8,95€
15286	28 mm	Reiben	6			1,7 mm	6 Stück	8,95€
1532ASST	32 mm	Reiben	sortiert			0,7-1,7 mm	6 Stück	8,95€
15321	32 mm	Reiben	1			0,7 mm	6 Stück	8,95€
15322	32 mm	Reiben	2			0,9 mm	6 Stück	8,95€
15323	32 mm	Reiben	3			1,1 mm	6 Stück	8,95€
15324	32 mm	Reiben	4			1,3 mm	6 Stück	8,95€
15325	32 mm	Reiben	5			1,5 mm	6 Stück	8,95€
15326	32 mm	Reiben	6			1,7 mm	6 Stück	8,95€



E16 pro-path Feilen Gold NiTi hitzeaktiviert

Beschreibung

- einzigartige Flexibilität
- ungleichmäßige Verjüngung (2 % – 6 %)
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- Pro-Path-Feilen Nr. 16 sind alles, was Sie brauchen, um alle Kurven bis zur Spitze zu bewältigen

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
162116	21 mm			2 - 6 %			6 Stück	23,95€
162516	25 mm			2 - 6 %			6 Stück	23,95€



E17 pro-path Feilen Chameleon NiTi hitzeaktiviert

Beschreibung

- verbessert sowohl die Schneid- als auch die Spanabfuhrfähigkeit
- einzigartige Flexibilität
- ungleichmäßige Verjüngung (2 %-6 %)
- Pro-Path-Feilen Nr. 016 sind alles, was Sie brauchen, um alle Kurven bis zur Spitze zu bewältigen
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
172116	21 mm			2 - 6 %			6 Stück	24,95€
172516	25 mm			2 - 6 %			6 Stück	24,95€



E18 dual shaper Feilen Chameleon NiTi hitzeaktiviert

Beschreibung

- ein neues Wurzelkanal-NiTi-Feilensystem wurde durch thermische Aktivierung, Laserabschreckung und Nanobeschichtung entwickelt
- die Abriebfestigkeit wird erheblich erhöht, wodurch die Lebensdauer um das 3- bis 10- fache verbessert wird
- die Oberflächenhärte der Feile wird um 168 % erhöht
- erhältlich in 4 Größen
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- sortiert: SX, 016, 20/04, 25/04, 25/06




Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
1819SX	19 mm	Vorbereiten	SX	3,5-19 %	●	0,19 mm	5 Stück	24,95€
1821ASST	21 mm	Vorbereiten	sortiert			0,2-,0,25 mm	5 Stück	24,95€
18212004	21 mm	Vorbereiten	20/04	4 %	●	0,2 mm	5 Stück	24,95€
18212504	21 mm	Vorbereiten	25/04	4 %	●	0,25 mm	5 Stück	24,95€
18212506	21 mm	Vorbereiten	25/06	6 %	●	0,25 mm	5 Stück	24,95€
1825ASST	25 mm	Vorbereiten	sortiert			0,2-,0,25 mm	5 Stück	24,95€
18252004	25 mm	Vorbereiten	20/04	4 %	●	0,2 mm	5 Stück	24,95€
18252504	25 mm	Vorbereiten	25/04	4 %	●	0,25 mm	5 Stück	24,95€
18252506	25 mm	Vorbereiten	25/06	6 %	●	0,25 mm	5 Stück	24,95€

E25 d-shaper Feilen Gold NiTi hitzeaktiviert

Beschreibung

- perfekter Schnittwinkel und Gewinde
- hervorragende Schneidleistung
- erhältlich in 5 Größen
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- sortiert: R, 016, S1, S2, S3, S4




Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
2517R	17 mm	Vorbereiten	R	10 %	●		6 Stück	24,95€
2521ASST	21 mm	Vorbereiten	sortiert				6 Stück	24,95€
2521S1	21 mm	Vorbereiten	S1		●		6 Stück	24,95€
2521S2	21 mm	Vorbereiten	S2		●		6 Stück	24,95€
2521S3	21 mm	Vorbereiten	S3		●		6 Stück	24,95€
2521S4	21 mm	Vorbereiten	S4		●		6 Stück	24,95€
2525ASST	25 mm	Vorbereiten	sortiert				6 Stück	24,95€
2525S1	25 mm	Vorbereiten	S1		●		6 Stück	24,95€
2525S2	25 mm	Vorbereiten	S2		●		6 Stück	24,95€
2525S3	25 mm	Vorbereiten	S3		●		6 Stück	24,95€
2525S4	25 mm	Vorbereiten	S4		●		6 Stück	24,95€

E28 pro-flexi-Feilen Chameleon NiTi hitzeaktiviert

Beschreibung

- hohe Schneidleistung
- hohe Flexibilität
- empfohlene Drehzahl: 150-300 U/Min.
- die Abriebfestigkeit erhöht sich erheblich und verbessert die Lebensdauer um das 3- bis 10- fache
- die Oberflächenhärte der Feile ist durch das Herstellungsverfahren um 168 % erhöht
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm



Art. Nr.	Länge	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
2821204	21 mm	20/04	0,20 %	●	4 mm	6 Stück	24,95€
2821254	21 mm	25/04	0,25 %	●	4 mm	6 Stück	24,95€
2821256	21 mm	25/06	0,25 %	●	6 mm	6 Stück	24,95€
2821304	21 mm	30/04	0,30 %	●	4 mm	6 Stück	24,95€
2821354	21 mm	35/04	0,35 %	●	4 mm	6 Stück	24,95€
2825204	25 mm	20/04	0,20 %	●	4 mm	6 Stück	24,95€
2825254	25 mm	25/04	0,25 %	●	4 mm	6 Stück	24,95€
2825256	25 mm	25/06	0,25 %	●	6 mm	6 Stück	24,95€
2825304	25 mm	30/04	0,30 %	●	4 mm	6 Stück	24,95€
2825354	25 mm	35/04	0,35 %	●	4 mm	6 Stück	24,95€

E30 K-Feilen Edelstahl

Beschreibung

- zum Reinigen und Formen von Kanälen
- Edelstahl
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- ISO-Farbcodierung
- flexibel und langlebig
- nur zum Einmalgebrauch
- kann vor Gebrauch bis zu 134 °C sterilisiert werden

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
30K2106	21 mm	Formen	6		●		6 Stück	3,45€
30K2108	21 mm	Formen	8		●		6 Stück	3,45€
30K2110	21 mm	Formen	10		●		6 Stück	3,45€
30K2115	21 mm	Formen	15		○		6 Stück	3,45€
30K2120	21 mm	Formen	20		●		6 Stück	3,45€
30K2125	21 mm	Formen	25		●		6 Stück	3,45€
30K2130	21 mm	Formen	30		●		6 Stück	3,45€
30K2135	21 mm	Formen	35		●		6 Stück	3,45€
30K2140	21 mm	Formen	40		●		6 Stück	3,45€
30K2145	21 mm	Formen	45		○		6 Stück	3,45€
30K2150	21 mm	Formen	50		●		6 Stück	3,45€
30K2155	21 mm	Formen	55		●		6 Stück	3,45€
30K2160	21 mm	Formen	60		●		6 Stück	3,45€
30K2170	21 mm	Formen	70		●		6 Stück	3,45€
30K2180	21 mm	Formen	80		●		6 Stück	3,45€
30K211540	21 mm	Formen	15-40				6 Stück	3,45€
30K214580	21 mm	Formen	45-80				6 Stück	3,45€
30K2506	25 mm	Formen	6		●		6 Stück	3,45€
30K2508	25 mm	Formen	8		●		6 Stück	3,45€
30K2510	25 mm	Formen	10		●		6 Stück	3,45€
30K2515	25 mm	Formen	15		○		6 Stück	3,45€
30K2520	25 mm	Formen	20		●		6 Stück	3,45€
30K2525	25 mm	Formen	25		●		6 Stück	3,45€
30K2530	25 mm	Formen	30		●		6 Stück	3,45€
30K2535	25 mm	Formen	35		●		6 Stück	3,45€
30K2540	25 mm	Formen	40		●		6 Stück	3,45€
30K2545	25 mm	Formen	45		○		6 Stück	3,45€
30K2550	25 mm	Formen	50		●		6 Stück	3,45€
30K2555	25 mm	Formen	55		●		6 Stück	3,45€
30K2560	25 mm	Formen	60		●		6 Stück	3,45€
30K2570	25 mm	Formen	70		●		6 Stück	3,45€
30K2580	25 mm	Formen	80		●		6 Stück	3,45€
30K251540	25 mm	Formen	15-40				6 Stück	3,45€
30K254580	25 mm	Formen	45-80				6 Stück	3,45€



E38 Zum Entfernen von Pulpa

Beschreibung

- Edelstahl
- für den Einmalgebrauch
- gute Flexibilität
- sehr bruchfest
- sortierte Packung:
je 1 Stück XXXXF, XXXF, M, C
je 2 Stück XXF, XF, F
- empfohlene Drehzahl: 800-1200 U/min

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
38ASST	21 mm	Entfernen	XXXXF-C				10 Stück	3,95€
380XXXXF	21 mm	Entfernen	XXXXF		●		10 Stück	3,95€
381XXXXF	21 mm	Entfernen	XXXXF		○		10 Stück	3,95€
382XXF	21 mm	Entfernen	XXF		●		10 Stück	3,95€
383XF	21 mm	Entfernen	XF		●		10 Stück	3,95€
384F	21 mm	Entfernen	F		●		10 Stück	3,95€
385M	21 mm	Entfernen	M		●		10 Stück	3,95€
386C	21 mm	Entfernen	C		●		10 Stück	3,95€





E32 K-Feilen NiTi-Legierung zum Reinigen und Formen

Beschreibung

- NiTi-Legierung
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- ISO-Farbcodierung
- flexibel und langlebig
- nur zum Einmalgebrauch
- kann vor Gebrauch bis zu 134 °C sterilisiert werden

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
32K21NT08	21 mm	Formen	8		●		6 Stück	4,95€
32K21NT10	21 mm	Formen	10		●		6 Stück	4,95€
32K25NT15	21mm	Formen	15		○		6 Stück	4,95€
32K21NT20	21 mm	Formen	20		●		6 Stück	4,95€
32K21NT25	21 mm	Formen	25		●		6 Stück	4,95€
32K21NT30	21 mm	Formen	30		●		6 Stück	4,95€
32K21NT35	21 mm	Formen	35		●		6 Stück	4,95€
32K21NT40	21 mm	Formen	40		●		6 Stück	4,95€
32K21NT45	21 mm	Formen	45		○		6 Stück	4,95€
32K21NT50	21 mm	Formen	50		●		6 Stück	4,95€
32K21NT55	21 mm	Formen	55		●		6 Stück	4,95€
32K21NT60	21 mm	Formen	60		●		6 Stück	4,95€
32K21NT70	21 mm	Formen	70		●		6 Stück	4,95€
32K21NT80	21 mm	Formen	80		●		6 Stück	4,95€
32K21NT1540	21 mm	Formen	15-40				6 Stück	4,95€
32K21NT4580	21 mm	Formen	45-80				6 Stück	4,95€
32K25NT10	25 mm	Formen	10		●		6 Stück	4,95€
32K25NT15	25 mm	Formen	15		○		6 Stück	4,95€
32K25NT20	25 mm	Formen	20		●		6 Stück	4,95€
32K25NT25	25 mm	Formen	25		●		6 Stück	4,95€
32K25NT30	25 mm	Formen	30		●		6 Stück	4,95€
32K25NT35	25 mm	Formen	35		●		6 Stück	4,95€
32K25NT40	25 mm	Formen	40		●		6 Stück	4,95€
32K25NT45	25 mm	Formen	45		○		6 Stück	4,95€
32K25NT50	25 mm	Formen	50		●		6 Stück	4,95€
32K25NT55	25 mm	Formen	55		●		6 Stück	4,95€
32K25NT60	25 mm	Formen	60		●		6 Stück	4,95€
32K25NT70	25 mm	Formen	70		●		6 Stück	4,95€
32K25NT80	25 mm	Formen	80		●		6 Stück	4,95€
32K25NT1540	25 mm	Formen	15-40				6 Stück	4,95€
32K25NT4580	25 mm	Formen	45-80				6 Stück	4,95€

E36 H-Feilen NiTi-Legierung zum Reingen und Formen

Beschreibung

- NiTi-Legierung
- erhältlich in 21 mm oder 25 mm
- ISO-Farbcodierung
- flexibel und langlebig
- nur zum Einmalgebrauch
- kann vor Gebrauch bis zu 134 °C sterilisiert werden



Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
36H21NT08	21 mm	Formen	8		●		6 Stück	4,95€
36H21NT10	21 mm	Formen	10		●		6 Stück	4,95€
36H21NT15	21 mm	Formen	15		○		6 Stück	4,95€
36H21NT20	21 mm	Formen	20		●		6 Stück	4,95€
36H21NT25	21 mm	Formen	25		●		6 Stück	4,95€
36H21NT30	21 mm	Formen	30		●		6 Stück	4,95€
36H21NT35	21 mm	Formen	35		●		6 Stück	4,95€
36H21NT40	21 mm	Formen	40		●		6 Stück	4,95€
36H21NT45	21 mm	Formen	45		○		6 Stück	4,95€
36H21NT50	21 mm	Formen	50		●		6 Stück	4,95€
36H21NT55	21 mm	Formen	55		●		6 Stück	4,95€
36H21NT60	21 mm	Formen	60		●		6 Stück	4,95€
36H21NT70	21 mm	Formen	70		●		6 Stück	4,95€
36H21NT80	21 mm	Formen	80		●		6 Stück	4,95€
36H21NT1540	21 mm	Formen	15-40				6 Stück	4,95€
36H21NT4580	21 mm	Formen	45-80				6 Stück	4,95€
36H25NT08	25 mm	Formen	8		●		6 Stück	4,95€
36H25NT10	25 mm	Formen	10		●		6 Stück	4,95€
36H25NT15	25 mm	Formen	15		○		6 Stück	4,95€
36H25NT20	25 mm	Formen	20		●		6 Stück	4,95€
36H25NT25	25 mm	Formen	25		●		6 Stück	4,95€
36H25NT30	25 mm	Formen	30		●		6 Stück	4,95€
36H25NT35	25 mm	Formen	35		●		6 Stück	4,95€
36H25NT40	25 mm	Formen	40		●		6 Stück	4,95€
36H25NT45	25 mm	Formen	45		○		6 Stück	4,95€
36H25NT50	25 mm	Formen	50		●		6 Stück	4,95€
36H25NT55	25 mm	Formen	55		●		6 Stück	4,95€
36H25NT60	25 mm	Formen	60		●		6 Stück	4,95€
36H25NT70	25 mm	Formen	70		●		6 Stück	4,95€
36H25NT80	25 mm	Formen	80		●		6 Stück	4,95€
36H25NT1540	25 mm	Formen	15-40				6 Stück	4,95€
36H25NT4580	25 mm	Formen	45-80				6 Stück	4,95€

E40 Verdichter aus Edelstahl

Beschreibung

- wird verwendet, um Guttapercha in den Kanal zu verdichten
- glattes, spitzes, konisches Arbeitsende
- Edelstahl
- ISO-Farbcodierung



Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
402515	25 mm	Entfernen	15		○		6 Stück	3,95€
402520	25 mm	Entfernen	20		●		6 Stück	3,95€
402525	25 mm	Entfernen	25		●		6 Stück	3,95€
402530	25 mm	Entfernen	30		●		6 Stück	3,95€
402535	25 mm	Entfernen	35		●		6 Stück	3,95€
402540	25 mm	Entfernen	40		●		6 Stück	3,95€
40251540	25 mm	Entfernen	15-40				6 Stück	3,95€



E42 Verdichter NiTi-Legierung

Beschreibung

- wird verwendet, um Guttapercha in den Kanal zu verdichten
- glattes, spitzes und konisches Arbeitsende
- NiTi-Legierung
- ISO-Farbcodierung

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
422515	25 mm	Entfernen	15		○		6 Stück	4,95€
422520	25 mm	Entfernen	20		●		6 Stück	4,95€
422525	25 mm	Entfernen	25		●		6 Stück	4,95€
422530	25 mm	Entfernen	30		●		6 Stück	4,95€
422535	25 mm	Entfernen	35		●		6 Stück	4,95€
422540	25 mm	Entfernen	40		●		6 Stück	4,95€
42251540	25 mm	Entfernen	15-40				6 Stück	4,95€



E44 Verdichter Edelstahl zum Verdichten & Entfernen

Beschreibung

- zum Verschließen oder Verdichten von Guttapercha nach dem Entfernen überschüssiger Guttapercha
- flaches Arbeitsende
- Edelstahl
- ISO-Farbcodierung

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
442515	25 mm	Entfernen	15		○		6 Stück	3,95€
442520	25 mm	Entfernen	20		●		6 Stück	3,95€
442525	25 mm	Entfernen	25		●		6 Stück	3,95€
442530	25 mm	Entfernen	30		●		6 Stück	3,95€
442535	25 mm	Entfernen	35		●		6 Stück	3,95€
442540	25 mm	Entfernen	40		●		6 Stück	3,95€
44251540	25 mm	Entfernen	15-40				6 Stück	3,95€



E46 Stopfer/Pluggers NiTi Legierung

Beschreibung

- zum Verschließen oder Verdichten von Guttapercha nach dem Entfernen überschüssiger Guttapercha
- flaches Arbeitsende
- NiTi-Legierung
- ISO-Farbcodierung

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Verjüngung %	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
462515	25 mm	Entfernen	15		○		6 Stück	4,95€
462520	25 mm	Entfernen	20		●		6 Stück	4,95€
462525	25 mm	Entfernen	25		●		6 Stück	4,95€
462530	25 mm	Entfernen	30		●		6 Stück	4,95€
462535	25 mm	Entfernen	35		●		6 Stück	4,95€
462540	25 mm	Entfernen	40		●		6 Stück	4,95€
46251540	25 mm	Entfernen	15-40				6 Stück	4,95€

E48 C+ Feilen Edelstahl

Beschreibung

- zum Verschließen oder Verdichten von Guttapercha nach dem Entfernen überschüssiger Guttapercha
- flaches Arbeitsende
- NiTi-Legierung
- ISO-Farbcodierung
- sortiert: je 2 x 06, 08, 10

Art. Nr.	Länge	Anwendung	Größe	Farbe	Spitze	Inhalt	Preis
482106	21 mm	Verdichten	06			6 Stück	6,95€
482108	21 mm	Verdichten	08			6 Stück	6,95€
482110	21 mm	Verdichten	10			6 Stück	6,95€
482112	21 mm	Verdichten	12,5			6 Stück	6,95€
482115	21 mm	Verdichten	15			6 Stück	6,95€
4821ASST	21 mm	Verdichten	sortiert			6 Stück	6,95€
482506	25 mm	Verdichten	06			6 Stück	6,95€
482508	25 mm	Verdichten	08			6 Stück	6,95€
482510	25 mm	Verdichten	10			6 Stück	6,95€
482512	25 mm	Verdichten	12,5			6 Stück	6,95€
482515	25 mm	Verdichten	15			6 Stück	6,95€
4825ASST	25 mm	Verdichten	sortiert			6 Stück	6,95€




Endo Messblock aus Aluminium

Beschreibung

- robuste Aluminiumkonstruktion
- präzise Einstellungen
- vollständig autoklavierbar bis 134°
- Größe: L150 mm x B24 mm x H33 mm
- Farbe: blau

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC10005	Endo Messblock aus Aluminium	1 Stück	94,90€



Autoklavierbarer Endo-Halter aus Aluminium

Beschreibung

- speziell für die Ultraschallreinigung und Autoklavierung von Wurzelkanalinstrumenten entwickelt
- für 18 Hand- oder maschinelle Instrumente bis Größe 110 in allen Längen
- Millimetermaß für Gummistopper-Messungen für Rechts- und Linkshänder
- vollständig autoklavierbar bis 134°
- Größe: B6,5 cm x T3 cm x H5,5 cm
- Farbe: blau

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC2800	Endo Messblock aus Aluminium	1 Stück	29,90€




Endo Stops, verschiedene Farben, 100 Stück

Beschreibung

- Rund mit Schwanz
- 100 Stück/Packung
- farblich sortiert:
Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC329	Endo Stops, verschiedene Farben	100 Stück	6,95€





Autoklavierbarer Endo-Ständer mit 78 Löchern

Beschreibung

- für Hand-/Motor-Endo-Instrumente von 21 mm bis 30 mm
- flexibel für individuelle Konfigurationen
- Edelstahlabdeckung nicht im Lieferumfang enthalten (passende Abdeckung DC4830)
- vollständig autoklavierbar bis 134 °C
- Farbe: blau
- B115 mm x T52 mm x H40 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC4810	Autoklavierbarer Endo-Ständer mit 78 Löchern	1 Stück	12,95€




Autoklavierbarer Endo-Ständer mit 48 Löchern

Beschreibung

- für manuelle/motorische Endo-Instrumente von 21 mm bis 30 mm
- flexibel für individuelle Konfigurationen
- Edelstahlabdeckung nicht im Lieferumfang enthalten (passende Abdeckung DC4830)
- vollständig autoklavierbar bis 134 °C
- Farbe: blau
- 48 Löcher und 4 Endo-Fläschchen
- B115 mm x T52 mm x H40 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC4811	Autoklavierbarer Endo-Ständer mit 48 Löchern	1 Stück	12,95€




Edelstahlabdeckung

Beschreibung

- Edelstahl
- vollständig autoklavierbar bis 134 °C
- B115 mm x T52 mm x H15 mm
- passend für Endo-/Bohrständern: DC4810, DC4811

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC4830	Edelstahlabdeckung	1 Stück	9,95€



Endo Ständer Kunststoff Groß Blau

Beschreibung

- vollständig autoklavierbarer Kunststoffständer mit Einweg-Schwammeinsatz
- reinigt und hält Endo-Instrumente
- Silikonringbasis verhindert Verrutschen
- Durchmesser 45 mm
- passend für DC812 – Endo-Schwämme

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC4833	Endo Ständer Kunststoff Groß Blau	1 Stück	14,95€



Einweg-Endo-Schwämme

Beschreibung

- blaue Einwegschwämme passend für DC4833
- Durchmesser 65 mm x H 8 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC812	Einweg-Endo Schwämme	50 Stück	19,95€

e98 Apexlocator

Der Apexlocator e98 liefert dank modernster Multi-Frequenz-Technologie und einem Hochgeschwindigkeits-Chip schnelle und präzise Messergebnisse. Das kompakte Design, ergänzt durch einen 3,5 Zoll Farb-LCD-Bildschirm, ermöglicht eine klare Darstellung und erleichtert die Bedienung. Der silikonummantelte Feilenclip ist autoklavierbar und hält über 1000 Sterilisationszyklen stand, wodurch Kreuzkontamination verhindert wird. Zusätzlich bietet der Lippenhaken aus 316L-Edelstahl extra Sicherheit. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 1.500 mAh Lithium-Ionen-Batterie und einem stabilen, platzsparenden Design ist der e98 perfekt für den Einsatz in der zahnärztliche Praxis geeignet.



Für maximale Effizienz kann er mit dem Endomotor e88 kombiniert werden.

Technische Daten

- Abmessungen: 20 cm x 17,5 cm x 7 cm
- Gewicht: 660 g
- Display: 3,5 Zoll Farb-LCD
- Schutzklasse: IPX 0
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 1.500 mAh
- Leistungsaufnahme: 0,3 W
- Betriebstemperatur: 10°C bis 40°C



Start-Stopp-Automatik



apikale Umkehrung



apikale Verlangsamung



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DCe98	Apexlocator e98 inkl. Zubehör	1 Stück	199,00€
DCe9803	Feilenklammer für Apexlocator e98	1 Set	19,95€
DCc9802	Lippenhaken für Apexlocator e98	1 Set	19,95€
DCe9801	Messdraht für Apexlocator e98	1 Stück	19,95€
DCe9804	Tester für Apexlocator	1 Stück	19,95€



e9803 Feilenklammer



e9802 Lippenhaken



e9801 Messdraht



e9804 Tester

e88 Endomotor

Der Endomotor e88 von Premium Plus ist ein kabelloser Endomotor, der mit fünf Reziprokatonsmodi für flexible Bewegungen ausgestattet ist. Sein abnehmbarer, autoklavierbarer Miniaturkopf bietet eine 360° einstellbare Kontra-Winkel-Bewegung. Mit wählbaren Speicherprogrammen, anpassbarer Geschwindigkeit und Drehmoment sowie einer maximalen Geschwindigkeit von 1.000 U/min sorgt der e88 für höchste Effizienz. Er kann nahtlos mit dem Apex Locator e98 verbunden werden, um die endodontische Behandlung zu optimieren.

4 Vorwärts- und Reziprok-Modi für alle reziproken Feilen

- | | | |
|-------------|------|-----------------|
| 1. vorwärts | 150° | - rückwärts 30° |
| 2. vorwärts | 180° | - rückwärts 30° |
| 3. vorwärts | 210° | - rückwärts 30° |
| 4. vorwärts | 250° | - rückwärts 30° |

Rückwärts- und Reziprok-Modus für alle reziproken Feilen

1. vorwärts 30° - rückwärts 150°



autoklavierbarer Kopf



Miniaturkopf



abnehmbarer Kopf



360° verstellbarer Winkelstückkopf



- automatische Drehmomentumkehr
- maximale Geschwindigkeit 1.000 U/min
- 360° Vorwärtsdrehbewegung
- wählbare Geschwindigkeits- und Drehmoment-einstellungen
- wählbare Speicherprogramme
- kann mit Apexlocator e98 verbunden werden
- digitales OLED-Display
- leiser Motor
- beidhändiges Display
- Drehmomentkalibrierung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DCe88	Endomotor e88 inkl. Zubehör	1 Stück	499,00€
DCe8801	Winkelstück für Endomotor e88	1 Stück	159,00€
DCe8802	Hygienekappe für Endomotor e88	1 Stück	19,95€
DCe8803	USB Kabel für Endomotor e88	1 Stück	19,95€
DCe8804	Sprühdüse für Endomotor e88	1 Stück	19,95€
DCe8898	Netzteil für Endomotor e88	1 Stück	29,95€



e88 Endomotor & e98 Apexlocator Set

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DCe88e98	Endomotor e88 & Apexlocator e98	1 Set	659,00€





Sprayschlauchsysteme von A.M.S®

Gute und ausreichende Kühlung ist für den Erfolg eines implantologischen Eingriffs von großer Bedeutung. A.M.S. Medical Devices SRL, ein auf die Herstellung medizinischer Einwegprodukte spezialisiertes Unternehmen, bietet eine breite Auswahl an mechanischen Spulleitungen passend für die meisten der führenden Chirurgie-motoren - und das zu einem hervorragenden Preis. Hergestellt in Italien.

PASSEND FÜR ACTEON® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6448	Suni Max, Suni Satelec 2000/3000	10 Stück	52,00€
DEF6462	Implant Center, Implant Center 2 LED, Piezotome, Piezotome 2, Piezotome Solo	10 Stück	72,00€

PASSEND FÜR ATS DENTAL SRL® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6462	Omega Implant	10 Stück	72,00€

PASSEND FÜR ANTHOGRYR® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6452	Implanteo, Impanteo LED	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR ASEPTICO® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6446	AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-6000-70V, AEU-17Bv2, AEU-260S, AEU-707Av2	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR ASTRATECH® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6452	Elcomedit100, SI 923	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR ATR® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6400	ATR Physio Plus, ATR 3000 Plus	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR BIEN AIR® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6448	Chiropro 980	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR BIOSAFIN® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6448	Easy Surgery, MyTutor	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR BONART® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6446	Piezo Surgical System	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR BREDENT® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6404	Sky Unit	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR DE GIORGI® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6444	Steril Intraplant, Intramatic 2, Itramax Plus	10 Stück	52,00€
DEF6446	Ultrasurgery, Intrasure 2	10 Stück	52,00€
DEF6435	Castelini / CEFLA	10 Stück	59,00€

PASSEND FÜR DE GOTZEN® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6462	Dual 2000	10 Stück	72,00€

PASSEND FÜR DENTIUM® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6446	ICT Motor	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR EMS® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6448	Piezon Master Surgery	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR FRIATEC® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6404	Implantology Surgical Unit	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR KAVO® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6453	Intrasurg 300, Intrasurg 500, Intrasurg 300 Plus, Intrasurg 1000, Intrasurg 1000Air	10 Stück	52,00€
DEF6448	Master Surg, Expert Surg	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR KYOCERA® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6446	Implantor Neo	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR MARIOTTI® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6404	Miniuniko, Miniuniko C, Miniuniko F	10 Stück	52,00€
DEF6460	Miniuniko Piezo	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR MECTRON® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6439	Piezossurgery, Piezossurgery II, Piezossurgery 3, Piezossurgery Touch	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR NOBEL BIO CARE® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6435	Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset 200 SI-923, Osseocare	10 Stück	59,00€

PASSEND FÜR NOUVAG® - NOVAXA® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6415	MD7000, TCM3000, New Assistant, Assistant-I-X, Assistant 2, MD10, MD10-S, MD11, MD20, MD30, SM12, SEM2, SU100, CBM, MD8000	10 Stück	52,00€
DEF6416	MD8000	10 Stück	52,00€





PASSEND FÜR NSK® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6446	Surgic XT, Surgic XT Plus, Ossocision Variosurg, Variosurg 3, Surgic Pro	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR RESISTA® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6448	Ultrasonic Bone Surgery	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR SAEHIN® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6446	Traus Sip 10 X-Cube, Traus Sus 10, X Cube	10 Stück	52,00€



PASSEND FÜR SILFRADENT® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6448	Surgibone, Acrobone, Easybone, Easybone 4	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR SIMIT® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
SEDEF03/N	DEF03/N	10 Stück	52,00€
SEDEF04/N	DEF04/N	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR SIRONA® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6404	Dental Unit Teneo	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR TISSI DENTAL® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6444	Implamax	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR W&H® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6452	Elcomed 100/200 Implantmed, Implantmed SI 923, Implantmed SI 95, Implant SI 915, Elcomed SA-310, DU 900 Piezo-med, Implantmed New Design, Elcomed 200 C/SA 200	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR STRAUMANN® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6415	Zimmerdental, Lifecore, Central Plus Innovacorp	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR ESACROM® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6448	Surgysonic I, Surgysonic II, Surgysonic Moto	10 Stück	52,00€

PASSEND FÜR WOODPECKER® GERÄTE

Art. Nr.	Passend mit Gerätetyp	Inhalt	Preis
DEF6417	Implanter	10 Stück	52,00€
DEF6448	Woodpecker LED	10 Stück	52,00€

Alle angegebenen Marken- und Gerätenamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Die aufgelisteten Produkte sind passend für die jeweiligen Geräte.

Sterilisationsbeutel selbstklebend 3-fach seitenversiegelt mit internen und externen Indikatoren

Geeignet für Dampfsterilisation

- 3-fache Seitenversiegelung um eine sterile Lagerung gewährleisten zu können (11,2 mm breit)
- an der Färbung der internen und externen Indikatoren lässt sich einfach erkennen, ob eine Sterilisation bereits stattgefunden hat
- blaugetönte Plastikfolie erleichtert das Entdecken von Löchern, die durch spitze Instrumente verursacht werden können
- leicht zu öffnen durch Daumenschlitz
- der Klebestreifen ermöglicht die luftdichte Versiegelung
- Beutelmarkierungen auf Deutsch und Englisch
- Größen in breiter Auswahl erhältlich



Normen:


EN ISO 13485:2016 / MEDDEV 2.12/1 rev.8:2013 / MEDDEV 2.7/1 rev.4:2016 / EN 868-3: 1999 / EN 868-5:1999 / ISO 11607-1:2006 / EN 867-2: 1997 / ISO 11140-1: 1995 / ISO 11607-1:2006

Art. Nr.	Abmessung	Inhalt	Preis
DC6000	57 mm x 90 mm	200 Stück	3,90€
DC6001	57 mm x 130 mm	200 Stück	3,90€
DC6003	90 mm x 145 mm	200 Stück	5,70€
DC6005	70 mm x 230 mm	200 Stück	6,20€
DC6007	90 mm x 230 mm	200 Stück	7,30€
DC6009	135 mm x 260 mm	200 Stück	11,70€
DC6011	190 mm x 330 mm	200 Stück	18,90€
DC6015	250 mm x 380 mm	100 Stück	14,90€



Sterilisationsrollen

Geeignet für Dampfsterilisation

- blau getöntes Kunststofffenster hilft beim Erkennen von Einstichlöchern, die durch scharfe Instrumente verursacht werden können
- leicht ablesbare Farbindikatoren für Dampf, Wasserdampf oder Gas stellen sicher, dass sterile Bedingungen erreicht wurden
- 200 m pro Rolle.



Art. Nr.	Breite	Inhalt	Preis
DC6052	50 mm	1 Rolle	14,95€
DC6053	75 mm	1 Rolle	24,50€
DC6054	100 mm	1 Rolle	29,90€





Greenline Einweg Bambus Becher 170 ml

Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. Dadurch bietet es sich als nachhaltiger Rohstoff an. Zu Greenline gehört, dass auch beim Versand auf 100% recyclingfähige Kartonage und Verpackung geachtet wird.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
6800BB	Greenline Einweg Bambus Becher 170 ml	1.000 Stück	39,00€



Healthy Teeth Papier Becher 170 ml

- auslaufsicher, rutschfestes Design
- einfache Ausgabe aus dem Becher-spender aufgrund der gerollten Lippe
- unterhaltsame Grafik
- 1.000 Stück/Karton


Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
6800HT	Healthy Teeth Papier Becher 170 ml	1.000 Stück	39,90€



Absaugkanülen farbig gemischt 10 Stück

- 16mm gebogen
- 10 Stück farbig gemischt
- autoklavierbar

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
005L	Absaugkanülen farbig gemischt	10 Stück	8,90€



Soft Touch™ Speichelsauger

- Soft Touch™-Kante eliminiert das Risiko einer Verletzung des Mundgewebes und vermeidet das Ansaugen von Gewebe
- passt auf standardmäßige 11 mm Saughalter
- weiss mit blauer Spitze oder weiss mit lavendelfarbener Spitze

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
ST001	Soft Touch™ Speichelsauger blau	50 Stück	4,95€
ST001L	Soft Touch™ Speichelsauger lavendel	50 Stück	4,95€



Jumping Teeth für die kleinen Patienten

- springende Zähne
- niedliches Design
- günstiges Geschenk für Kinder

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
8001jt	Jumping Teeth	24 Stück	18,00€

Aufsätze für Multifunktionsspritze bunt gemischt

- bietet einen Sprühnebel aus Luft, Wasser oder einer Kombination aus beidem
- kann zur Retraction verwendet werden
- direkt austauschbar mit den meisten Metall-Spritzenaufsätzen für Luft und Wasser
- keine scharfen Kanten für besseren Komfort des Patienten
- einzigartiges Quad-Luftkern-Design für trockene Luft



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC018C	Aufsätze für Multifunktionsspritze bunt gemischt	250 Stück	23,90€

Aufsätze für Multifunktionsspritze EU Type

- bietet einen Sprühnebel aus Luft, Wasser oder einer Kombination aus beidem
- kann zur Retraction verwendet werden
- klar, transparent
- kostengünstiger als das Sterilisieren von Metallsaugern




Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC011E	Aufsätze für Multifunktionsspritze EU Type	250 Stück	23,90€

Röntgenfilm Schutzumschlag - passend mit Dürr® und Kodak®


- schnelles Öffnen
- passend für die meisten Röntgenfilme
- weiches Vinyl mit abgerundeten Ecken

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	passend für	Inhalt	Preis
G1980	Röntgenfilm Schutzumschlag	0 24 x 37 mm	Dürr®	100 Stück	12,95€
G1981	Röntgenfilm Schutzumschlag	1 26 x 42 mm	Dürr®	100 Stück	12,95€
G1982	Röntgenfilm Schutzumschlag	2 33 x 43 mm	Dürr®	100 Stück	12,95€
LF1990	Röntgenfilm Schutzumschlag	0 31 x 36 mm	Kodak®	100 Stück	12,95€
LF1991	Röntgenfilm Schutzumschlag	1 33 x 44 mm	Kodak®	100 Stück	12,95€
LF1992	Röntgenfilm Schutzumschlag	2 40 x 46 mm	Kodak®	100 Stück	12,95€



Röntgenbisskissen

- entnehmen und aufkleben
- angenehmer Schaum
- sowohl für PSP-Umschläge als auch für Sensoren mit Hüllen
- Einweg
- latexfrei



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC2018	Röntgenkissen	200 Stück	14,90€



Satino von Wepa prestige Papierhandtücher 24 x 23 cm, 2-lagig

- ZZ hochweiß Qualität: Zellstoff
- Blattgröße: 24 x 23 cm
- Lagen: 2
- Farbe: hochweiß
- Falzart: ZZ-Falz (Zick-Zack-Falz) oder V-Falz
- Prägemuster: Diamant
- Grammatur: 2 x 18 g/m²
- Zertifikat: EU Ecolabel
- kompatibel mit: PT3- und PT4-Spendern von Satino von Wepa Inhalt

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC02255	Satino von Wepa prestige Papierhandtücher	20 x 200 Tücher 4.000 Tücher	48,00€



Acryl Komposit Organisator für Spritzen

- stabile, langlebige Konstruktion
- durchsichtiges Material macht den Inhalt leicht erkennbar
- zur Aufbewahrung von Kompositen, Adhäsiven, Mikroapplikatoren usw.

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis
M060	Acryl Komposit Organizer Mini	12 Spritzen – L19,5 cm x B9,5 cm x H14,5 cm	54,90€
S060	Acryl Komposit Organizer Standard	18 Spritzen – L29,0 cm x B9,5 cm x H14,5 cm	59,90€



Acryl Applikatorpistolen Organisator

- für bestückte als auch leere Applikatoren
- lagert alle Applikatoren in aufrechter Position
- inklusive Aufbewahrungsfächern
- stabile, langlebige Konstruktion

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis
DC072	Acryl Applikatorpistolen Organisator	für 2 Applikatoren	49,90€
DC074	Acryl Applikatorpistolen Organisator	für 4 Applikatoren	59,90€
DC076	Acryl Applikatorpistolen Organisator	für 6 Applikatoren	79,90€



Acryl Masken Spender

- stabile, langlebige Konstruktion
- Acryl-Abdeckung
- durchsichtiges Material für gute Sichtbarkeit des Inhalts
- vorgebohrte Löcher für die Wandmontage
- L186 mm x B106 mm x H108 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
DC095	Acryl Masken Spender	1 Stück	29,95€

Rücksendebedingungen

Sollte Ihnen ein geliefertes Produkt nicht zusagen, übernehmen wir von Dental-Contact die Rücksendekosten. Dazu müssen Sie innerhalb von 10 Tagen von Ihrem Rückgabe-/ Umtauschrecht gebrauch machen. Wichtig ist, dass Sie die Ware Originalverpackt und ohne Gebrauchsspuren an uns zurückschicken bzw. umtauschen.

Bitte beachten Sie:

Grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen sind Arzneimittel, sterile Waren, Sonderbestellungen und beschädigte Artikel bzw. geöffnete Packungen mit beschädigtem Siegel oder entfernter Blisterfolie.

Vorgehensweise bei Rücksendungen

- Paketschein ausfüllen
- Paketschein per Mail an uns schicken
- bei mehr als einem Paket sagen Sie uns bitte Bescheid
Tel.: 04931 9809681
Mail: order@dental-contact.de
- achten Sie auf eine sichere Umverpackung mit ausreichend Polsterung und Stabilität
- legen Sie zum Rücksendeschein auch eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung
- nach der Benachrichtigung wird die Ware innerhalb der nächsten zwei Werktage abgeholt

Rücksendeschein

Praxisstempel / Firmenstempel

Kundennummer

Dental-Contact Vertriebs KG
Im Spieß 101
D 26506 Norden

Rechnungsnummer

Ansprechpartner/-in

Telefon

Bitte nennen Sie uns den Grund der Rücksendung:

1. falsch bestellt 2. falsch geliefert 3. Produkt entspricht nicht der Beschreibung 4. Produkt ist beschädigt 5. Sonstiges

Artikelnummer Menge	Artikelbezeichnung	

Sollte es einmal vorkommen, dass die Originalverpackung beschädigt, ein Siegel aufgebrochen, oder eine Wiedereinlagerung aus anderen Gründen nicht möglich ist, behalten wir uns vor nach Prüfung der betreffenden Artikel, diese an Sie zurückzusenden. Beachten Sie bei Rücksendungen von Gefahrgut bitte die gesetzlichen Gefahrgutverordnungen.

Bemerkungen

Datum und Unterschrift

SIE FINDEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UNTER:
WWW.DENTAL-CONTACT.DE/SERVICE/ALLGEMEINE-GESCHAEFTSBEDINGUNGEN/

ARTIKEL NICHT GEFUNDEN?



DANN SCHAUEN SIE BEI UNS IM SHOP NACH:

Dental-Contact Vertriebs KG
Dental- & Medizinhandel
Im Spieß 101
D 26506 Norden
Deutschland

Tel. +49 (0) 4931 9809681
Mobil +49 (0)173 8453209
info@dental-contact.de
www.dental-contact.de



Dental-Contact Vertriebs KG
Dental- & Medizinhandel
Hauptstraße 52
AT 2381 Laab im Walde
Österreich

Tel. +43 (0)676 4655990
info@dental-contact.at
www.dental-contact.at



IHR HANDELSPARTNER